管理医療機器 歯科用象牙質接着材

(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)

クリアフィル トライエスボンド ND クイック



スピードと接着の両立



クリアフィル®トライエスボンド ND クイック

塗布後の待ち時間なしでも、優れた接着力を発揮!

スピーディーな操作性!

「トライエスボンド ND クイック」は、ボンド塗布後、 待たずにエアーブローに移ることがき、スピー ディーなボンディング処理が可能です。そのため、 ボンド塗布後の待ち時間に由来する接着阻害リスク が低減します。



良好な接着性!

Self-Etch & Self-Adhesive Technology

1. 浸透性 粘度の低減により歯質浸透性とぬれ性が向上 (Self-Etch)

MDP *1 のSelf-Adhesive機能を活用 *1 下段参照 2.SA機能


独自の多官能モノマー※2と光重合触媒の導入によりボンドの硬化性が向上 3. 硬化性

※2添付文書中の「その他のメタクリル酸系モノマー」を指します。



人歯象牙質に対する微小引張接着強さ

(37°C /24hr 後)



- ●トライエスボンド ND : 塗布 20 秒放置後エアーブロー ※3塗布後、被着面全体に本品が確実に塗布されていることを確認した後、
- エアーブローするまでの時間を3秒とした。

弊社測定のデータ

条件などにより数値は異なります。試験方法は、品目仕様に記載の方法とは異なります。

象牙質との接着界面

顕微鏡写直



写真提供:イノコシ歯科医院 猪越重久先生

走查型電子顕微鏡写真



写真撮影: クラレノリタケデンタル(株)

塗布後の待ち時間なしでも、良好な接着強さを示します。

均一で薄膜な(約 5μm) ボンド層による良好な接着界面が確認できます。

優れた接着耐久性 リン酸エステル系モノマー「MDP」配合

「トライエスボンド ND クイック」は、これまで「クリアフィル®」 シリーズのボンディング材に採用実績のあるリン酸エステル系モノマー 「MDP」を採用しています。

リン酸エステル系モノマー「MDP」は歯質を脱灰しながら、同時にハイドロキシアパタイト やカルシウムと高い親和性を示すことが知られています。さらに、水分の存在下でも安定し ており耐久性に優れることが報告されています。※4

そのため、同物質を含有する本製品により形成される接着界面は歯髄液、唾液などの水分に よる影響を受けにくく、優れた耐久性を発現すると考えられています。

リン酸エステル系モノマー「MDP」の分子構造 | -COO—CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2—O—P リン酸基

※ 4 参考文献 Y.Yoshida, K.Nagakane, R.Fukuda, Y.Nakayama, M.Okazaki, H.Shintani, S.Inoue, Y.Tagawa, K.Suzuki, J. DE Munck, and B.Van Meerbeek, Comparative Study on Adhesive Performance of Functional Monomers, J Dent Res 83 (6); 454-458, 2004

スピードと接着の両立

使用ステップ

通法にしたがい窩洞形成、 防湿、歯髄保護

ボンドの採取(充填準備)





混和皿採取後、7分間*5使用可能




「トライエスボンド ND クイック」は、クラレ ノリタケデンタルの親水性成分、疎水性成分を 均一化する技術により、分離層の形成が抑制さ れています。そのため、容器中・採取後・塗布 時のいずれにおいても親水性成分、疎水性成分 は均一な状態が維持されます。

ボンドの塗布







トライエスボンドND

「トライエスボンド ND クイック」は、窩壁部 にも塗布しやすく、複雑な窩洞や小さな窩洞内 へも均一に浸透しやすい適度な粘性を有してい

冷蔵保存(2~8℃

トライエスボンドNDクイック

練和紙を垂直にし、30秒 後の状態

●写真はボンドを採取した

5 秒以上しっかりと乾燥

マイルドなエアーブローで



光照射





優れた光硬化特性により、 高出力 LED での照射時間は3秒!

歯科重合用光照射器について

分類	光源	波長	光量	照射時間
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	有効波長域が400~515nm	400 mW/cm²以上	10 秒
LED照射器	青色LED	発光スペクトルピークトップが 450~480nm	800~1400 mW/cm ²	10 秒
高出力LED照射器	青色LED	発光スペクトルピークトップが 450~480nm	1500 mW/cm²以上	3 秒

上記の条件を満たす歯科重合用光照射器を使用してください。

光重合型 CR の充填・硬化・研磨



「トライエスボンド ND クイック」は、 塗布後の待ち時間なしでも、良好な 接着強さを示します。



写真提供:田代歯科医院 田代浩史先生

上記の使用ステップは、添付文書記載の使用方法 A-1. 「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」を示します。

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)

ツアフィル®トライエスボンド ND クイック





〔単品包装〕

●ボンド (5.6mL) × 1 本

〔セット品包装〕

●ボンド (5.6mL) × 1 本 ●付属品(混和皿(B)、 遮光板 (B)、 スポンジ小片 (NL))× 各1個

関連商品

フロアブルレジンを組み合わせて、さらに簡便な充填処置が可能!

フジェスティ® **FS** フロー



(Super Low)

単品包装

- ●レジン充填材 (Super Low) (各 2.7g/1.5mL) (A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, XW)
- ●付属品: ニードルチップ(N)(5個) ニードルチップキャップ(5個)



(Low)

単品包装

- ●レジン充填材〔Low〕(各 2.7g/1.5mL) (A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, XW, A2D, A3D)
- ●付属品: ニードルチップ(N)(5個) ニードルチップキャップ(5個)



(High)

単品包装

- ●レジン充填材〔High〕(各 2.7g/1.5mL) (A1, A2, A3, A2D, A3D)
- ●付属品: ニードルチップ(N)(5個) ニードルチップキャップ(5個)



充填修復や修復物の表面処理、レジンコアまで幅広く対応!

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)

ガンド SE ONE

医療機器認証番号: 223ABBZX00085000

〔セット品包装〕

- ●ボンド (5.6mL) 1本
- ●付属品: 遮光板(C) 1個 混和皿(C) 1個 アプリケーターブラシ (ファイン <シルバー>) 50本

〔単品包装〕

●ボンド (5.6mL) 1本

●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

- ●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。
- ●本文中の「トライエスボンド ND クイック」「トライエスボンド ND」および「マジェスティ® ES フロー」は、それぞれ「クリアフィル® トライエスボンド ND クイック」「クリアフィル トライエスボンド® ND」 および「クリアフィル® マジェスティ® ES フロー」を示します。



>> クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

製造販売元

連絡先

▶ グラレノリタケ デンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28



〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル) フリーダイヤル:0120-330-922

販 売 元

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 http://www.dental-plaza.com

TEL.(06)6380-2525 TEL.(03)3834-6161