

カリエス リスク テスト Caries Risk Test

CRT バクテリア

- 唾液中のミュータンスレンサ球菌とラクトバチラス菌（乳酸桿菌）を、培地の両面を使うことにより同時に判定できます。
- 検査手順が簡単、衛生的で、わずか2日後には、精度の高い検査結果が得られます。
- プラーク中のミュータンスレンサ球菌の、有無の判定にも使用できます。

患者さんの信頼UPに
— CRT カリエス リスク テスト




Factors involved in development of carious defects (according to König, 1971)

カリエスリスクを早期に発見して
予防につなげましょう




2 tests in 1



ivoclar
vivadent



パラフィンペレットを噛み
唾液の分泌を促す。




CRTビーカーに
唾液を集める。



寒天培地に触れないよう
に両面の防護紙を剥がす。



ピペットを使って、両面を
唾液で完全に濡らす。



寒天培地を培養試験管に
戻し、CRTカルチュラに
立てて置く。
37°Cで48時間培養する。



CRTカルチュラから試験
管を取り出し、ミュータ
ンスレンサ球菌とラクトバ
チラス菌のコロニーの密
度をモデルチャートで比
較する。

CRTカルチュラ


- 室温から最高55℃まで温度調整ができる小型培養器です。
- 縦にでも横にでも自由に設置できます。

仕様

電圧周波数：100V、50/60Hz
 電 力：26W/0.2A
 温度設定：25～55℃±1℃
 外側寸法：W310×D168×H155mm
 内側寸法：W220×D150×H120mm
 重 量：1.1kg
 温 度 計：最高60℃

付属品

- ヒートプロテクター……………1
- 温度計……………1
- プラスチック培養試験管ホルダー……………1



カリエスリスクテスト CRTバッファ

- テストストリップにより、唾液の緩衝能を検査します。
- 簡単な手順で、その場で(5分後)検査結果がわかります。
- 青色は緩衝能が高いこと、黄色は低いことを示しています。

- パラフィンペレットを噛み、唾液の分泌を促す
- CRTビーカーに唾液を集める
- テストストリップを袋から取り出す
- ピペットを使い黄色部分全体を唾液で濡らす
- 5分間そのままにしておく
- ストリップの色をカラーチャートと比較して緩衝能を調べる



CRTイントロパック

CRTバクテリア……………3本
 CRTバッファ・テストストリップ…3枚
 付属品

**CRTバクテリアと
 CRTバッファのセットです**



CRTバクテリア スタンダードパック

CRTバクテリア……………6本
 付属品



CRTバッファ スタンダード


CRTバッファ・テストストリップ…6枚
 付属品

別売

CRTビーカー リフィール (10ヶ入)
 (補充用)

補充品

CRTパラフィン リフィール (6ヶ入)



〒001-0010 札幌市北区北10条西4丁目楠本第10ビル ☎(011)709-7721
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎(045)222-0381
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/> 0511/vivcrt/10,000/1