

歯科医院専用

## 「プリニアスマート」4つのポイント


### Power

#### 「リニア音波振動」

先進のリニア駆動<sup>※1</sup>により、1分間に約31,000回ものブラシストローク<sup>※2</sup>を実現。高速振動で手用歯ブラシより短時間で効果的にブラーケを除去します。

※1 ジーシーブリニア スマートは、パナソニックが音波振動歯ブラシ専用に開発したリニアモーター技術を搭載しています。

※2 往復振動の片側を1ストロークとして計算。



### Brushing

#### プロフェッショナルなブラッシングを実現

効果的なブラーケ除去のため、小刻みな往復運動を再現。振幅モードは、Normal/Soft/S-softの3つ<sup>※3</sup>。初めて音波振動歯ブラシを使用される方や、歯内に炎症のある方でも快適に使用することができます。

※3 Normal のみソフトスタート機能付。



### Choice

#### 用途に合わせて選べる3タイプのブラシ



##### ステインオフブラシ

歯に沈着したステインが気になる方に



##### カーブフロートブラシ

ブラーケを効率的に落としたい方に



##### ワンタフトブラシ

通常の歯ブラシが届きにくい部分を、重点的に磨きたい方に

僕は歯のステインが気になるから  
ステインオフブラシがいいな



### Smart

#### コンパクトなボディ

本体重量は、従来品（ブリニアスマート）から35g減の90gまで軽量化。より持ちやすく快適に使用できます。

軽いから  
持ち続けても  
疲れない



### 包装



希望患者価格 ￥9,975 (税込)

### 包装

●ブリニアスマート本体	1台
●充電器（ブラシスタンド付）	1個
●カーブフロートブラシ	1本
●ステインオフブラシ	1本
●ワンタフトブラシ	1本
●音波&電動歯ブラシ用歯みがきベースト	1本
●取扱説明書	

### 別売品



#### カーブフロートブラシ

（ブラシ2本、識別リング4色）

1セット 希望患者価格  
￥945 (税込)



#### テーパーカーブフロートブラシ

（ブラシ2本、識別リング4色）

1セット 希望患者価格  
￥1,155 (税込)



#### ステインオフブラシ

（ブラシ2本、識別リング4色）

1セット 希望患者価格  
￥945 (税込)



#### ワンタフトブラシ

※ブラシの色はブルーのみ

（ブラシ2本、識別リング4色）

1セット 希望患者価格  
￥420 (税込)



#### ワンタフトブラシ

※ブラシの色はホワイトのみ

（ブラシ2本、識別リング4色）

1セット 希望患者価格  
￥420 (税込)



#### トラベルケース

（ホワイト）

希望患者価格  
￥1,260 (税込)

※「ブリニアスマート」専用です。



音波&電動歯ブラシ用歯みがきベースト  
(販売名: プロスペック歯みがきベーストG)  
1本 65g 希望患者価格 | 1本 ￥473 (税込)

●薬効成分：フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、塗酸クロルヘキシジン●研磨剤：無水ケイ酸●潤滑剤：濃グリセリン、プロビレン glycole●発泡剤：ラウリル硫酸ナトリウム●乳化剤：ポリオキシエチレングリコール●粘度調整剤：カルボキシメチセルロースナトリウム●防腐剤：バラベン・甘味料：キシリトール、サッカリンナトリウム●着香剤：香料（グレープフルーツ）●溶剤：精製水

製造販売元  
日本コルマー株式会社  
医薬部外品

株式会社 ジーシー お客様窓口 0120-179418

受付時間9:00a.m~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <http://www.mi21.net>

詳しくは当医院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

発売元

株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3-2-14

製造元

パナソニック株式会社



いつもと違うツルツル感。



音波振動歯ブラシ ジーシー プリニアスマート

**PRINIA** NEW  
Smart

SONIC TOOTHBRUSH

Powered by **Panasonic**

# プラークとステインを落として歯をツルツルに——

PRINIA Smart

ヨゴレの原因は「プラーク」と「ステイン」

## プラークとは

歯面に付着した細菌の塊で、粘着性のある白色や黄白色の付着物です。むし歯や歯周病など様々な病気の原因となります。

歯ブラシで落とすことができるため、毎日のブラッシングでしっかりと除去することが大切です。



歯と歯肉の境目と歯と歯の間にプラークが付着している。歯面をかき取るとプラークが塊でとれてくる。

○プラークがたまりやすいところ



## 効果的な歯磨き手順 中へ



## ステインとは

お茶やコーヒー、ワインに含まれる色素や、タバコのヤニなどが歯面に沈着したもので。時間経過とともに通常の歯ブラシでは落としにくくなります。毎日のブラッシングで予防することが大切です。




喫煙者男性(60代)。歯面の広い範囲にステインが沈着している

### ●プラークの除去には



#### カーブフロートブラシ

歯の凹凸に合わせて毛束が上下する特殊なフロート構造を採用。先端密集毛とカーブネックにより、歯間部や奥歯も効率的に磨けます。




### ●磨き残しが気になるところには



#### ワンタフトブラシ

歯と歯の間や歯並びが悪いところ、奥歯のうしろ側・矯正装置の周辺など、通常の歯ブラシが届きにくい部分を磨くために作られたポイント磨き専用歯ブラシです。




### 歯磨き手順 計2分

ブラシを歯の表面に軽く当て、奥歯から前歯にゆっくり引くように動かします。お口の中を4ブロック(A・B・C・D)に分け、各ブロックごとに

- ①歯の外側
- ②歯の噛む面
- ③歯の内側

30秒、計2分を目安にていねいに磨きます。

○30秒ごとに一時停止するタイマー機能を目安におこなってください。



### ●ステインが気になる方は



#### ステインオフブラシ

ひし形&密集毛が歯面をしっかりと洗い、歯を傷つけずにステインを除去します。また、ブラシ背面のシリコンカバーにより、使用中、歯に当たった際の振動を軽減しています。



### ステインオフブラシの効果



### 操作しやすいワンボタンスイッチ

ON/OFFと各モードがワンボタンで操作可能。各モードは文字ランプが点灯でお知らせしてくれます。



### 30秒お知らせタイマー機能

ブラッシング開始から約30秒ごとに一時停止し、歯みがき時間の目安をお知らせします。

### 充電完了お知らせ機能



充電中は充電表示ランプ(赤)が点灯、充電完了すると消灯します。

※連続使用時間: 90分(フル充電時)



### お手入れは簡単

ブラシを本体に取り付けたまま水洗いができます。

### 専用の歯みがきペーストが付属

むし歯・歯周病予防に有効な、音波&電動歯ブラシ専用の歯みがきペーストです。



低研磨性

低癡泡性

フッ素配合

キシリトール配合

Normal  
Soft  
S-soft

Panasonic

