


SUNSTAR

医療機関向

セルフケアはもちろん、お子様の仕上げ磨きにも最適!

MIROLITE SONIC toothbrush

バトラーミロライト音波振動ハブラシ



LEDライト内蔵で、
ヘッドが光る

すみずみまで、
見える

しっかり除去


BUTLER

製品情報

【電 源】 DC1.5V (単4アルカリ乾電池1本使用)
 【外形寸法】 本体(ブラシ装着時) 太さ18~21mm×高さ170mm
 本体(キャップ装着時) 太さ22~25mm×高さ172mm
 本体(デンタルミラー装着時) 太さ18~23mm×高さ177mm

【質 量】 本体24g (ブラシ装着時、乾電池別、キャップ別)
 本体36g (ブラシ装着時、乾電池別、キャップ含む)
 本体24g (デンタルミラー装着時、乾電池別、キャップ別)
 【振 動 数】 約9,000回/分(無負荷時)

LEDライトで口腔内を明るく照らして、すみずみまでチェック。 キレイ実感チェック&ブラッシング。



LEDライト内蔵だからすみずみまで明るくて見やすい。

LEDライトでお口をチェックしながら丁寧に磨けます。




2分間ブラッシングタイマー機能。
スイッチを切りわすれても、2分間で自動停止するタイマー機能付き。

乾電池1本で長持ちエコ。
単4アルカリ乾電池1本で、1回2分使用で約60回使用可能



ワンタッチスイッチ。
スイッチひとつで、それぞれのモードに切り替わります。



デンタルミラー

- 歯の裏側まで見やすい角度設計
- お口の中がしっかり見えるくもり止め設計

ハブラシ

- 歯科医がすすめる基本設計
- 細くても清掃性/耐久性に優れたサンスター独自開発フィラメント
- 替えブラシはお口の状態に合わせた「ふつう」と「やわらかめ」の2タイプ

* 歯ぐきの弱ってきた方には「やわらかめ」をお勧めします。


シングルタフト

- 磨きにくい場所を集中ポイントケア
- 奥歯の隙間にもとどきやすい角度設計(130°)
- やわらかさと弾力性に優れたフィラメント採用


■ あらゆる年齢のリスク部位に対応

乳幼児期	学齢期	成人期	高齢期
乳歯う蝕予防、仕上げ磨きに	矯正治療中のブラケット周囲のケアに	二次う蝕予防、補綴物装着部位の清掃に	孤立歯の清掃に

**デンタルミラー+LED機能で
口腔内の99%※がチェック可能です。**



**ハブラシとシングルタフトの併用で、
磨き残しをしっかりと除去します。**



商品名	セット内容	患者様希望価格
バトラー ミロライト音波振動ハブラシ LV-01	ハブラシ(ふつう)+シングルタフト(やわらかめ)+デンタルミラー	1個 3,480円(税抜価格)

●替えブラシ

商品名	穂毛列・穴数	毛の長さ	毛の太さ	毛のかたさ	患者様希望価格
バトラーミロライト 替ブラシ TB-01M	3列19タフト	9.5mm	0.20mm	ふつう	1本 400円(税抜価格)
バトラーミロライト 替ブラシ TB-01S	3列19タフト	9.5mm	0.15mm	やわらかめ	1本 400円(税抜価格)
バトラーミロライト 替シングルタフト PB-01	1タフト(シングルタフト)	8.5mm	0.085mm	やわらかめ	1本 450円(税抜価格)

※診療用ではありません。

商品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号
TEL:072-682-4733
FAX:072-684-5669