

SUNSTAR

医療機関向

歯周病菌とたたかう



新発売


G·U·M Pro's デンタルブラシ

Especially designed toothbrush for professional Tooth Brushing Instruction.



TBIに適した基本設計 G・U・M Pro's

POINT 1 プラーク除去に優れたテーパード加工・サテナイズド処理毛 (RS,R-3シリーズ)



歯肉溝内にスムーズに届くように、グラインダーで1本1本の先端を先細にする加工をしています。毛先の表面をザラザラにすることによりプラーク除去効果を高めます。

POINT 2 耐久性が高いPBT※フィラメント (RS,R-3シリーズ)

※ポリブチレンテレフタレート

荷重200gで
1ヶ月相当使用後の
RS-Mブラシ
直径0.203mmPBT



同条件での
ナイロン毛ブラシ
直径0.203mmナイロン



ナイロンに比べて吸湿性が低いので、PBT素材のフィラメントは変形し難く、長持ちしやすい毛先です。


POINT 3 操作性に優れたフォルム

スリム&ロングネック

臼歯部も磨きやすい設計です


幅広ハンドル

握りやすく、安定したブラッシングが行えるストレートハンドル。



衛生キャップ付き

外出時に衛生的に携帯できるキャップが付いています。



原寸大

デンタルブラシ

スリムコンパクトヘッド

RS


▶ハンドルカラー



より丁寧なブラッシングを目指す方に



コーナーを限界まで
削ぎ落としました



タイプ	植毛列・穴数	毛の長さ	毛の太さ	毛のかたさ	販売単位	患者様希望価格
RS - M	3列20穴 スリムコンパクトヘッド	9.5mm	0.203mm	ふつう	1ダース 12本入	1本 290円 (税抜価格)
RS - S			0.150mm	やわらかめ		

コンパクトヘッド

R-3


▶ハンドルカラー



密毛仕様で効率的に歯周プラークを除去



少し大きめの毛束で
しっかりした磨き心地



タイプ	植毛列・穴数	毛の長さ	毛の太さ	毛のかたさ	販売単位	患者様希望価格
R - 3M	3列20穴 コンパクトヘッド	9.5mm	0.178mm	ふつう	1ダース 12本入	1本 300円 (税抜価格)
R - 3H			0.229mm	かため		

矯正用ブラシ

OR

矯正時のセルフケアにお勧めください



抗菌部位：毛
抗菌剤：クロルヘキシジン

Medium




SUNSTAR



G·U·M Pro's DENTAL BRUSH OR
ORTHODONTIC


Pyramid shape and concentrated tufts remove dental plaque efficiently.
Especially designed toothbrush for professional Tooth Brushing Instruction.

▶ハンドルカラー



ピラミッド型植毛

2列の毛先が中央に向かってピラミッド型に植毛され、毛先にブラッシング圧が集中するように設計されています。矯正器具装着時の歯周縁部やブラケット周囲のブラッシングに適しています。




直径 2.5mm



直径 1.8mm

先端ブルー毛束

先端のブルーの毛束は直径2.5mmの大きな穴に植毛、つま先磨きでブラケットの装着部などの細かなところのブラッシングに適しています。



タイプ	植毛列・穴数	毛の長さ	毛の太さ	毛のかたさ	販売単位	患者様希望価格
OR	2列13穴	9mm	透明毛 0.160mm ブルー毛 0.210mm	ふつう	1ダース 12本入	1本 330円 (税抜価格)

さらに細かい矯正器具の隙間や歯間部の清掃には歯間ブラシをご使用下さい。



ガム・歯間ブラシ L字型
サイズ1〜5 (SSS, SS, S, M, L)
患者様希望価格 ¥200 (税抜)

商品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号

TEL:072-682-4733

FAX:072-684-5669