

フロスは苦手と敬遠しがちな患者さまに おすすめしたいふたつのフロス

- 使いやすいホルダー付フロス
- オススメしやすい価格設定




歯科用

サムフレンド フロスユ〜

ノーワックス ノーフレーバー

操作性のよい Y型フロス



難しかった臼歯部の操作が
スムーズに行えます



650 デニールのポリエチレン
フィラメント約 195 本に撚りを
かけて切れにくくしています


サムフレンド フロスピック

ミントフレーバー キシリトール配合

手軽に使える F型フロス



ゆるやかなカーブで厚みを薄く
しているため、歯間部への挿入
が容易です



600 デニールのポリエチレンフィ
ラメント約 240 本をフラットに
束ね、面でプラークをとらえます

<http://www.sundental.jp>

就寝前のフロス習慣

寝ている間は唾液分泌量が減り自浄作用も低下するため、口腔内細菌数は増加します。
就寝前のフロッシング習慣をおすすめ下さい。

サムフレンド

フロスユー

ノーワックス ノーフレーバー

安定した操作ができるY型ハンドルフロスは、難しい臼歯部の操作がスムーズに行えます。

臼歯部の操作性 **Good !!**



丸みがあるフォルムは指にやさしく安定した操作ができます



サムフレンド フロスユー

患者参考価格 1個 380円(税別)

入数 10本/個 (グリーン・オレンジ各5本)

*グリーン・オレンジとも同サイズです

柄の材質	PP
フロスの材質	PE
耐熱温度	80℃

サムフレンド

フロスピック

ミントフレーバー キシリトール配合

フロスとピック2つのアイテムで隣接面と歯間部のプラークを除去します。

前歯部の操作性 **Good !!**



ピックで歯間部のプラークを除去

フロスで隣接面のプラークを除去



サムフレンド フロスピック

患者参考価格 1袋 430円(税別)

入数 30本/袋

柄の材質	PS
フロスの材質	PE
耐熱温度	80℃

ポリエチレン (PE) ポリエステル (PEs) 比較糸強度試験においても高い数値を算出、きついコンタクトでも切れにくく、耐久性に優れています

*検査データの数値はフロスピックの数値

	ポリエチレン	ポリエステル
引っ張り強さ (cN)	18684	5620
摩耗強さ (切戻回数平均)	7000以上	4236.3