

## H<sub>2</sub>Oフロス モデルHF-7J

高圧パルス水流

水槽容量は  
食槽の1リットル

長めに設計され  
使いやすくなったホース



チップを4本収納可能

水圧調整レバーがハンドルに  
あるので、低水圧から高水圧  
まで片手で調整できる



付属の洗浄チップ(充満の5種類6本)

※チップのカラーコードは異なる場合がございます。



収納時には水槽がフタに  
なり、場所を取りません。

【別売品】水槽カバー

チップを8本収納可能



### 【仕様】

モデル：HF-7J(50Hz)東日本仕様  
HF-7J(60Hz)西日本仕様

※この製品は、ワリス規格を正確に保つため、50Hz/60Hz地域で仕様を分けています。

電源：100V 消費電力：45W  
水圧：1~75PSI パルス：1,200回/分  
連続使用時間：8分 水槽容量：1L  
電源コード長：約120cm

### 材質

本体：ABS樹脂 チップ：ポリカーボネート  
ブラシ部：ナイロン

### サイズ

[幅]18.5cm × [奥行き]11cm × [高さ]使用時 20cm  
(収納時の高さ 12.5cm)  
重量：約1.1kg

### 【セット内容】

本体、ジェットチップ(2本)、歯ブラシチップ(1本)、矯正用チップ  
(1本)、タンクリーナーチップ(1本)、ソフトラバーチップ(1本)

【セット価格】12,000円(税別)

### 【別売品】

○ジェットチップ(JT-7) 2本入 ○タンクリーナーチップ(TC-7) 2本入  
○歯ブラシチップ(BT-7) 2本入 ○ソフトラバーチップ(PT-7) 2本入  
○矯正用チップ(OT-7) 2本入 ○HF-7用水槽カバー(RC-7) 1個  
※水槽カバーにチップ類は含まれません。

【販売元】SD サンデンタル株式会社

〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9  
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690  
<http://www.sundental.jp>

【輸入元】ZEN フィールド株式会社

本製品のお買い求め・ご購入は

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

H<sub>2</sub>O floss

# お口のシャワー

# H<sub>2</sub>O floss フロス



毎分  
1,200回  
強力パルス水流

## 強力パルス水流で お口スッキリ!!

# お口シャワーで スッキリ爽快!!

「お口のシャワー、H<sub>2</sub>Oフロス」でいつまでも健康で爽やかな息を保ちましょう。  
H<sub>2</sub>Oフロスの強力なパルス水流（断続流）は、歯ブラシでは届きにくい、  
歯と歯の間、歯と歯肉の境目、歯齦の裏側やポケット内をすっきり洗浄します。  
お口の健康サポートとしておすすめできる歯磨きの新習慣です。



## 使い方は簡単3ステップ

1



水筒に水、又は  
ぬるま湯を入れます。

2



お使いになるチップを、  
ハンドル先端に挿入します。

3



チップ先端を口腔内に入れ  
てから徐々に水圧を上げて  
洗浄します。歯肉ラインに  
対して歯肉から徐々に前面  
に、上下左右の歯列をゆっ  
くりと洗浄します。

### ジェットチップ



毎分1,200回の強力パルス水流で歯と歯の  
間や、歯と歯肉の境目など歯ブラシの届きにく  
い部分をすっきり洗い落とします。

### 矯正用チップ



タフトブラシと先端から出る強力パルス水流で  
細かい歯垢をすっきり洗い落とします。矯正中の  
方や歯並びが悪い方に大変有効です。

### 歯ブラシチップ



パルス水流と山形のカットの歯ブラシが合体し、  
歯垢が落ちやすくなります。

山形の歯ブラシチップは  
H<sub>2</sub>Oフロスだけ

### ソフトラバー チップ



先端にソフトなラバーが付いたチップです。先  
端から出る水流はポケット内などをピンポイント  
で洗浄します。最も強い水圧でご使用下さい。

### タンクリーナー チップ



口臭の原因の一つと言われている舌苔を  
スプーン形状のチップから出る水流で洗い  
落とします。



#### 【安全にご使用いただくために】

- 取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- 歯や歯肉に異常のある場合は歯科医に相談の上ご使用ください。
- 浴室内や屋外では使用しないでください。
- パルス水流を目、鼻、耳や敏感な部位に向てるとけがの原因になりますのでご注意ください。

