

Oralcare Products Catalog



予防歯科でカラダ全体を健康に ●

Vol.10_2



Pick Up Items

サムフレンド

オリジナルデザインハブラシ



ご注文は
こちらから

手軽に

オリジナル
デザインで作れる!!



 2WAY GRANDE



サムフレンド

2Way グランデ

効率よくブラッシングできる
2段植毛・幅広ヘッドタイプ



Contents

Tooth Brush 歯ブラシ

■ ef イフ	3
■ r アール	4-5
■ r・p アール・ピー	6
■ REGULAR レギュラー	7-8
■ BASIC ベーシック	9-10
■ Special Tooth Brush	11-12
■ NIMBUS ニンバス	13

Interdental Brush 歯間ブラシ

■ FIRST KISS ファーストキス	14
■ PETIT プチ	15-16

Floss デンタルフロス

■ FLOSS YOU フロスユー	17
■ FLOSSY フロッシィ	17
■ PLATYPUS プラティパス	17
■ ProxySoft プロキシソフトフロス	18

Clean 義歯洗浄

■ ラバラックD	19
■ ラバラックムース	19

The Other Products その他

■ タンクリーナー (舌ブラシ)	20
■ デイスポン (口腔ケア用 スポンジブラシ)	20
■ RED CHECKER レッドチェッカー (歯垢染色液)	21
■ 歯科用品	21-22



サムフレンド
Petit


プチ歯間ブラシ I 型 & L 型
狭い歯間から広い歯間まで
対応できるサイズ展開!!



スーパーテールド毛（極細）


先端を極細にすることで届きにくかった
歯間部や叢生部への毛先到達性を高めます。
飽和ポリエステル樹脂 (PBT) 採用。乾燥が早く清潔。
毛先が開きにくい耐久性の高い素材です。

ヘッドの大きさ比較



ef piccolo 〈イフ・ピッコロ〉

口腔内での動きをコントロールしやすいコンパクトヘッド。時間をかけて丁寧に磨きたい方におすすめします。



スーパーテールド毛

毛の太さ:

やわらかめ (S) 先端 0.02mm 根元 0.16mm
ふつう (M) 先端 0.02mm 根元 0.21mm

やわらかめ

ふつう




キャップ付

ハンドルカラー

ef adatto 〈イフ・アダット〉

ピッコロのような小さなヘッドでは磨ききれない方におすすめします。



スーパーテールド毛

毛の太さ:

やわらかめ (S) 先端 0.02mm 根元 0.16mm
ふつう (M) 先端 0.02mm 根元 0.21mm


やわらかめ

ふつう



キャップ付

ハンドルカラー



毛先の広がりを防ぎ、携帯にも
便利なキャップが付きます

How to use

プラーク除去&歯肉マッサージ

毛先を歯冠側へ向けながら、歯間部へ差し込み振動させます






ラウンド毛


先端を円状にすることで歯や歯肉のダメージを少なくし、
歯面清掃性を高めます。
飽和ポリエステル樹脂 (PBT) 採用。乾燥が早く清潔。
毛先が開きにくい耐久性の高い素材です。

ヘッドの大きさ比較



r piccolo 〈アール・ピッコロ〉

1 歯ずつ細かく丁寧に磨きたい方におすすめします。



ラウンド毛

毛の太さ:

やわらかめ (S) 0.15mm

ふつう (M) 0.18mm

やわらかめ


ふつう



ハンドルカラー

r adatto 〈アール・アダット〉

ピッコロのような小さなヘッドでは磨ききれない方におすすめします。



ラウンド毛

毛の太さ:

やわらかめ (S) 0.15mm

ふつう (M) 0.18mm

やわらかめ

ふつう



ハンドルカラー




r bambini 〈アール・バンビーニ〉

子ども用

乳歯列期の自分磨き用歯ブラシ。

ハタローのイラスト入り。
一緒に楽しく歯みがき習慣をつけよう！



ラウンド毛

毛の太さ:

やわらかめ (S) 0.15mm

ふつう (M) 0.18mm

やわらかめ

ふつう



ハンドルカラー

r finale 〈アール・フィナーレ〉

仕上げ磨き用

保護者の最終仕上げ用歯ブラシ。

ハタロー&ママのイラスト入り。
仕上げ磨きでムシ歯ゼロを目指そう！



ラウンド毛

毛の太さ: ふつう (M) 0.15mm

ふつう




ハンドルカラー



r largo 〈アール・ラルゴ〉

細かく動かせない方や短時間で効率よく磨きたい方におすすめします。



ラウンドカット毛
毛の太さ：
やわらかめ (S) 0.15mm
ふつう (M) 0.18mm



ハンドルカラー

やわらかめ ふつう


p arrivo 〈ピー・アリーボ〉

ポイント集中磨き用

当てたい部位に毛先を密着させ、効果的にプラークを除去します。

ワンタフトブラシ

叢生部・歯間部・補綴物周辺などキーリスク部位におすすめします。



毛の太さ：
やわらかめ (S) 0.13mm
ふつう (M) 0.15mm




ハンドルカラー

やわらかめ ふつう


Point

p arrivo は下記のような箇所におすすめします

- 歯列不正
- 歯頸部
- 最後臼歯遠心
- 矯正装置周辺
- その他



叢生歯




矯正歯



RG100 child M レギュラー 100 チャイルド

乳歯列期用



ラウンドカット毛
毛の太さ：0.16mm


ふつう



ハンドルカラー

RG150 junior M レギュラー 150 ジュニア

混合歯列期用



ラウンドカット毛
毛の太さ：0.16mm

ふつう



ハンドルカラー

ヘッドをわずかに傾斜させることにより、
ブラッシング圧が効果的に伝わります

● 材質：毛 / ナイロン 柄 / AS 樹脂 ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 RG100 ¥200/本 (税別) RG150 ¥220/本 (税別) ■ 販売単位 12本 / 箱

Point

RG300 care は下記のような症例におすすめします



インプラント・抜歯などおべのブラッシング



通常の歯ブラシでは刺激が強すぎる歯肉に




顎提及び舌の清掃・マッサージ
要介護者の口腔ケア



高品質を維持しながらパッケージを簡素化することで、低価格の歯ブラシができました。
ブラッシング指導時に指導用歯ブラシとしてお使いください。

BASIC MINI ベーシックミニ ミディアム 20




ラウンドカット毛
毛の太さ：0.18mm

ふつう



BASIC MINI SOFT ベーシックミニ ソフト 23




ラウンドカット毛
毛の太さ：0.13mm

やわらかめ



BASIC MEDIUM ベーシック ミディアム 21




ラウンドカット毛
毛の太さ：0.18mm

ふつう



BASIC SOFT ベーシック ソフト 22




ラウンドカット毛
毛の太さ：0.13mm

やわらかめ



CHILD MEDIUM チャイルド ミディアム 10



ラウンドカット毛
毛の太さ：0.16mm


ふつう



ハンドルカラー

● 材質：毛/ナイロン 柄/PP ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 オープン ■ 販売単位 30本/箱

JUNIOR MEDIUM ジュニア ミディアム 11



ラウンドカット毛
毛の太さ：0.18mm


ふつう



ハンドルカラー

● 材質：毛/ナイロン 柄/飽和ポリエステル樹脂 ● 耐熱温度：60℃ ■ 希望患者価格 オープン ■ 販売単位 30本/箱

BASIC POINT ベーシック ポイント 30



毛の太さ：0.13mm


やわらかめ



ハンドルカラー

● 材質：毛/ナイロン 柄/PP ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 オープン ■ 販売単位 30本/箱

BASIC POINT FINE ベーシック ポイント ファイン 31



毛の太さ：先端 0.02mm 根元 0.15mm

やわらかめ



ハンドルカラー


● 材質：毛/飽和ポリエステル樹脂 柄/ABS樹脂 ● 耐熱温度：70℃ ■ 希望患者価格 オープン ■ 販売単位 30本/箱

2Way GRANDE トゥーウェイ グランデ

幅広菱形ヘッドで歯間部・歯面のプラークを効率よくキャッチ。




ふつう



● 薄型・幅広菱形ヘッド

ブラッシングストロークが安定し、効率良く歯面にフィット。先端菱形形状により最後臼歯部にも無理なく到達。



● 超極細毛とラウンド毛の2段植毛


超極細毛が歯間に入り、ラウンド毛が歯面に到達。歯間部・歯面両方にフィットします。

ハンドルカラー

● 材質：毛／飽和ポリエステル樹脂 柄／PP ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 ¥300/本（税別） ■ 販売単位 12本/箱

2Way トゥーウェイ

2列植毛で歯ブラシと歯間ブラシの2つの役割を持つ歯ブラシです。



片テーパード毛
毛の太さ：根元 0.17mm

ふつう



● 2段植毛


超極細毛とラウンド毛の2段植毛になっていて、歯ブラシの届きにくい歯間部、歯頸部、ポケットに確実に歯ブラシが届きます。

● 2列植毛

2列植毛のスリムヘッドなので、臼歯の頬舌面、歯列不正など患者さんの苦手とする部位も、容易にブラッシングできます。

ハンドルカラー

Point




ポケットに入れようとする力かけると痛みが出ます
ブラシを歯に直角に当ててください

● 材質：毛／飽和ポリエステル樹脂 柄／PP ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 ¥250/本（税別） ■ 販売単位 12本/箱

One Care ワンケア

超極細&1列植毛はプラークの取り残しが多い歯間部へしっかり入り込み、見えないプラークを除去します。



スーパースリム毛
毛の太さ：先端 0.02mm 根元 0.21mm

ふつう


ハンドルカラー

● 材質：毛／飽和ポリエステル樹脂 柄／PP ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 ¥250/本（税別） ■ 販売単位 12本/箱

計算された傾斜により歯列にフィットしやすく、歯面に当たる面積が多くなり歯垢除去率が高くなります。

One Step ワンステップ 80

効率良く磨けるミディアムタイプ




ラウンドカット毛
毛の太さ：A 0.20mm B 0.15mm

ふつう

ハンドルカラー

One Step ワンステップソフト 90

歯肉にやさしいソフトタイプ



ラウンドカット毛
毛の太さ：A 0.15mm B 0.10mm

やわらかめ


● 材質：毛/ナイロン 柄/PP ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 ¥150/本（税別） ■ 販売単位 20本/箱

ハンドルカラー

How to use

One Step は下記のような使い方がおすすめです

面磨き
(ブルーの部分を使用)




毛先磨き
(ブルーの部分を使用)



8020 MEDIUM 8020 SOFT

歯間空隙のある中高年におすすめ。歯間部の清掃、補綴部位のメンテナンスに最適です。SOFT は歯肉に炎症のある方のマッサージに最適です。



ラウンドカット毛
毛の太さ：ふつう：0.20mm やわらかめ：0.15mm

ふつう

やわらかめ



キャップ付

ハンドルカラー MEDIUM

ハンドルカラー SOFT



● 材質：毛/ナイロン 柄/AS樹脂 ● 耐熱温度：80℃

■ 希望患者価格 ¥260/本（税別） ■ 販売単位 12本/箱

NIMBUS ニンバス

エキストラソフトの超極細繊維毛が歯周ポケットの奥まで入り込み、歯肉を傷つけることなくプラークをしっかり除去します。口腔外科手術後の衛生管理と炎症のある歯肉や、知覚過敏症に有効な歯ブラシです。



やわらかめ

毛の長さ：極細毛 14mm 普通毛 10mm
毛の太さ：先端 0.02mm 根元 0.15mm

ハンドルカラー



● 材質：毛 / 飽和ポリエステル樹脂 柄 / PP 熱可塑性エラストマー ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 ¥350/本 (税別) ■ 販売単位 20本 / 袋 made in Thailand

NIMBY ニンビー

NIMBUS の小児用歯ブラシです。ヘッドの面積が広いので小児も容易にプラークコントロールできます。お口の小さな女性にもおすすめします。



やわらかめ

毛の長さ：極細毛 12mm 普通毛 9mm
毛の太さ：先端 0.02mm 根元 0.15mm

ハンドルカラー



● 材質：毛 / 飽和ポリエステル樹脂 柄 / PP 熱可塑性エラストマー ● 耐熱温度：80℃ ■ 希望患者価格 ¥330/本 (税別) ■ 販売単位 12本 / 袋 made in Thailand



アメリカの歯周病専門医が考案。
効果的にそして優しくプラークを除去することをコンセプトに開発しました。

歯ブラシのネーム入れ

サムフレンド歯ブラシにネーム入れできます。
新規開業、記念品、サービス品としてお役立てください。

複雑なロゴや小さいマークは、シルク印刷になる場合があります。文字の色は、基本シルバー色になります。
尚、efシリーズとrシリーズは基本白色になります。その他詳細は、弊社までお問い合わせください。

http://www.sudental.jp

みがいて守ろう！丈夫な歯

サム歯科医院 ☎ 6245-0950



シルク印刷
ロゴやイラストを
鮮明に印刷

刻印

商品名	最少発注本数	刻印	シルク印刷
ベーシックシリーズ	120本	版代 3,000円 (※版代は初回のみ) 印字代 10円 / 本	版代 8,000円 (※版代は初回のみ) 印字代 20円 / 本
イフ / アール / 2way シリーズ	120本	不可	版代 5,000円 (※版代は初回のみ) 印字代 20円 / 本
	288本		版代 5,000円 (※版代は初回のみ) 印字代 無料
レギュラーシリーズ	120本	版代 3,000円 (※版代は初回のみ) 印字代 10円 / 本	版代 5,000円 (※版代は初回のみ) 印字代 20円 / 本
	300本	版代・印字代 無料	版代 5,000円 (※版代は初回のみ) 印字代 無料

ファーストキス歯間ブラシ

上質の素材を使用し植毛密度が高く、確実に歯間のプラークを除去します。
ホルダーとキャップに抗菌性があり衛生的です。また金属疲労に強いワイヤーを使用しているため、耐久性に優れています。

抗菌



1 個 (5 本入) に
キャップ 1 本付



SSS(サイズ1)



SS (サイズ2)



S (サイズ3)



M (サイズ4)



L (サイズ5)

	SSS	SS	S	M	L
サイズ					
ブラシ長さ	10	10	12	13	13
先端径	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
根元径	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0
最小通過径	0.7	0.8	1.0	1.3	1.6

単位 mm

プチ歯間ブラシ L 型

ネック部分に角度が付いているので、臼歯部への挿入がスムーズにおこなえます。

平型のハンドルは安定感があり、手にフィットします。

患者さんにおすすめしやすい低価格に設定しました。 1本 60円



すべてにキャップ付



SSS(サイズ1)



SS(サイズ2)



S(サイズ3)



M(サイズ4)



L(サイズ5)



指導用 プチ歯間ブラシ L 型

SSS(サイズ1) ~ L(サイズ5)

■ 入数 同サイズ50本(キャップ付・個別包装) / 箱

■ 販売単位 1箱



使用説明リーフレット 20枚付

	SSS	SS	S	M	L
サイズ					
ブラシ長さ	10.3	10	10	10	10
先端径	2.1	2.2	2.7	3.0	4.0
根元径	2.1	2.2	3.5	4.0	6.0
最小通過径	0.7	0.8	1.0	1.2	1.5

単位 mm

プチ歯間ブラシI型

自由自在に曲がるフレキシブルネックは使用部位に応じ、ネックの角度が曲げられます。
 ストレートハンドルはブラシ近くを持つので、安定した操作ができます。
 患者さんにおすすめしやすい低価格に設定しました。 1本 50円



1シートにキャップ1本付



SSSS(サイズ0)

SSS(サイズ1)

SS(サイズ2)

S(サイズ3)

M(サイズ4)

L(サイズ5)



指導用 プチ歯間ブラシI型

SSSS (サイズ0) ~ L (サイズ5)

- 入数 同サイズ 50本 (すべてキャップ付) / ケース
- 販売単位 1 ケース



使用説明リーフレット 20 枚付

	SSSS	SSS	SS	S	M	L
サイズ						
ブラシ長さ	10	10	10.8	10.8	10.8	10.8
先端径	2.0	2.2	2.2	2.7	3.0	4.0
根元径	2.0	2.2	2.5	3.5	4.0	6.0
最小通過径	~0.7	0.7	0.8	1.0	1.2	1.5

単位 mm

サムフレンド

フロスユー

操作性のよい Y型ハンドル

臼歯部への到達性を高め、簡単操作で毎日のフロッシングを実現します。



650 デニールの
ポリエチレンフィラメント
約 195 本に撚りをかけて
切れにくくしています



臼歯部の操作が
スムーズに



10 本入
(グリーン・オレンジ各 5 本)



50 本入
(グリーン・オレンジ各 25 本)

- ノーワックス
- ノーフレーバー

● 材質: フロス / PE 柄 / PP ● サイズ: フロス 16mm 全長 86mm

10 本入 ■ 希望患者価格 ¥380/個 (税別) ■ 入数 10 本 / 個 ■ 販売単位 10 個 / 箱
50 本入 (指導用) ■ 希望患者価格 ¥1,600/箱 (税別) ■ 入数 50 本 (個包装) / 箱

made in Taiwan

フロッシィ

こどもデンタルフロス

カラフルなハンドルといろいろなフルーツ味、いつのまにかフロッシングを習慣にします。



ピーチ

オレンジ

イチゴ

ブドウ

メロン

マンゴー



12mm



全長
75mm

- 子どもに多いコンタクトカリエス予防に
- 子どもの小さなお口に合わせたミニサイズ
- 細くて丈夫なポリエチレン糸を使用
- 6 種類のカラーとフルーツフレーバーで楽しくケア
- キシリトール配合でスッキリさわやか
- 衛生的な個包装パック




● 材質: フロス / PE 柄 / PS ● サイズ: フロス 12mm 全長 75mm ■ 希望患者価格 ¥700/個 (税別) ■ 入数 60 本 / 個 ■ 販売単位 1 個 made in Taiwan

プラティパス

カモノハシ型矯正用フロッサー

矯正用ブラケットが装着されている歯のフロッシングにお使いください。



フロスピックでブラケット
周辺のプラークを除去

この部分が薄くなっているため歯と
ワイヤーの間に簡単に挿入できる



How to use

フロッサーホルダー先端(厚みの薄い方)をワイヤーの下に潜らせ、ゆっくりとフロッシングします



● 材質: フロス / PE 柄 / PP ● 耐熱温度: 80℃ ● サイズ: フロス 15mm 全長 70mm ■ 希望患者価格 ¥1,400/袋 (税別) ■ 入数 30 本 / 袋 ■ 販売単位 1 袋 made in U.S.A.


プロキシソフトフロス

3つの役割を**1**本にまとめた画期的なフロス ブリッジ&インプラントタイプはスレッダーとフィラメントの2つの役割
 フィラメント部分は特殊処理されたナイロン繊維でスポンジ状になっており、プラークをからめて除去します。
 また伸縮性があり引っ張れば歯間へ自由自在に挿入できます。



プロキシソフト 3in1 フロス

3 役を 1 本にまとめた 3in1 レギュラータイプ



プロキシソフト ペリオフロス

レギュラータイプより太く、広い歯間空隙にも対応できるペリオタイプ



プロキシソフト ブリッジ&インプラントクリーナー

両端がスレッダーになり、ポンティック底部やインプラント部に使用する B&I タイプ




*伸縮性があるため長さは平均値で表示しています

How to use

歯間にスレッダーを通し、歯間とポケット内のプラークをフィラメント部分で除去します
 フロス部分は歯ブラシで除去できない隣接面のプラークを除去します

スレッダー部分




ブリッジのポンティック底部や、
 歯列矯正中の歯などに通しやすく
 なっています

フィラメント部分



太い編み目のスポンジはプラークが
 絡みつき除去しやすくなっています

フロス部分



通常のフロスの働きをします

- | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|------------|
| 3in1 フロス | ■ 希望患者価格 ¥1,400/個 (税別) | ■ 入数 100本/個 | ■ 販売単位 12袋 |
| ペリオフロス | ■ 希望患者価格 ¥1,600/個 (税別) | ■ 入数 50本/個 | ■ 販売単位 12袋 |
| ブリッジ&インプラントクリーナー | ■ 希望患者価格 ¥1,500/個 (税別) | ■ 入数 30本/個 | ■ 販売単位 12袋 |

made in U.S.A.

Clean (義歯洗浄)

ラバラック D

歯科医院・技工所専用 義歯洗浄液

義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、ヤニ、茶シブなどを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。次亜塩素酸ナトリウム 2% を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。防錆剤配合により金属にも安心して使用できます。



1.2L



5L

ラバラック D ■ 容量: 1.2L 5L ■ 販売単位 1 個

院内用

超音波洗浄器 専用

用途

レジン床義歯 / 金属床義歯 / 脱離冠 / 脱離ブリッジ
矯正用リテーナー / ナイトガード / スプリント / マウスガード
テンポラリークラウン / テンポラリーブリッジなどの洗浄

【成分】

次亜塩素酸ナトリウム 2.0%
界面活性剤 4.5%
防錆安定剤
性状 アルカリ性 pH 約 12



使用前



使用后



ラバラック D 専用容器 L

ラバラック D 専用容器 L ■ 材質: ガラス ■ 容量: 300ml ■ 販売単位 1 個

ラバラックムース

ムースの泡がはじける時に義歯の汚れを浮き上がらせて汚れを落とします。



600ml

■ 容量: 600ml / 5L ■ 販売単位 1 個

介護施設
院内用

【成分】

次亜塩素酸ナトリウム 3.0%
防錆安定剤 他

ラバラックムース 家庭用

患者さん販売用。手軽にスッキリ綺麗にするムースタイプです。



200ml

■ 希望患者価格 ¥1,500/ 個 (税別)
■ 容量: 200ml ■ 入数 6 個 / 箱 ■ 販売単位 1 個

家庭用

【成分】

次亜塩素酸ナトリウム 3.0%
防錆安定剤 他

デントクリアカップ

取っ手付き水切りカゴが付いた義歯洗浄容器です。
手を汚さずにすすぎができます。



● サイズ: 100X100X45mm (突起物を含まず)
■ 希望患者価格 ¥500/ 個 (税別) ■ 販売単位 1 個

シチズン超音波洗浄器 SWS510

家庭用超音波洗浄器

家庭用



医院での使用はお控えください。

定格電圧: AC100V
消費電力: 26W
超音波周波数: 42KHz
オートタイマー

タイマーは 1 ~ 5 分の 1 分間隔で設定できます。

● サイズ: 外寸 210X153X122h mm 内寸 148X125X45h mm
● 付属品: 専用ガラス容器・洗浄カゴ・時計ホルダー・取扱説明書 (保証付)
■ 希望患者価格 ¥8,600/ 台 (税別) ■ 販売単位 1 台

Dental Goods

サムフレンド

タンクリーナー

歯ブラシでは除去しにくい舌苔をやさしく簡単に除去します。クリーナー部分を80℃の熱湯に約5分間浸けて消毒できます。



Point

クリーナー部分は凹凸形状で両面が使えます



- 材質：ブラシ / 特殊ナイロン 柄 / PP
- 耐熱温度：ブラシ / 200℃ 柄 / 80℃
- 希望患者価格 ¥680 / 本 (税別)
- 入数 12 本 / 箱
- 販売単位 1 本


サムフレンド

ディスボン

口腔ケア用ディスボンザブルスポンジブラシ。効率よく操作できるレギュラーサイズと開口が困難な方に使いやすいミニサイズがあります。スポンジに適度な弾力があるため軸が当たらず口腔内を優しくケア。長めのプラスチックハンドルは適度にしなり無駄な力を逃します。



スポンジは 8 角形




ディスボン

少し大きめのスポンジは効率よく口腔ケアができます。



スポンジは 8 角形



ディスボンミニ

小さなミニヘッドは届きにくい奥まで入りやすくなっています。

ディスボンザブル



ディスボン



ディスボン 50 本入り (個包装)



ディスボンミニ



ディスボンミニ 50 本入り (個包装)

- 材質：スポンジ部 / ポリウレタン 柄 / ABS 樹脂
- 希望患者価格 各 ¥600 / 袋 (税別)
- 入数 10 本 / 袋
- 販売単位 1 袋
- 希望患者価格 ¥2,700 / 箱 (税別)
- 入数 50 本 / 箱
- 販売単位 1 箱
- 希望患者価格 ¥2,700 / 箱 (税別)
- 入数 50 本 / 箱
- 販売単位 1 箱

Dental Goods

サムフレンド

レッドチェッカー

肉眼ではわからないプラーク（歯垢）の付着状況を確認することができます。50mlは歯科医院でのブラッシング指導時やPMTC時にお使いください。5mlはご家庭でのホームケア用に患者さんにおすすめください。



50ml



5ml

【成分】

色素：赤色104号 青色1号
 甘味料：キシリトール、サッカリン
 香料料：ストロベリーエッセンス
 保存料：ソルビン酸カリウム



清掃前

レッドチェッカーで染め出し

清掃後

- 希望患者価格 50ml ¥1,000/個（税別） ■ 販売単位 1個
- 希望患者価格 5ml ¥250/個（税別） ■ 販売単位 12個/箱

サムフレンド

むし歯発見ミラー

経済的な簡易マウスミラーは検診などにお使いください。



ディスボーザブル

- 希望患者価格 ¥280/1袋3本（税別） ■ 販売単位 12袋

サムフレンド

Neo ミラーのくもりどめ

CPC（セチルピリジニウム塩化物）配合により、使用中の液をより衛生的に保ちます。



How to use

滅菌・消毒後に Neo ミラーのくもりどめに浸けて、軽く振ってご使用ください。



- 容量：500ml ■ 販売単位 1個（小分け容器付）

オーラル pH テスト

唾液の pH を測定します。指導表は健康や唾液に対する意識を高めるモチベーションや、コミュニケーションツールとしてご活用ください。



- サイズ：長さ 457cm（1回 3cm 使用で約 150 回分）
- 付属品：カラーチャート 指導表 5 枚付
- 販売単位 1 個

別売 指導表 100 枚 / 袋

Dental Goods

サムフレンド

歯ブラシキャップ

歯ブラシを衛生的に管理します。外出時の携帯に便利です。
サムフレンド歯ブラシのほとんどに対応します。
(超極細毛歯ブラシ、r largo 以外)



● 材質: PP ■ 希望患者価格 ¥40/個 (税別) ■ 販売単位 12個/30個

サムフレンド

サムポーチ

デンタルケア用品を便利に収納できるポーチです。
底はマチ付きでフェイスタオルなどが無理なく収納できます。
ご希望の商品をセットできますのでご相談ください。



裏面にネームカード付

● サイズ: 160x240mm ■ 販売単位 12枚

SAM ディスプレイケース

デンタルグッズをすっきり美しく収納!

スペースに合わせて
コンパクトにも!

組み替え可能




フルサイズ収納時




省スペース収納時

ケース内容物
(単位:mm)




①メインケース×1



②中ケース×1



③ひな壇ケース×1



④歯ブラシ立て×2



⑤間仕切り板×2

● 材質: アクリル製 ● サイズ: W226×H121×D142 mm (メインケース)
W124×H118×D134 mm (中ケース)



- 商品の仕様・外観・デザイン等を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の関係上 多少異なることがあります。
- 商品価格に消費税は含まれていません。

サンデンタル HP
<http://www.sundental.jp>



サムフレンド公式
Instagram



SD サンデンタル株式会社

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4 丁目 8 番 9 号 TEL (06) 6245 0950 FAX (06) 6245 7690
東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野 3 丁目 7 番 3 号 TEL (03) 3836 9347 FAX (03) 3836 2090
福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光 1 丁目 3 番 8 号 TEL (092) 482 2318 FAX (092) 482 2339

サンデンタル予防歯科商品カタログ 価格表

	医院納入価格	希望患者価格	販売単位	ページ
--	--------	--------	------	-----

	医院納入価格	希望患者価格	販売単位	ページ
--	--------	--------	------	-----

歯ブラシ ef				
ef piccolo	イフ・ピッコロ	230円	280円	12本/箱 3
ef adatto	イフ・アダット	230円	280円	12本/箱 3

歯ブラシ r・p				
r piccolo	アール・ピッコロ	200円	250円	12本/箱 4
r adatto	アール・アダット	200円	250円	12本/箱 4
r bambini	アール・バンビーニ	170円	220円	12本/箱 5
r finale	アール・フィナーレ	200円	250円	12本/箱 5
r largo	アール・ラルゴ	220円	270円	12本/箱 6
p arrivo	ピー・アリーボ	220円	270円	12本/箱 6

歯ブラシ REGULAR				
RG170 mini M	レギュラーミニ	190円	240円	12本/箱 7
RG180 middle M	レギュラーミドル	190円	240円	12本/箱 7
RG190 middle S	レギュラーミドル	190円	240円	12本/箱 7
RG300 care SS	レギュラーケア	240円	300円	12本/箱 7
RG100 child M	レギュラーチャイルド	160円	200円	12本/箱 8
RG150 junior M	レギュラージュニア	175円	220円	12本/箱 8

歯ブラシ BASIC				
20 BASIC mini	ベーシックミニミディアム	75円	オープン	30本/箱 9
23 BASIC mini soft	ベーシックミニソフト	75円	オープン	30本/箱 9
21 BASIC medium	ベーシックミディアム	75円	オープン	30本/箱 9
22 BASIC soft	ベーシックソフト	75円	オープン	30本/箱 9
10 CHILD medium	チャイルドミディアム	75円	オープン	30本/箱 10
11 JUNIOR medium	ジュニアミディアム	75円	オープン	30本/箱 10
30 BASIC point	ベーシックポイント	120円	オープン	30本/箱 10
31 BASIC point fine	ベーシックポイントファイン	180円	オープン	30本/箱 10

スペシャル歯ブラシ				
2Way グランデ	トゥーウェイ グランデ	240円	300円	12本/箱 11
2Way	トゥーウェイ	200円	250円	12本/箱 11
One Care	ワンケア	200円	250円	12本/箱 11
80 One Step	ワンステップ	130円	150円	20本/箱 12
90 One Step soft	ワンステップソフト	130円	150円	20本/箱 12
8020 medium	8020 ミディアム	220円	260円	12本/箱 12
8020 soft	8020 ソフト	220円	260円	12本/箱 12
NIMBUS	ニンバス	280円	350円	20本/袋 13
NIMBY	ニンビィ	260円	330円	12本/袋 13

歯間ブラシ				
ファーストキッス (5本入)	SSS~L	500円	600円	12個/箱 14
ブチL型 (10本入)	SSS~L	500円	600円	10個/箱 15
ブチL型 指導用	SSS~L	2,500円		50本/箱 15
ブチI型 (10本入)	SSSS~L	420円	500円	10シート/箱 16
ブチI型 指導用	SSSS~L	2,100円		50本/ケース 16

デンタルフロス				
フロスユー (10本入)		340円	380円	10個/箱 17
フロスユー (50本入)		1,440円	1,600円	50本/箱 17
フロッシィ (60本入)		630円	700円	1個 17
カモノハシ型矯正用フロッサー (30本入)		1,190円	1,400円	1袋 17
プロキシソフト 3in1		1,190円	1,400円	12袋 18
プロキシソフト ベリオ		1,360円	1,600円	12袋 18
プロキシソフト ブリッジ&インプラント		1,275円	1,500円	12袋 18

義歯洗浄				
ラバラック D 1.2L		4,500円		1個 19
ラバラック D 5L		13,500円		1個 19
ラバラック D 専用容器 L		800円		1個 19
ラバラックムース 600ml		3,800円		1個 19
ラバラックムース 5L		16,000円		1個 19
ラバラックムース家庭用 200ml	1,270円	1,500円		1個 19
デントクリアカップ	425円	500円		1個 19
シチズン超音波洗浄器 SWS510	7,700円	8,600円		1台 19

口腔ケア関連商品				
タンクリーナー		580円	680円	1本 20
ディスボン (10本入)		510円	600円	1袋 20
ディスボンミニ (10本入)		510円	600円	1袋 20
ディスボン 50本入		2,300円	2,700円	1箱 20
ディスボンミニ 50本入		2,300円	2,700円	1箱 20

検査関連商品				
レッドチェッカー 50ml		800円	1,000円	1個 21
レッドチェッカー 5ml		200円	250円	12個/箱 21
Neo ミラーのくもりどめ		2,200円		1個 21
むし歯発見ミラー (3本入)		240円	280円	12袋 21
オーラルpHテスト		3,800円		1個 21
オーラルpHテスト 指導表		500円		1袋 21

その他				
歯ブラシキャップ		30円	40円	12個/30個 22
サムポーチ		230円		12枚 22
SAM ディスプレイケース		6,000円		1セット 22

- Oralcare Products Catalog 及びこの価格表には消費税は含まれていません。
- 価格表は2025年3月 現在のものです。
- 仕様・外観・価格は予告なく変更になることがあります。

SD サンデンタル株式会社

<http://www.sundental.jp>

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 TEL.(06)6245-0950 FAX.(06)6245-7690
 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 TEL.(03)3836-9347 FAX.(03)3836-2090
 福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号 TEL.(092)482-2318 FAX.(092)482-2339