

YOSHIDA

音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックプロ

# HYDROSONIC PRO

CURAPROX  
HYDROSONIC PRO  
商品コード 427002



HYDROSONIC  
パワーブラシヘッド2本入  
商品コード 427034



HYDROSONIC  
センシティブブラシヘッド2本入  
商品コード 427027



HYDROSONIC  
シングルブラシヘッド2本入  
商品コード 427041



あなたの  
口腔環境に合った  
歯磨き  
できていますか？

ORAL CHECK

- 磨き残しが気になる
- 口臭が気になる
- 歯肉が腫れている / 出血する
- 歯並びが気になる
- 知覚過敏がある
- インプラント治療をしている
- 矯正治療している
- 治療した歯がある

ひとつでも当てはまる人はコチラ ▶

●当院では、ご返却の受付および返金はできませんのでご了承ください。

販売元：株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

輸入元：株式会社クラデンジャパン（スイス クラデン社 日本法人）

0120-985-572

祝日を除く月～金 10:00～18:00



(01)02747937017050

クラブボックス

歯科医院でご購入いただくCURAPROXに関するご質問、および修理のご依頼は株式会社クラデンジャパンが承ります。お気軽にお問い合わせください。

C02139/2021年2月/@300/300/改

## CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE



スイス生まれの  
イノベーションが  
日本に上陸

## プロの歯磨きを、 あなたの家でも。

様々な口腔環境の方が訪れる歯医者さんで  
全ての方におすすめできる歯ブラシは  
多くありません。

また、たとえ同じ歯ブラシを使っても  
上手にできる人と、そうでない人と  
さまざまです。

だから、HYDROSONIC PROが目指したのは、  
誰でも歯ブラシの効果を  
最大限に発揮できること。  
歯と歯肉を傷つけることなく  
口腔内を隅々までしっかり磨ける。  
そんなプロの歯磨きが、  
あなたの家でもできるようになりました。

あらゆる口腔環境において、安定した性能を発揮します。



歯肉が  
腫れている



歯並びが  
気になる



インプラント  
治療をしている



矯正治療を  
している



治療した  
歯がある

※センシティブブラシヘッド / シングルブラシヘッド使用時

音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックプロ

# HYDROSONIC PRO



MADE IN SWITZERLAND



EVERY TOOTH DESERVES THE BEST.


目指したのは  
誰でも歯ブラシの効果を最大限に  
発揮できること

### SILICON COATING シリコンコーティング

ブラシの背面にはシリコンコーティングを  
施しており、不快な振動の伝達を防ぎ、安全  
にやさしく磨けるように配慮しています。

### ON/OFF・MODE 1つのボタンで簡単操作

電源のON/OFF。電源が入っている状態の長押しで、  
7段階の音波振動モード変更ができます。




初めて音波式電動  
歯ブラシを使う方に  
歯肉に炎症が  
ある方に  
健康な  
歯肉の方に

\*次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

### CHARGING 充電


フル充電 10 時間  
1日 4分 2 週間使用可\*



\*使用環境によって時間は前後します。  
・本体LEDが青ではなく赤の場合、バッテリーの  
充電残量は20%未満です。  
・充電状況の確認は、充電器からハイドロソニック  
プロを取り外した時や、スイッチを切った時に充電状況を確認することができます。

### BRUSH SHAPE ブラシの形状

歯の幅径に合わせて包み込んで磨けるしずく形。




### MECHANICS 力学

#### 音波振動

音波振動による振幅運動が、歯や歯肉を傷つけずに  
しっかりと汚れを落とすことができます。

#### 流体力学

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯磨き剤  
が混ざりあったところに乱流が生じます。この乱流に  
より、毛先が届かない場所のデンタルバイオフィルム  
も取り除くことができます。



詳しい使い方動画




YouTube


### RUBBER GRIP ラバーグリップ

人間工学に基づき設計された把持しやすいラバー  
グリップ。自然な持ち方で、歯磨きに理想的な角度  
を保ちます。

ベングリップ



バームグリップ



あらゆる口腔環境への対応が可能な  
CUREN®繊維・CURACURVE®搭載の3つのブラシヘッド



パワーブラシヘッド



15°



シングルブラシヘッド

パワーブラシヘッド

しっかりパワフルな毛質  
健康な歯肉の方に

センシティブブラシヘッド

非常に柔らかい毛質  
歯肉に炎症がある方に

シングルブラシヘッド


全てのリスク部位への  
アプローチに



CUREN®繊維は  
歯磨きに適した  
やわらかさと弾力性を備え  
安定した性能を発揮します。



CURACURVE® の  
人間工学に基づいた角度は  
磨きにくい部位にも  
簡単に行き届きます。



歯垢除去力	● ● ●	● ●	● ● ●
毛のやさらかさ	● ●	● ● ●	● ● ●
歯間へのリーチ	● ●	● ●	● ● ●
敏感な歯・歯肉	● ●	● ● ●	● ● ●
歯肉が腫れている	●	● ● ●	● ● ●
歯並びが気になる	● ●	● ● ●	● ● ●
インプラント治療をしている	● ●	● ● ●	● ● ●
矯正治療をしている	● ●	● ●	● ● ●
治療した歯がある	● ●	● ●	● ● ●

※ランクは当社比になります。

歯ブラシの交換目安： 約3カ月です。毛先が広がった場合はかかりつけの歯科医師・歯科衛生士にご相談下さい。

Developed by Prof. Ulrich P. Saxon and CURAPROX.

MADE IN SWITZERLAND

# HYDROSONIC PRO Q&A

革新的で使いやすい! 超近代的な音波式電動歯ブラシ

HYDROSONIC PRO(ハイドロソニック プロ)とは!

## Q: 音波式電動歯ブラシのメリットは？

**A:** 音波式電動歯ブラシは清掃性が高く、歯と歯肉をほとんど傷をつけないことです。

補足：一般的な回転運動の振動による電動歯ブラシは、歯間空隙は清掃できず健康な歯肉を確保するには音波を使用した電動歯ブラシほど有効ではありません。回転運動による電動歯ブラシの場合、特に歯肉から歯への移行部では、繰り返されるブラシの動きによって荒い傷がつかます。Dr.Ulrich P.Saxer 教授らが行った研究でこの傷が明確に証明されました。一方、音波式電動歯ブラシの運動は振幅運動で、この技術は歯間空隙の清掃性と歯にほとんど傷をつけないことから HYDROSONIC PRO (ハイドロソニックプロ)はこの振幅運動を採用しています。

## Q: パワーブラシヘッドとセンシティブ ブラシヘッドがしずく形の理由は？

**A:** しずく形の歯ブラシヘッドは、個々の歯の清掃性を高めます。

補足：歯磨きの振幅運動で清掃できるのは歯の表面です。Curaden (クラデン) 社ではそれぞれの歯の外側、内側、そして咬合面の清掃を個々に最適に行えるように、歯ブラシを数種類の形に絞り、それらがどんな部位に適しているか数多くの実験で調査しました。その結果、しずく形が最適であると考えました。

## Q: シングルブラシヘッドのメリットは？

**A:** シングルブラシヘッドの小さな毛先が、口腔内の磨き残しが多いリスク部位に届きます。

補足：シングルブラシは細菌性プラークが主に付着する歯肉辺縁、歯列矯正装置や狭い歯並びの部位など口腔内の磨き残しが多いリスク部位へのアプローチには CURACURVE® (クラカーブ) と柔らかい小さなブラシヘッドのシングルブラシが最適で有効です。

海外の多くの歯科医療従事者は、このブラシを歯肉に沿って歯列全体に移動させる方法だけで、歯磨きを行う方もいます。この方法もまた科学的に証明されている最善の歯磨き方法です。

## Q: 毛の繊維はナイロン製でないのはどうしてですか？

**A:** Curaden (クラデン) 社が独自開発した CUREN® (クレレン) 繊維はナイロン毛より撥水性があり、磨く時に柔らかく感じます。口の中でも毛の感触が変わらずコシの強さがあり、歯と歯肉を傷つける事なく効率的にプラークが除去できます。

## Q: 何のために CURACURVE® (クラカーブ) という角度があるのですか？

**A:** CURACURVE® (クラカーブ) は、従来の磨きにくかった部位へアプローチできます。歯列の白歯部や前歯の口蓋側や舌側におけるブラシヘッドの到達性を高めるためにこの傾斜角が最適でした。

## Q: どのモードで使うのがお勧めですか？

**A:** それぞれのブラシを使う時に、患者さんが心地良く感じれる、その人に一番適したモードを選択します。重要なのは、患者さんが心地良く感じることです。

## Q: 歯科医院をとおして HYDROSONIC PRO (ハイドロソニック プロ) を販売している理由はなんですか？

**A:** HYDROSONIC PRO (ハイドロソニックプロ) を使うことは簡単ですが、患者さん個々にあった効率的な歯磨きの詳細を知るには歯科医院で検査を受け、歯科医師、歯科衛生士からブラッシング指導を受ける事が重要だと考えています。そのため、患者さんが HYDROSONIC PRO (ハイドロソニック プロ) について最適な指導を受けることができる歯科医院で販売したいと考えています。


## 毎日使うものだから 充実・安心のサポートをご用意

HYDROSONIC PROをご購入いただいた患者さんは、患者さんの情報ならびに製品情報を登録するだけで、安心のサポートサービス「MY CURAPROX」をご利用いただけます。

### MY CURAPROX 会員限定サービス

#### ● 保証期間を2年間に延長

通常保証は2年間ですが、「MY CURAPROX」に登録するだけで、さらに1年間の保証を無料で追加できます。  
※ 購入時の領収書が保証書になります。お手元に大切に保管してください



#### ● 簡単、スピーディーな修理対応

保証期間内の故障時の際は、患者さんからコンタクトセンターにお電話いただくことで優先的に修理対応を行います。非会員に比べて、修理完了までの日数が短くなります。



## すべてのツールに プロの品質を

CURAPROXはトータルオーラルケアブランドとして世界75カ国で公式に販売され、自宅でのセルフケアを大切にしたいと考える方々に長く選ばれ続けています。

### TOOTHBRUSH

Many Colors, Gentle Feeling.

#### 特別なのは、カラーもみがき心地も

クラブボックスは、1972年にスイスで生まれ今では世界75カ国で愛されているオーラルケアブランドです。とびきりカラフルで、最高品質のブラシは家庭でのセルフケアを大切にしたい人のためのやさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。

CS 5460 ultra soft  
CUREN® 繊維による  
極上のみがき心地



CS smart  
非常に小さく  
驚くほど歯と歯肉に優しく



### INTERDENTAL BRUSH

So Many People, So Many Gaps.

#### その隙間、十人十色。

歯間のサイズは人によっても違うし、部位によっても違います。だからクラブボックスの歯間ブラシは、歯間部のブラークを効果的に除去するために、あなたの歯間にぴったりの、5つのサイズをご用意しました。

CPS 06-011 + UHS 409 handy  
歯ブラシではみかけない歯と歯の間を1ストロークでみがきます



ワイヤー径: 1.1 mm 0.9 mm 0.8 mm 0.7 mm 0.6 mm  
ブラシ径: 5.0 mm 4.0 mm 3.2 mm 2.5 mm 2.2 mm

音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックプロ

# HYDROSONIC PRO

下表は医院スタッフ様ご確認用として、受付内に貼付ください。患者様に対しては下段の価格表に貴院での実際の販売価格を記載してご使用ください。

## 販売価格表 〈メーカー希望小売価格〉

商品名	税込価格
CURAPROX HYDROSONIC PRO	¥23,980
HYDROSONIC パワーブラシヘッド 2 本入り	¥3,960
HYDROSONIC センシティブブラシヘッド 2 本入り	¥3,960
HYDROSONIC シングルブラシヘッド 2 本入り	¥3,960

-----〈キリトリ線〉-----

音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックプロ

# HYDROSONIC PRO

## 販売価格表 〈当院販売価格〉

商品名	税込価格
CURAPROX HYDROSONIC PRO	
HYDROSONIC パワーブラシヘッド 2 本入り	
HYDROSONIC センシティブブラシヘッド 2 本入り	
HYDROSONIC シングルブラシヘッド 2 本入り	