



MY
DAILY
RITUAL

CURAPROX
CATALOGUE
2021

CURAPROX

 SWISS PREMIUM ORAL CARE

C U U



R A A



P R

CURAPROX

O X



ロンドンの地下鉄に乗ったことがある人はご存知かと思いますが、プラットフォームの足元には「MIND THE GAP (訳:隙間に注意)」というサインが書かれています。

そして今「MIND THE GAP」は、私たちクラブロックスからの重要なメッセージにもなっています。

お口の健康を真に脅かすものには、3つのGAP (ギャップ=隙間・欠落) があります。

- 解剖学的隙間: 歯周ポケットならびに歯間の隙間 (anatomical GAP)
- 歯肉炎や歯周炎、インプラント周囲炎に関する知識、またこれらが心臓発作やインポテンツなどの病気の原因になるという知識の欠如 (GAP in our knowledge)
- 予防歯科や口腔ケアに関する技能の不十分さ (GAP in ability)

多くの人々は毎日入念に歯を磨きます。一日に3回磨く人も少なくありませんが、虫歯や歯周病などの問題はしばしば起こります。50才以上の方であれば誰でも口の中にクラウンや義歯、あるいは数本のインプラントがあり、それらによる健康上のリスクを抱えています。

これら3つのGAP (ギャップ=隙間・欠落) を埋める新しい材料 (= 道具・情報) が必要です。人々は正しい知識と正しいスキルを必要としています。それらは私たちクラブロックスがお手伝いできる分野でもあり、私たちは人々が生涯を通して健康的な歯と歯肉、そして健康的な体で人生を楽しむことに貢献できると信じています。

Yours truly



Ueli Breitschmid

Chairman, CEO Curaden International AG





Toothbrushes
歯ブラシ

歯にも歯肉にも
すみずみまで、優しく

Toothbrushes
クラブロックス歯ブラシ

クラブロックスの歯ブラシはCuren®繊維の超極細毛による、優しい磨き心地が特徴です。

超極細毛歯ブラシ CS toothbrushes

クラブロックスCSシリーズの歯ブラシは、Curen®繊維による超極細毛により、信じられないほど柔らかく優しい磨き心地を実現しています。CS 5460の毛の植立本数は5,460本と一般的な歯ブラシの約10倍の密度を誇り、効果的なブラッシングが可能です。CSシリーズの歯ブラシを一度お試しください。この素晴らしいブラッシング体験に心奪われることでしょう。

- Curen®繊維による極上の優しさ
- 歯肉を痛めることなく歯肉溝までしっかりと清掃できます
- 圧倒的な高密度の植毛による優れた清掃効果
- コンパクトなヘッドがお口のどこへでも届きます
- 八角形ハンドルにより、歯肉に対して正しい角度でブラシを保持することができます

※色は変更することがあります



CS 5460

ウルトラソフト

内容量： 36本入 5801 382952
 12本入 5801 386986
 プリスター 12本入 5801 423413

毛の植立本数:5,460本
 毛の直径:0.1mm
 毛の長さ:8.6mm
 毛の材質:Curen®繊維
 ヘッドの大きさ:約25×12mm
 柄の長さ:180mm
 柄の材質:ポリプロピレン
 柄の色:全12色

※色は選べません


スイス製




透明プラスチック容器は歯ブラシを36本入れることができ、ディスプレイに最適です。

Curen®繊維は他に類を見ません

クラブロックスの歯ブラシはブラッシングによるダメージを防止するだけでなく、プラークを徹底的に取り除きます。独自に開発されたCuren®繊維の毛はナイロンよりも弾力があり、口腔内で湿らせても、乾いている時と同じような安定性を保つことが出来ます。この特性によりクラブロックスの歯ブラシは大量の極細毛を高密度で植毛することが出来るのです。




クラブロックスのCSシリーズは、一般的な歯ブラシと比べ超高密度毛なので効果的かつ徹底的にプラークを取り除くことが出来ます。



一般的な歯ブラシの毛束は700~1200本*程度です。上図のように毛束と毛束の間にプラークが残ることがあり、効率的にプラーク除去が出来ないことがあります。

*毎日新聞記事「疑問氷解」から数字抜粋



一般的な歯ブラシは、毛束が歯頸部や歯間に届きにくいいため、ブラッシング圧が強くなることがあります。過度な圧力は歯肉を退縮させる原因となります。



CS 3960

スーパーソフト

内容量: 36本入 [5801 382960](#)
 ブリスター 12本入 [5801 423438](#)

毛の植立本数:3,960本
 毛の直径:0.12mm
 毛の長さ:8.6mm
 毛の材質:Curen®繊維
 ヘッドの大きさ:約25×12mm
 柄の長さ:180mm
 柄の材質:ポリプロピレン
 柄の色:全9色
 ※色は選べません

スイス製



CS 1560

ソフト

内容量: 36本入 [5801 382977](#)
 ブリスター 12本入 [5801 423452](#)

毛の植立本数:1,560本
 毛の直径:0.15mm
 毛の長さ:8.6mm
 毛の材質:Curen®繊維
 ヘッドの大きさ:約25×12mm
 柄の長さ:180mm
 柄の材質:ポリプロピレン
 柄の色:全6色
 ※色は選べません

スイス製



CS smart

世界に誇る技術！ CS5460ウルトラソフトをもとに作られました。とても小さく、また驚くほど数多くのCuren®繊維が使われています。



CS smart

内容量： 36本入 5801 382984
 12本入 5801 386979
 プリスター 12本入 5801 423395

毛の植立本数：7,600本
 毛の直径：0.08mm
 毛の長さ：8.0mm
 毛の材質：Curen®繊維
 ヘッドの大きさ：約20×10mm
 柄の長さ：163mm
 柄の材質：ポリプロピレン
 柄の色：全9色
 ※色は選べません

スイス製



小さくてびっくり!

スリムなデザインのヘッドはお口のどこへでも届き、八角形のハンドルで45°の正しいブラッシング角度を容易に保つことができます。
 また、Curen®繊維による毛はCS5460より2,000本以上も多い7,600本という驚異的な数を誇ります。しかも毛の直径はわずか0.08mm。
 CS Smartは驚くほど歯と歯肉に優しく、柔らかな歯ブラシです。

- ◆ とても小さいヘッド
- ◆ 直径0.08mmの7,600本ものCuren®繊維
- ◆ 正しい角度を保つ八角形ハンドル
- ◆ これまでになかった柔らかさで歯肉にも優しく効果的な歯ブラシ

CS 12460 velvet

CS5460のヘッドとCSスマートの柔らかい毛を兼ね備えた、歯を包み込む優しさとボリュームを持った歯ブラシです。



CS 12460

ベルベット

内容量：プリスター 12本入 5801 403841

毛の植立本数：12,460本
 毛の直径：0.08mm
 毛の長さ：9.0mm
 毛の材質：Curen®繊維
 ヘッドの大きさ：約25×12mm
 柄の長さ：180mm
 柄の材質：ポリプロピレン
 柄の色：全12色
 ※色は選べません

スイス製

クラブロックス史上 もっとも柔らかい!

CS5460よりも優しく柔らかで、CSスマートよりも効率よく濃密なブラシ毛がプラークをしっかり除去します。

- 
 大きなCS 5460のヘッド
- 
 直径0.08mmの12,460本ものCuren®繊維
- 
 正しい角度を保つ八角形ハンドル
- 
 これまでになかった柔らかさで歯肉にも優しく効果的な歯ブラシ

シングルブラシ

Curen®繊維を持つクラブロックスのシングルブラシは一本一本の歯の表面だけでなく歯頸部のすみずみまできれいにします。特に歯列矯正器具装着中の方やインプラントの方には、是非おすすめです。

- 歯頸部をやさしく磨きます
- ラウンドカットされたCuren®繊維
- SedelmayerのSOLO技法において理想的です

CS 1006

シングル 6mm

内容量： 12本入 5801 395095
 プリスター 12本入 5801 386993

毛の植立本数:810本
 毛の直径:0.15mm
 毛の長さ:6mm
 毛の材質:Curen®繊維
 ヘッドの大きさ:約5.5mm
 柄の長さ:180mm
 柄の材質:ポリプロピレン
 柄の色:全12色
 ※色は選べません



スイス製

細部へのこだわり:
 SOLO技法とCS1006シングルにより、一本一本の歯の周りや歯肉溝を丁寧に磨き上げることができます。

CS 1009

シングル 9mm

内容量:プリスター 12本入 5801 387006


毛の植立本数:620本
 毛の直径:0.15mm
 毛の長さ:9mm
 毛の材質:Curen®繊維
 ヘッドの大きさ:約5.8mm
 柄の長さ:180mm
 柄の材質:ポリプロピレン
 柄の色:全12色
 ※色は選べません



スイス製

SOLO技法-専門的に歯磨きをしたい方のために


予防専門家のDr.Jiri SedelmayerはSOLO技法を開発しました。クラブロックスはその技法のためにシングルブラシを設計し、Curen®繊維を円形にしました。それはCuren®繊維が歯頸部の解剖学的構造と適合することを意味します。




SOLO技法の訓練を受けた患者さんは、この上なく精密に歯を磨けるようになります。

一本のブラシで2通りの効用

ブラケット周辺のデリケートな箇所には特別なクリーニングが必要です。また、インプラント周囲の歯肉は特に注意が必要です。CS1009シングルは辺縁の輪郭に適応するためにひと房の丸い毛束になっています。これはCuren®繊維が歯頸部の解剖学的構造に適合することを意味します。



矯正装置のためのブラシです。



CSシングルはインプラント周囲の清掃に不可欠です。歯頸部の解剖学的構造に適合するので、歯肉を傷つけることなくきれいな歯肉形態を得ることができます。

矯正用歯ブラシと インプラントブラシ

矯正中の歯磨きにはよりきめ細やかなお手入れが要求されます。ブラケットとワイヤーに対しても完璧で定期的なクリーニングが必要です。

CSオルソそしてCS708はそのお手入れに適しています。CSオルソには特別な溝があり、ブラケットを装着している場合でも歯磨きが可能です。また、CS708は、非常に小さなブラシヘッドと0.12mmのCuren®繊維で簡単にインプラント周囲の歯肉溝をきれいにすることができます。

❖ 歯とブラケット、ワイヤーをきれいにするために

❖ 矯正装置とインプラントのために

CS ortho

ウルトラソフト

内容量: 36本入 5801 387060
12本入 5801 394374
プリスター 12本入 5801 423460

毛の植立本数: 5,460本
毛の直径: 0.1mm
毛の長さ: 6.2 / 9.0mm
毛の材質: Curen®繊維
ヘッドの大きさ: 約25×12.5mm
柄の長さ: 180mm
柄の材質: ポリプロピレン
柄の色: 全6色
※各色ラメ入
※色は選べません

スイス製

CS 708

インプラントオルソ


内容量: 12本入 5801 426224
プリスター 12本入 5801 426200

毛の植立タフト数: 7本
毛の直径: 0.12mm
毛の長さ: 8.0mm
毛の材質: Curen®繊維
ヘッドの大きさ: 8×8mm
柄の長さ: 175mm
柄の材質: ポリプロピレン
柄の色: 全6色
※色は選べません

スイス製




CS708 インプラント オルソの活用



固定式義歯についたプラークを除去。



インプラントの届きにくい下の部分に。



ブラケットの周囲や間を簡単に清掃。

CSサージカル

オペ後、腫張と口腔内の放射線治療中の方専用に設計されたメガソフトです。

12,000本以上の毛束と、とても柔らかいCuren®繊維の歯ブラシです。

ベルン大学のN.P.Lang教授との共同開発です。

⋯⋯ 12,000本のCuren®繊維の効果

⋯⋯ 炎症と放射線治療中でも使用可能

CS Surgical

メガソフト

内容量： 12本入 5801 394381

ブリスター 12本入 5801 423477

毛の植立本数:12,000本

毛の直径:0.06mm

毛の長さ:10.0mm

毛の材質:Curen®繊維

ヘッドの大きさ:約17.5×9.9mm

柄の長さ:145mm

柄の材質:ポリプロピレン






柄の色:レッド

スイス製



幼児用歯ブラシ Baby

赤ちゃんに最初の歯が生えたら、Babyをお勧めします。Curen®繊維はとても柔らかいので、赤ちゃんのデリケートな口腔内を傷つけないように作られています。ベルン大学と協力してクラブロックスが独自に開発しました。

- 
 直径0.09mmのCuren®繊維が4260本植立されていることで、痛みを与えることなく歯を徹底的にきれいになります
- 
 ゴムでコーティングされた小さなヘッドのおかげで口腔内を傷つける心配がありません
- 
 お子さんでご両親の手にぴったりフィットします
- 
 丸みを帯びたハンドルがブラシを握る力を最小限に軽減します
- 
 滑り止め素材のついたファンタスティックなカラーの歯ブラシです

Baby



内容量:12本入 5801 392619
 毛の植立本数:4,260本
 毛の直径:0.09mm
 毛の長さ:6.5mm
 毛の材質:Curen®繊維
 ヘッドの大きさ:約18×9.2mm
 柄の長さ:152.6mm
 柄の材質:ポリプロピレン

スイス製



小児用歯ブラシ kids

スリムなデザインヘッドはお口のどこへでも届き、八角形のハンドルで45°の正しいブラッシング角度での歯磨きがお子様でも容易に行えます。

- 
 直径0.09mmのCuren®繊維が5500本植立されていることで、痛みを与えることなく歯を徹底的にきれいになります
- 
 正しい角度を保つ八角形ハンドル

kids

内容量:12本入 5801 403866
 毛の植立本数:5,500本
 毛の直径:0.09mm
 毛の長さ:7.5mm
 毛の材質:Curen®繊維
 ヘッドの大きさ:約20×10mm
 柄の長さ:162mm
 柄の材質:ポリプロピレン

スイス製



ATA ブラシ

ブラッシング圧が強く、歯肉が傷ついてしまう患者さんにお勧めです。

丸いハンドルがブラシを握る力を軽減します。

歯を1歯ずつ磨くテクニックと、圧をかけずに磨くことが一度にトレーニングできます。

- 親指を置くくぼみのない丸いハンドル
- 先端から手前に角度のついた小さいヘッド
- スイス・ベルン大学歯科専門医との共同開発

ATA

内容量:

プリスター 12本入 5801 426249

毛の植立本数:4,860本

毛の直径:0.1mm

毛の長さ:8/9mm

毛の材質:Curen®繊維

ヘッドの大きさ:18mm

柄の長さ:150mm

柄の材質:ポリプロピレン

柄の色:全4色

※色は選べません


スイス製

ATA: Atraumatic
Total
Access



● 圧を軽減させる丸いハンドル

ATAのハンドルは丸く、親指でつかむ場所がないため、全ての指で把持するようデザインされています。そのため、ブラシを握る力を軽減し、圧を最小限に抑えます。ATAは、CS1006シングルを使ったSOLO技法の理想的な学習用歯ブラシとして使うことができます。



● 角度のついた小さなブラシヘッド

より正確に、丁寧に清掃できるよう、ブラシヘッドを小さくし、ネックに角度をつけました。

より丁寧にブラシを動かすことで、圧をかけ過ぎるリスクを抑えます。この方法で1歯ずつ磨くテクニックを学ぶことができます。







Interdental brushes

歯間ブラシ

磨けなかった
隙間に届く

Interdental brushes

クラブロックス歯間ブラシ

歯間スペースは歯の表面の約30%を占めます。
ここをブラッシングできない場合、かなり多くの
危険にさらされていることとなります。

デンタルフロスの使用は解剖学的な理由で磨
き残しが生じるため、正しい歯間ブラシの使用
が求められます。

CPSプライム

CPSプライムは耐久性のある、小さな歯間ブラシです。
CPSプライム06は極小の歯間ブラシで、極めて狭い隙間にも入っていきます。
CPSプライムの品質なら一度の歯間清掃で十分な効果を発揮します：前後に一回で完了です。

●●●● パラソル効果の超微細毛
張りのある上質毛は歯と歯の間の汚れがたまりやすい部分にも到達します。その上質毛はパラソル効果により、歯間の溝を埋めるように広がり優しく効果的に清掃します。

●●●● 極小の歯間向けに特許を取得したサージカルワイヤー
クラブロックス独自の技術：Cural® サージカルワイヤーは強度があり高品質。ニッケルフリーなのでニッケルアレルギーの方にもお使いいただけます。

●●●● 高い耐久性
ワイヤー芯の固定部は円錐形のデザインとなっており、早期の破損を防止します。

●●●● すべてのホルダー向けのクリックシステム
CPSプライムによる歯間清掃をとっても簡単で使いやすいものにします。



ミリ単位の使いやすさ：
極細のCural® サージカルワイヤーはどんな小さな隙間にも到達します。

ミリ単位の効果：
独自の微細で長い毛がパラソル効果により歯間の溝を埋めるように広がり優しく効果的に清掃します。

CPSプライム リフィル

CPS 06

0.6 mm* / 2.2 mm**

内容量： 8本入×5 5801 427479



日本サイズの目安(ブラシ径)
1 (SSS)

CPS 07

0.7 mm* / 2.5 mm**

内容量： 8本入×5 5801 427493



2 (SS)

CPS 08

0.8 mm* / 3.2 mm**

内容量： 8本入×5 5801 427511



3 (S)

CPS 09

0.9 mm* / 4.0 mm**

内容量： 8本入×5 5801 427536



4 (M)

CPS 011

1.1 mm* / 5.0 mm**

内容量： 8本入×5 5801 427551



5 (L)

* Accessibility 通過径 (mm)
** Effectiveness ブラシ径 (mm)



CPSプライム スタート

CPS 06

ブルー 5801 428831

CPS 07

レッド 5801 428855

CPS 08

ピンク 5801 428870

CPS 09

イエロー 5801 428894

CPS 011


グリーン 5801 428912

内容量：(UHS409ホルダー1本、
UHS470ホルダー1本、ブラシ5本) × 6




なぜ健康な歯肉の方 にも歯間ブラシが 必要なのか？


それは歯の表面の1/3がブラッシングされないためです。歯ブラシは歯の内側と外側、咬合面をきれいにします。しかし歯と歯の間や歯頸部はどうでしょうか？
これらは歯ブラシだけでは到達することができません。



歯ブラシだけでなくデンタルフロスさえも、届かない部分があります。デンタルフロスは清掃しなければならぬ凹面上でピンと張ってしまいます。しかしながらデンタルフロスは前歯にはとても有効です。



短すぎる毛の歯間ブラシは効果的に隙間を埋めることができないので、効果があってもわずかです。



CPSプライムは完全に歯間の溝を埋め、優しく効果的にすべての歯間と歯頸部から歯垢を除去します。

CPSペリオ

CPSペリオは、CPSプライムとCPSソフトインプラントを補完します。広い歯間部、充填物、クラウン、ブリッジや、頑固に付着しているプラーク除去に適しています。

- より長く、より柔らかな植毛
- より強いワイヤーコアによる弾力性と耐久性
- 全てのホルダーに装着可能なクリックシステム

CPS 405

1.3 mm* / 5.0 mm**



CPS 406

1.7 mm* / 6.5 mm**



CPS 408

2.2 mm* / 8.0 mm**



CPS 410

2.5 mm* / 10.0 mm**



* Accessibility 通過径 (mm)
** Effectiveness ブラシ径 (mm)

ペリオプラス

CPS 405

レッド 5801 398426

CPS 406

ピンク 5801 398433

CPS 408

パープル 5801 398441

CPS 410

ブルー 5801 398458



内容量：(ホルダー1本、ブラシ5本) × 6

CPS ソフトインプラント

歯周治療後やインプラントによって歯間空隙が大きい方に、細く長いブラシ毛が大きな歯間空隙を優しく清掃します。

CPS 505

5801 398376

>2.0 mm* / 5.5 mm**

内容量:5本入×6



CPS 507

5801 398383

>2.0 mm* / 7.5 mm**

内容量:5本入×6



CPS 508

5801 398391

>2.0 mm* / 4.5-8.5 mm**

内容量:5本入×6



CPS 512

5801 398401

>2.0 mm* / 12.0 mm**

内容量:3本入×6



CPS 516

5801 398419

>2.0 mm* / 16.0 mm**

内容量:3本入×6



CPSストロング & インプラント

CPSストロング&インプラントはインプラントとブリッジに適しています。特に三日月形に曲げた時の側圧に効果的です。

CPS 22

5801 398312

>1.3 mm* / 3.0 mm**

内容量:5本入×6



CPS 24

5801 398320

>2.0 mm* / 4.4 mm**

内容量:5本入×6



CPS 25

5801 398337

>2.0 mm* / 5.0 mm**

内容量:5本入×6



CPS 28

5801 398344

>2.0 mm* / 7.0 mm**


内容量:5本入×6




※ブラシのみ(ホルダー別売)

* Accessibility 通過径(mm)
** Effectiveness ブラシ径(mm)


CPS歯間ブラシの 使用方法



1.歯間の隙間にCPSプライムを置き、先端を斜めに傾けて歯の中央部分まで正しい角度でやさしく挿入してください。



2.ブラシを押し込まず、歯軸に対してハンドルを90°に保持します。



3.慎重にブラシを挿入し、それから引き抜いてください。CPSプライムの品質なら1日1回の使用で効果的です。

歯間ブラシを無理に歯間へ挿入しないでください。不適切に使用すると歯肉を損傷させる可能性があります。

インプラントは特別な注意が必要です。メンテナンスを怠ると細菌が歯肉溝に蓄積しやすくなるからです。

インプラントケアのための歯間ブラシ

この歯間ブラシは、ユニークな毛と効果的なクリーニングをするための通過径となっています。毛はとても柔らかく丸みを帯びており、Cural® ワイヤはプラスチックでコーティングされています。

患者さんに最も適したサイズを確認するようにしてください。

プラスチックコート

インプラントの繊細なチタン表面を保護します。

高レベルの耐久性

ワイヤー芯は円錐形に設計されて早期の破損を防止します。

クリックシステム

インプラントブラシは全てのホルダーに合い、歯間清掃を快適で簡単なものにします。

ホルダー

すべてのCPS歯間ブラシはどのホルダーにも合うため、お好みのホルダータイプを選べます。

角度のついたものや真っ直ぐなもの、クリックもしくはねじ締め固定、プラスチック製またはアルミ製など様々なホルダーがあります。角度のついたホルダーは手に負担がなく使いやすい設計です。

UHS 409 ホルダー

ハンディ

5801 382913

人間工学的にデザインされたプラスチック製ホルダーです。コンパクトで使いやすい再使用可能なクリックシステムホルダーです。

内容量：ハンディーホルダー3本入

キャップ1個入

ホルダーの色：ブルー

スイス製



※ホルダーのみ(ブラシ別売)

UHS 410

グリーン 5801 384298

UHS 411

ピンク 5801 384309

UHS 413

ブルー 5801 384323

UHS 412

ゴールド 5801 384316

人間工学的に優れたデザインのアリミニウム製ホルダーです。

実用的なねじ締めタイプなので使いやすいです。

内容量:1本入

※ホルダーのみ(ブラシ別売)



UHS 415

ステンレス 5801 384348

オートクレーブ滅菌可能。
人間工学に基づいた形状のステンレス製ホルダーです。
歯科院内での使用に適しています。

内容量:1本入

※滅菌可

※ホルダーのみ(ブラシ別売)



CPS 457

ポケットセット 5801 382921

人間工学に基づいたホルダーとそのスペース、4つのCPSプライムがついたCPS457ポケットセットはとても実用的です。UHS450ホルダーとCPSプライム06.07.09.011が付属しています。

セット内容:CPS 06×1
CPS 07×1
CPS 09×1
CPS 011×1
UHS 450ホルダー×1
クリアケース

ケースの色:ブルー
ホルダーの色:ブルー
ミント
ミント
レッド
グレー
イエロー
ブラック
オレンジ
ホワイト

※ケースとホルダーの色は選べません



UHS 430

クリック式 5801 384331

人間工学に基づいた形状のプラスチック製ホルダー。扱いやすさを考慮した、ホルダーです。再使用可能なクリックシステムです。

内容量:1本入

柄の色:ブルー

ホワイト

※色は選べません

※ホルダーのみ(ブラシ別売)



IAPプライム/IAPペリオ

素早く安全に正しい歯間ブラシのサイズを見つけることが可能です。
 特許取得済みのIAPプライム/IAPペリオで歯間の隙間を測定しIACチャートを使って
 患者さんに説明することで、歯間清掃の重要性に気付いていただけます。

- 色分け:
 写真の表示色は対応するCPSプライム歯間ブラシの色とサイズを示しています
- オートクレーブ滅菌が可能です
- クリックシステム:
 IAPプライム/IAPペリオはすべてのホルダーで使用することができます


IAPプライム

内容量:12本入×1 5801 398351
 内容量:12本入×6 5801 398369

IAPペリオ

内容量:12本入×1 5801 426263
 内容量:12本入×6 5801 426271

IAP: Interdental
 Approach
 Probe




歯間を満たすブラシ これが決め手


歯間の測定こそが成功の基本です:
 適切に歯間空隙を満たしている歯間ブラシは、歯肉溝、コンタクト直下の凹面を一度にきれいにします。

システム
 あらかじめ歯間のサイズを測定をしておくことで、時間を節約するだけでなくトラブルを避け安全なケアにつながります。

- 1.IAPプライムを使用して患者さんの歯間空隙の大きさのカラーを決定し、対応するCPSプライム歯間ブラシを選択します。





- 2.CPSプライムをホルダーに取り付け、歯間部を清掃します。



- 3.色分けとIACチャートがあるので、歯間部のケアにCPSプライムを選択することが出来ます。

IACチャート

内容量:1冊(50枚) 5801 383029



インプラントキット

5801 383560

インプラントに対しては、最大限の注意と精度をもってより慎重に対応するでしょう。この慎重な対応をムダにしないためには、患者さんに適切なインプラントケアを薦めることが必要です。インプラントキットには、必要とされているものが全て含まれています。インプラントケアの重要性について、総合的に説明されている患者さん向けのパンフレットも含まれています。

❖ システム：
新たなインプラントのケアを始めるためのスターターキット
オールインワンソリューションです

❖ シンプル、そして効果的：
インプラント周囲の多くの重要な部位をよく清掃し、優しく、扱いやすいツールが揃ってます

❖ 助言のスキル：
効果的なインプラントの清掃方法を患者さんに伝えます
インプラントを長く良好な状態に保つために、最良のコンディションを提供します。

キット内容：CPS 06×1
CPS 07×1
CPS 08×1
CPS 09×1
CPS 011×2
CPS 505×1
CPS 507×1
CPS 508×1
CPS 512×1
CPS 516×1
CPS 22×1
CS 5460×1
CS 1009×1
CHS 430×1
IAPプライム×1
説明書×1



チェアサイドボックス

日々の診療をよりスムーズに。チェアサイドボックスにはホルダーに装着済みの歯間ブラシが含まれます。ホルダーは必要に応じて再使用可能です。ボックスには、リフィルパックの歯間ブラシ等を補充できます。

プライム

5801 383506

Box内容：プライム 06×25
プライム 07×25
プライム 08×25
プライム 09×25
プライム 011×25
ブラシキャップ×100
IAPプライム×24
ケース×1



ペリオ

5801 392551

Box内容：ペリオ 405×50
ペリオ 406×25
ペリオ 408×25
ペリオ 410×25
ブラシキャップ×100
IAPペリオ×24
ケース×1



チェアサイドボックス用リフィル

チェアサイドボックス用の詰め替えリフィルです。各サイズをご用意しております。

チェアサイドリフィル 06

ブルー

5801 383513

チェアサイドリフィル 07

レッド

5801 383521

チェアサイドリフィル 08

ピンク

5801 383538

チェアサイドリフィル 09

イエロー

5801 383545

チェアサイドリフィル 011

グリーン

5801 383552

チェアサイド 06 (L型)

ブルー

5801 392569

チェアサイド 07 (L型)

レッド

5801 392576

チェアサイド 08 (L型)

ピンク

5801 392583

チェアサイド 09 (L型)

イエロー

5801 392591

チェアサイド 011 (L型)

グリーン

5801 392601



内容量:25本入

※キャップが含まれます

ペリオリフィル 405

レッド

5801 384825

ペリオリフィル 406

ピンク

5801 384832

ペリオリフィル 408

パープル

5801 384840

ペリオリフィル 410

ブルー

5801 384857

内容量:25本入

※キャップは含まれません





Dental floss デンタルフロス

フロッシングは常に必要です。特に前歯の間の狭いスペースでは、デンタルフロスは有効なケアサポートアイテムになります。

デンタルフロス

CPSプライム06歯間ブラシでさえ使用できないほど歯間が狭い場合は、デンタルフロスが適しています。

DF 834

デンタルフロス

5801 383495

ミント味。ワックス付デンタルフロス。デンタルフロスは、歯間のコンタクトポイントを楽に通ります。長さ50m。内容量：6個入



DF 820

PTFEデンタルテープ

5801 383488

PTFEコーティングによりコンタクトポイントを通しやすくなっています。またPTFEコーティングは割けにくい効果もあります。長さ35m。内容量：6個入



DF 841

デンタルフロス

5801 382938

3つの部分(スレッダー部分、ふわっとした糸部分、フロス部分)があります。長さ70cm。内容量：100本入



TP 930

爪楊枝



5801 382945

先端に植毛がある安定した細いナイロン爪楊枝。内容量：10本入





ループテクニック

デンタルフロスを長さ約50cm取ってください。二つの端をまとめて2回結んでください。目的は、4本指以上の輪を作ることです。輪が大きすぎるとデンタルフロスの取り扱いが難しくなります。



これが歯肉を傷つけることなくデンタルフロスを安全かつ簡単にコントロールする方法です。親指と人差し指の間の最小の距離を使うことで、簡単かつ安全にデンタルフロスを扱うことができます。



舌ブラシ

口臭は単にマウスウォッシュで洗い流したり、チューイングガムを噛んで取り除けるものではありません。歯間部のケアと舌ブラシが口臭を防ぐ方法です。口臭の原因となる汚れは舌の上に溜り、舌の溝にも隠れています。舌ブラシは、すぐにそれらを除去できます。

口臭は歯間部のプラークと舌苔から発生します。CTC舌ブラシは驚くほど効果的です。その解剖学的に正確な形状によって舌清掃時の吐き気を軽減し、また、その効果は見て感じ取ることもできます。



CTC 201

シングル 5801 384362

内容量: 12本入
柄の色: イエロー
ピンク
バイオレット
グリーン
※色は選べません



CTC 202

ダブル 5801 384387

内容量: 12本入
柄の色: イエロー
ピンク
バイオレット
グリーン
※色は選べません

CTC 201 + CTC202

シングル+ダブル 5801 384864

内容量: (シングル1本+ダブル1本) × 12セット
柄の色: イエロー
ピンク
バイオレット
グリーン
※色は選べません



ディスプレイ

ディスプレイ スタンド

5801 384526

受付やチェアサイドに置いて、患者さん説明用としてご使用ください。
ブラシ挿入穴: 6
歯間ブラシ挿入穴: 5
※ディスプレイスタンド
のみの販売です



※歯ブラシ・歯間ブラシ
セット例



DIS 235

5801 383577

内容量: 1本入
柄の色: ブルー
ピンク
パープル
イエロー
オレンジ
グリーン
ホワイト
※色は選べません



約2倍

CS 5460手用歯ブラシ: 18cm
DIS 235ディスプレイ: 35.5cm

<製造元より>

スイスのオーラルヘルス専門家 クラデンAGはお口の健康と歯科予防分野のパイオニアであり、専門家です。

クラブロックスと教育、研究および歯科医療従事者とともに、私たちはただひとつの目的を果たすツールを開発します。その目的とは生涯歯を健康にしておくということです。

スイスをはじめ世界中の歯科医師、歯科衛生士と大学の専門家との協力は、口腔ケア技術と歯科治療に関する豊富な知識、そして本当の喜びに結びつける商品をもたらしました。

クラデンAGはスイス ルツェルン近くのクリエンスに拠点を置く企業です。すべてのクラブロックス商品は1972年以降にスイスで開発・製造されています。



Toothbrushes
歯ブラシ



Interdental brushes
歯間ブラシ




Dental floss
デンタルフロス



CURAPROX

商品の詳細は
こちらから



輸入販売元  株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

TEL:0800-170-5541 (コンタクトセンター)



(01)02747937013779

C01820/2021年9月/PRI/20/@100/改