

歯科医院様用



製品概要

| | | | | |
|---------|--|-------------|------|----------|
| 製品名 | ガムテック | | | |
| 種別 | 歯ぐきマッサージブラシ (雑貨) | | | |
| 特長 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 歯ぐきのマッサージ専用として開発されたブラシです。 ・ ソフトタッチのシリコーンゴム製ですので、傷つきやすい歯ぐきや顎堤粘膜のマッサージにも適しています。 ・ 歯ぐきのマッサージは、歯ぐきの血行を良くし、歯ぐき強化と口腔機能改善に役立ちます。 ・ 使用後の乾燥が早く、衛生的で、耐久性があります。 ・ グリップはしっかりと軽い力で握れるよう人間工学的デザインが活かされています。 ・ 歯槽膿漏用剤「三宝はぐきみがき」ご使用時の、歯ぐきのマッサージに適しています。 | | | |
| 使用方法 | <p>ブラシを歯ぐきに軽くあて、前後左右に動かしてマッサージしてください。</p> <p>〔効果的な使い方〕 「三宝はぐきみがき」を適量ゴムブラシにつけ、歯ぐきをマッサージしてください。 その後ナイロンブラシに持ち替え歯と歯ぐきの境目と歯間をブラッシングしてください。</p> | | | |
| 品質表示 | 柄の材質 | 毛の材質 | 耐熱温度 | |
| | ABS樹脂 | シリコーンゴム | 80℃ | |
| 取扱い上の注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 乱暴に使用すると口中を傷つける原因になりますので、軽い力でマッサージしてください。 ・ 使用後はよく洗って、清潔にご使用ください。 | | | |
| 包装・価格 | 容量 | 希望小売価格 (税抜) | 梱入数 | コード |
| | 1本 | 750円 | 10個 | 30700093 |