



電動歯ブラシ

オーラルB 電動歯ブラシ

100 since 1922 2022 SHOFU  
100年先にも輝く笑顔を  
Bright smiles for another 100 years

BRAUN

Oral-B

P&G Professional Oral Health

歯科医院専売品カタログ

ポケットモンスター



© Nintendo • CF • GF • TX • SP • JI © Pokémon



すみずみクリーンキッズ  
プレミアム プロフェッショナル  
楽しく、正しい歯磨き習慣を

SHOFU INC.

# Oral-B電動歯ブラシ

# すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル

お子様用の小さいヘッドとやわらかいブラシが、  
歯にフィットして左右に反転するため、  
優しく、簡単に、短時間で歯磨きができます。



## 2つの 歯磨きモード

通常の回転モードに加えて、お  
子様の歯に優しいやわらか回転  
モード搭載。乳歯にも安心して  
お使いいただけます。

## ポケモンシール 付き!

かわいいポケモンと楽しく歯磨  
きできます。



## 専用 ウェブコンテンツ

歯磨きするたびに新しいポケモ  
ンが出現! だから進んで正しい  
歯磨き習慣を身につけることが  
できます。



## 3才からOK!

お子様の口の大きさに合わせたデザイン  
子供のために特別に設計された電動歯ブ  
ラシなので、3才からでも安全にご使用いた  
できます。子供の口の大きさに合わせているの  
で、届きにくい歯の裏側も磨きやすいです。



# すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル 子供用 ポケットモンスターモデル



やわらか  
回転モード



子供が握り  
やすい設計



海外使用可能  
(240Vまで)



選んで貼れる  
8枚入



3才からOK



タイマー付

## セット内容・付属品

本体、マルチ電圧対応充電器、付属ブラシ3本

仕様

- 本体：幅32×高さ220mm (115g) ※ブラシ含む
- 充電器：幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm
- 対応電圧：AC100-110V
- フル充電時の作動時間：約5日間 (1日2回、各2分間使用した場合)



ニカド電池



替えブラシ (2本入り)  
色調 (2色: ブルー、ピンク)

## 替えブラシ交換時期

2分間のブラッシングを1日2回  
の使用で、3~4カ月が目安で  
す。青色のブラシの色が白くな  
り、交換をお知らせします。

【イメージ図】



ご使用の際は説明書等をよく読んでお使いください。

## 〈修理のお問い合わせ・ご相談は〉

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3

受付時間 9:30~12:30  
13:30~17:30  
(土日祭日は除く)

取扱い店

製造販売元

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) [www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp)

●支社: 東京(03)3832-4366 ●営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

2203EBSJSW