



電動歯ブラシ

オーラルB 電動歯ブラシ

**Oral-B**

BY **BRAUN**

**P&G** Professional Oral Health

歯科医院専売品カタログ

# オーラルB iO プロフェッショナル

丸型ブラシを内から再設計し、電動歯ブラシの音と振動を改善。  
穏やかな微振動で、歯ぐきのキワまでやさしくブラッシング。




**SHOFU INC.**

# Oral-B iO

次世代のオーラルB電動歯ブラシは、リニアモーターカーと同じ原理である「リニアマグネティックシステム™」を採用したことで、適切にコントロールされたエネルギーが毛先に集中し、ブラシ1本1本まで振動。


左右反転運動と同期した遠心マイクロモーション™(微振動)で、新しいブラッシングを体験いただけます。

歯から歯へのスムーズなブラシの動きで、やさしく効率的なプラーク除去を実現しました。




## 遠心マイクロモーション™

左右反転運動とマイクロバイブレーションで、やさしいブラッシングをコントロール



## リニアマグネティックシステム™

適切にコントロールされたエネルギーが毛先に集中し、効率的にブラッシング



## スマート押しつけ防止センサー

ブラッシング圧の弱い、適切、強いを視覚でお知らせし、適切なブラッシング圧を色でガイド

# Oral-B iO9



日本歯科医師会の推奨は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関するものではありません。

## 【ブラッシングモード：7モード】

- 標準クリーン
- やさらかクリーン
- 歯ぐきケア
- ホワイトニング
- しっかりクリーン
- 超やさらかクリーン
- 舌クリーニング

## 【インタラクティブディスプレイ】



モード タイマー バッテリー残量 ブラシ交換

## 人工知能AIで、適切なブラッシングをガイド



16ゾーンのブラッシングガイド



スマートフォンアプリと連動

## 3時間でフル充電 マグネット式充電スタンド

## 【付属ブラシ】

- iO アルティメイトクリーン
- iO ジェントルクリーン

【セット内容・付属品】 本体、マグネット式充電スタンド、トラベルケース

### 仕様

- 本体：幅30×奥行30×高さ183mm (132g)
- マグネット式充電スタンド：幅58×奥行45×高さ110mm (159g)
- 定格：(マグネット式充電スタンド) AC100~240V/50-60Hz/3W
- フル充電時の作動時間：約12日間 (1日2回、各2分間使用した場合)

3時間でフル充電



リチウムイオン電池

# Oral-B iO4

## 【ブラッシングモード：4モード】

- 標準クリーン
- やさらかクリーン
- ホワイトニング
- 超やさらかクリーン

## アプリ連動で、ブラッシングを記録



スマートフォンアプリと連動

## 【付属ブラシ】

- iO アルティメイトクリーン × 3本

【セット内容・付属品】 本体、差し込み式充電スタンド

### 仕様

- 本体：幅30×奥行30×高さ183mm (127g)
- 充電器：幅57×奥行57×高さ25mm
- 定格：AC100~110V/50-60Hz/0.9W
- フル充電時の作動時間：約12日間 (1日2回、各2分間使用した場合)

16時間でフル充電



リチウムイオン電池

## すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル 子供用 ポケットモンスターモデル



日本歯科医師会の推奨は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関するものではありません。



やさらか回転モード



子供が握りやすい設計



海外使用可能 (240Vまで)



選んで貼れる8枚入



3才からOK



タイマー付

## 【ブラッシングモード：2モード】

- やさらかクリーン
- クリーン

## 【付属ブラシ】

- 子供用やさらかめブラシ ブルー × 3本


## 【セット内容・付属品】

本体、マルチ電圧対応充電器、付属ブラシ3本(ブルー)

### 仕様


- 本体：幅32×高さ220mm (115g) ※ブラシ含む
- 充電器：幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm
- 対応電圧：AC100-110V
- フル充電時の作動時間：約5日間 (1日2回、各2分間使用した場合)

16時間でフル充電




ニカド電池

# 替えブラシ



**iO** 左右反転運動と毛先の微振動



丸型だから磨き残しやすい歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に毛先を届ける

## iO専用 iOシリーズにのみご使用いただけます。



**iO アルティメイトクリーン**  
2種類の長さを組み合わせた毛束が歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に毛先を届け効率的にプラーク除去。

2本入



**iO ジェントルクリーン**  
ブラシの外側の細いブラシ毛が歯と歯ぐきのキワをやさしくブラッシング。

2本入



**iO ラディアントホワイト**  
独自のラバー素材で歯の表面に付着した着色汚れを効果的に除去。

2本入



**iO ターゲットクリーン**  
届きにくい歯間部にもブラシが入り込んで効率的にプラーク除去。

2本入

### ▼ iOシリーズとは、互換性がありません。▼



左右反転運動とブラシの上下振動

※上記の特長は旧品のジーニアス・プロのみの特長となります

### お口の状態に合わせた替えブラシをお奨めします

#### マルチアクションブラシ



16°に傾いたブラシが、歯ぐきのキワも効果的にプラーク除去

3本入

#### ベーシックブラシ



基本的なブラッシング

3本入

#### やわらか極細毛ブラシ



ブラシの外側の極細毛が歯ぐきのキワをやさしくブラッシング

3本入

#### 歯間ワイパー付ブラシ



歯間ワイパーがやさしく、効果的に歯間部のプラーク除去

3本入

#### ホワイトニングブラシ



ラバーカップが歯磨き剤を効果的に届け、やさしくブラッシング

3本入

#### 歯間用ブラシ



仕上げ磨きや、補綴装置や矯正装置周囲のブラッシング

1本入


※替えブラシはオーラルB iOシリーズ以外のすべての機種にご使用いただけます。iOシリーズとは、互換性がありません。  
※替えブラシの使い分けは、あくまで一般的な例です。患者さまの症状や必要に応じて使い分けてください。  
電動歯ブラシは医療機器ではありません。

### 替えブラシ交換時期

2分間のブラッシングを1日2回の使用で、3カ月が目安です。緑色のブラシの色が黄色に変化し、交換をお知らせします。

※ホワイトニングブラシ、やわらか極細毛ブラシは変化しません。  
※マルチアクションブラシのみ緑色から黄色に変化します。

【イメージ図】



### 子供用やわらかめブラシ



2本入 ブルー



2本入 ピンク

ご使用の際は説明書等をよく読んでお使いください。

修理のお問い合わせ・ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033

受付時間 9:30~12:30/13:30~17:30 月~金(祝日、夏季・冬季休業日を除く)

〒350-0269 埼玉県坂戸市につさい花みず木5-7-3

取扱い店

製造販売元

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18 <https://jp.pg.com/>

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) [www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

2309AJJSI-01