



どうして患者さんに勧めたいのか?



推奨
理由

子どもは歯磨き好きでない。歯磨きを、ママやパパが一緒に
してあげると、子どもは歯磨きを好きになります。ママやパパが
歯磨きを好きになると、子どもは歯磨きを好きになります。ママや
パパが歯磨きを好きになると、子どもは歯磨きを好きになります。



電動歯ブラシ世界歯科医使用・推奨

*代表

BRAUN

Oral-B

歯科医院専売品

デンタプライド 5000
プロフェッショナルケア 2000



推奨医院になりませんか?



推奨医院ってなに?



患者さんにブラウン オールBでの歯磨きの長さを
伝えて指導して下さる歯科医院様のことです。



具体的にどんなことをやるの?



患者さん
を満足

ブランド

づく。P&G調査に基づく。


づく。P&G調査に基づく。

づく。P&G調査に基づく。

歯間部の歯垢を、最大99.7%除去


*歯間部の値。デンタプライド しっかりクリーンモード使用時。(D34 565 5NMP)

■ 3D丸型回転



独自の丸型設計だから、
歯を一本一本包み込み、
歯頸部に届きやすい!

磨き残しがちな歯頸部・歯
間部に当りやすい丸型ブラ
シで、歯垢を磨き取ります。



超高速の回転と同時に
上下振動!
歯垢を浮かしてかき出す!

こびりついたしつこい歯垢
までしっかり落とすから、磨
いた後のツルツル感が違い
ます。

1秒間に、約667回*の超高速上下運動!これが驚異のブラッシング力。*


*クリーンモード使用時



① 歯全体を包み込む
から歯と歯間の奥ま
で入り込みます。



② 上下振動で、浮かす
上下振動で歯垢を
浮かす、



③ 左右回転で浮いた
歯垢をすばやくかき
出します。

第三者機関「コクラン」により、歯垢除去および歯肉炎減少において、一貫して手磨きより高い効果が確認されたのは、回転式だけ*。

「コクラン」(コクラン・コラボレーション)は、世界の医療技術を評価する非営利機関です。ここでは、世界中の実験データを客観的に検証して厳しい評価を行っています。

そのため医師が処方に悩んだ際に参考にしるほど信頼されている国際医療技術評価機関です。

そのコクラン・コラボレーションが、3,500人以上の臨床試験を調査した結果、回転式の電動歯ブラシだけが、歯垢除去・歯肉炎の減少において、手磨きよりも一貫して高い効果があることが確認されました*。

*2003年度、2005年度、2009年度 コクラン・レポートによる。



【文献サーチ方法】電動歯ブラシと手磨き歯ブラシの効果について

電動歯ブラシと手磨き歯ブラシとの比較など、電動歯ブラシの効果に関する様々な文献が公表されており、下記のような方法で検索することが可能です。



コクラン・コラボレーション/口腔保健のための手用歯ブラシと電動歯ブラシの比較について (英語)
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.cd002281>

コクラン・コラボレーション (Cochrane Collaboration) は、世界的に急速に展開している治療、予防に関する医療技術を評価するプロジェクトです。1992年にイギリスの国民保健サービスの一環として始まり、無作為比較試験を中心に、世界中の臨床試験のシステムティック・レビューを行い、その結果を、医療関係者や医療政策決定者、さらには消費者に届け、合理的な意思決定に供することを目的としています。



Minds
http://minds.jcqh.or.jp/stc/0055/4/0055_G0000154_T0002083.html

医療情報サービス事業Minds(マインズ)は、日本医療機能評価機構が実施する医療情報サービスです。厚生労働科学研究費補助金を受けて平成14年度から準備を開始し、平成16年5月から一般公開を開始しております。こちらではコクラン・コラボレーションの「口腔保健のための手用歯ブラシと電動歯ブラシの比較について」の要約の日本語訳をご覧ください。



PudMed
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

アメリカ国立医学図書館が提供する、医学・生物学分野の学術文献検索サイト。電動歯ブラシ、音波歯ブラシの効果については、「oscillation rotation (丸型立体回転)」、「sonic (音波振動)」、「manual toothbrush (手磨き)」などのキーワードを組み合わせて入れると、その効果についての様々な論文を検索できます。

■ 電動歯ブラシのエビデンス

歯間部の歯垢 最大99.7%除去

■ デンタプライド 5000 (しっかりクリーンモード、フロスアクション使用時) ■ 手磨き



製品のご紹介



デンタプライド 5000
D34 565 5NMP

~多機能ハイグレードモデル
歯磨きナビ付き~



パーフェクトクリーン パーフェクトクリーン



3D丸型回転



歯間ワイパー

製品構成

電動歯ブラシ本体	1本	替えブラシ	フロスアクション	1本
歯磨きナビ(スマートガイド)	1台		ステインケア	1本
ブラシ収納ホルダー	1台		歯間用ブラシ	1本
充電器	1台		パーフェクトクリーンやわらかめ	1本
トラベルケース	1個		パーフェクトクリーン	2本
アルカリ単3乾電池	4本			

標準医院価格: 21,260円

希望患者価格: 23,619円




プロフェッショナルケア 2000
D20 514 2NMP

~スリム&ベーシックモデル~



パーフェクトクリーン 歯間用ブラシ



3D丸型回転

製品構成

電動歯ブラシ本体	1本	替えブラシ	ステインケア	1本
ブラシ収納ホルダー	1台		パーフェクトクリーン	2本
充電器	1台		歯間用ブラシ	1本

標準医院価格: 10,971円

希望患者価格: 12,190円

*価格は2014年10月時点のものです。消費税は含まれておりません。

替えブラシのご紹介

パーフェクトクリーン 標準タイプ



歯の丸み・溝もしっかり包み込み、届きにくい臼歯の奥深くの歯垢もかき出します。

3本入 (EB20-3-EL)	標準医院価格 2,480円 希望患者価格 2,760円	5本入 (EB20-5-EL)	標準医院価格 3,900円 希望患者価格 4,333円
-----------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------

フロスアクション



伸縮性にすぐれたソフトラバー製の黄色い歯間ワイパーがやさしく歯間部まで入り込み、こびりついた汚れまでしっかりきれいに磨きとります。

3本入 (EB25-3-EL)	標準医院価格 2,880円 希望患者価格 3,200円
-----------------	--------------------------------

パーフェクトクリーン やわらかめ



やわらかめブラシだから、歯や歯肉が敏感な人にも安心の磨きあがり、歯垢もしっかり除去できます。

3本入 (EBS17-3-EL)	標準医院価格 2,480円 希望患者価格 2,760円
------------------	--------------------------------

ステインケア



黄色の美白ラバーカップが、着色汚れをしっかりと落として自然な白い歯に磨き上げます。

3本入 (EB18-3-EL)	標準医院価格 2,880円 希望患者価格 3,200円
-----------------	--------------------------------

歯間用ブラシ



歯間にしっかり入り込みます。ブラッシングの後の追加ケアや、ブリッジ、クラウン、インプラントの清掃に効果的です。

1本入 (IP17-1-EL)	標準医院価格 1,020円 希望患者価格 1,200円
-----------------	--------------------------------

ブラウン オーラルBを 患者さんに 奨めていますよ!



東京都
キャピネ・ダンテール・御茶ノ水
院長 安田 登 先生

当医院では、来院された患者様へのサービスの一環として、電動歯ブラシによるTBIを行っています。患者さんも喜びますし、他医院との差別化にもつながります。何より、ブラウン オーラルBはプロフェッショナルケアと同じ機械清掃で、歯面を捉えますのでしっかり歯垢が落ちる。TBIだけの患者さんに関心を持って購入に至り、プラークコントロールが向上することもしばしばです。まだ使っていない先生や、昔使ったけどという先生方に、最新のブラウン オーラルBを是非一度お試し頂きたいと思います。

*価格は2014年10月時点のものです。消費税は含まれておりません。

STEP 1

トライアルプログラム(※1)に参加しませんか? 無料でお試しいただけます!

- ご希望の時期(※2)にトライアルキットをお届けします。
- ブラウン オーラルBについてのご質問にもお答えします。
- お届けするトライアルキットは、新品・充電済の電動歯ブラシ(※3)です。

※1:一部実施していない地域がございます。 ※2:弊社都合でご希望の時期にお応えできない場合がございます。
※3:機種は弊社で指定させていただきます。

特典

ご試用後ご満足いただき、1セットご購入いただければお試しいただいたトライアルキットもそのままお使いいただけます。

- 推奨にご同意いただけない場合、ご満足いただけない場合は、トライアルキットを引き取らせていただきます。
- 歯科医師の先生を対象としております。
- トライアルプログラム参加はお1人様1回限りとさせていただきます。

↓ ブラウン オーラルBの良さをご理解いただけたら… ↓

STEP 2

認定推奨医院に登録しましょう!

特典

- 認定推奨医院様専用の注文書をご用意しております。
- 患者様用リーフレット、デモキットなどの販促物をご用意しております。
- 製造元P&G社から認定証を発行させていただきます。
- 製造元P&G社のブラウン オーラルBホームページに認定推奨医院として、
歯科医院名、ご住所、お電話番号を紹介させていただきます。

●患者様へ推奨することにご同意いただき、1セット以上ご購入ののち、登録させていただきます。 ●弊社提供の販促物をご活用ください。 ●年会費等は一切発生しません。 ●弊社の都合により、登録を取り消させていただく場合がございます。

申込みチェック欄

STEP1 トライアル

STEP2 認定推奨医院登録

●代表者(歯科医師)お名前

●貴医院名

●ご連絡先住所

●TEL

●FAX

●ご希望時期*

●歯科商店様名

*ご希望に添えない場合がございますのでご了承下さい。

月

日 頃

ご担当者様名

ご記入頂いた個人情報はトライアル、トライアルキットのお届け、認定推奨医院の登録及びブラウン オーラルBホームページ上でのご紹介以外の目的には使用いたしません。
上記の目的に必要な範囲で、弊社の関係各社、お取引先などに提供することがあります。また許可なく第三者への情報提供はいたしません。

お申し込みFAX

0120-221-369

販売元

株式会社 トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:30(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240