




T1L ロータイプ



- 仕様
- ・サテライトトレイ
- ・右側: スライド引き出し2段
- ・左側: フラットスライドテーブル1段
- ・スライド引き出し2段
- オプション
- ・右側: スライド引き出し3段

※フラットスライドテーブル寸法: 幅385x奥行460mm
※スライド引き出し寸法: 外枠=幅460x奥行395x高さ100mm
内枠=幅420x奥行360x高さ70mm

T1LC ミドルタイプ




- 仕様 (ロータイプ仕様含む)
- ・サテライトトレイ
- ・キャビネットライト
- ・中段引き出し開閉タイプ=マニュアル (上段) オート (中・下段)
- オプション (ロータイプオプション含む)
- ・中段引き出し開閉タイプ上段オート
- サービス品
- ・トレイ4個、仕切り用8本入2セット、トレイ (小) 仕切りあり/なし式 2セット

T1 T1/IL* ハイタイプ



*: アイランド仕様オプション



- 仕様 (ロータイプ/ミドルタイプ仕様含む)
- ・サテライトトレイ
- ・ティッシュディスペンサー 1個
- ・グローブ設置用角トレイ 1個
- ・バリアフィルム用ホルダー 1個
- ・仕切り板: スクエアタイプ10枚、Rタイプ (ヒンジ位置用) 2枚
- オプション (ロータイプ/ミドルタイプオプション含む)
- ・アイランド仕様 (T1/IL): 上段背面扉、中段背面キャビネットライト
- ・液晶モニター用アーム
- サービス品
- ・トレイ4個、仕切り用8本入2セット、トレイ (小) 仕切りあり/なし式 2セット

■カラー

ボディ 7色 (メラミン化粧板)


デザイナーホワイト DesignerWhite	ハードロックメイプル HardRockMaple	コニャックバードアイ CognacBirdsEye
パールシルバー PearlSilver	パールダスト PearlDust	
パールビスク PearlBisque	グランドイッスルメイプル GrandIsleMaple	

サテライトトレイ 11色 (人工大理石)

グレイシアホワイト GlacierWhite	シルバーバーチ SilverBirch	プラチナム Platinum
アンタークティカ Antarctica	サンドストーン Sandstone	グレイライト Graylite
サイラスホワイト CirrusWhite	コッパーライト Copperite	ナイトスカイ NightSky
オーロラ Aurora	ベルディ Verde	

■配置図

(1/50 縮寸) 単位: mm



ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

※掲載は、2010年11月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※ソフトウェア画面写真は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は、各社の商標または登録商標です。
※本カタログ掲載写真の一部に、弊社ではお取り扱いしていない製品もございますので、ご了承ください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造元 Triangle Furniture Systems Inc.
東京都板橋区蓮沼町76-1 〒174-8585

DIC (デンタルインフォメーションセンター) 支店
お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京 (03) 3815-1516 ●大阪 (06) 4790-7333
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く) 営業所
http://www.gcdental.co.jp ●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 283-1751 ●九州 (092) 441-1286



Optiline Rear Cabinet

歯科用キャビネット
オブティライン リアキャビネット

ツーハンドおよびフォーハンド診療を効率的に サポートするシステムキャビネット

診療に携わるすべての術者が、効率よく衛生的に作業が行えるよう設計されたオプティライン リアキャビネットは、保管スペースと作業スペースを有効に活用でき、理想的な作業環境をサポートします。

作業効率の追求

衛生面への配慮

周辺機器の統合



※写真は一部オプションを含みます。

フレキシブルに対応する可動式テーブルトップ「サテライトトレイ」

診療エリアを最大限に活用できるよう設計されたサテライトトレイ。前後左右の動きに加え、弧を描く回転機構により自由に動かすことができ、より作業しやすいスタイルをつくることができます。またデンタルユニット「ソヴリン」の各モジュールのダイナミックな動きに合わせ、診療ごとに最適なポジションやレイアウトが可能になります。



2ハンドオペレーション




4ハンドオペレーション



保管スペースと作業スペースを両立させたオプティラインステーション

保管目的により選ぶことができるロータイプからハイタイプまで3つのタイプをラインアップ。特にハイタイプには上段の扉が背面からも開閉できるアイランド仕様もオプションでご用意。キャビネットには自由に可動するテーブルトップのサテライトトレイが標準装備されており、診療に関わるすべての術者は、診療エリア内で容易に器材・器具へアクセスが可能です。



センサースイッチによるオープン・クローズ

キャビネット中段引き出しの開閉スライドは、手をかざすだけでセンサーが感知し、エア制御*により自動的に行われます。タッチレスで器材・器具類が取り出せ、衛生的に作業できます。 * : エア供給回路が必要になります。



センサー式 スイッチ



エア制御による自動開閉

円滑な診療スタイル「ソヴリンオペレーションシステム」

ハイタイプキャビネット上段に設置された液晶モニタ*で、患者さんへのコンサルティングが円滑に行えます。モニタ裏にはPC本体*も収納可能です。 * : オプションです。

ーソヴリンオペレーションシステムー

ダイナミックにチェアユニットが回転、可動する「ソヴリン」とテーブルトップが可動するキャビネットにスムーズな動きの「サドルスツール」を組み合わせた効率的診療のためのオペレーションシステムです。



「ソヴリン」チェアの回転機構を活用



ソヴリンオペレーションシステム