



すぐれた光学系システムのもと
高いコストパフォーマンスを実現した
エントリーモデル



手術顕微鏡
OPMI® pico シリーズ
斜鏡筒 仕様

OPMI picoシリーズに「斜鏡筒」を装備した仕様が追加になりました。カールツァイスの優れた光学系システムのもと、観察部を斜めの固定鏡筒にすることで、コストパフォーマンスも高く、マイクロスコープによる質の高い歯科治療の実現へ向けサポートします。

観察部位へのポジショニングが容易

瞳孔間の距離を左右のノブで調節
できます。

鏡基部も調整でき、観察部位に対
し容易に観察ポジションが得られ
ます。



さまざまな観察ポジションに対応



別次元の視野により、診療の精度をさらに高いものへ

- 斜鏡筒仕様からアップグレードも可能 -
- OPMI pico標準 仕様へ
- OPMI pico with MORA interface 仕様へ
- OPMI pico with フォルダブル 仕様へ

■OPMI pico with MORA interface仕様

顕微鏡本体を左右にふっても接眼レンズ部分を水平に保つ
ことができ、常に快適な姿勢で治療に専念することができ
ます。



手術顕微鏡
OPMI® pico シリーズ

手術顕微鏡 OPMI® pico 一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00119003170

※製品の詳しい内容は弊社までお問い合わせください。

※掲載の写真はOPMI pico with MORA interface 仕様に装着した状況です。
※写真は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがあります。
※本カタログに記載されている会社名・製品名等は各社の登録商標または商標です。
※掲載の参考データは、2012年2月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **カール ツァイス メディテック 株式会社**
東京都文京区本郷 3-2-14 東京都新宿区本塩町22番地

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支 店

●東 京 (03)3815-1516 ●大 阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722

●東 北 (022) 207-3370 ●九 州 (092) 441-1286