



無理なく直視できる範囲が増え
理想的なポジショニングと快適な診療を実現

ZEISS

手術顕微鏡

OPMI® pico シリーズ

手術顕微鏡

OPMI® PROergo シリーズ

フォルダブル仕様 / フォルダブル (オプション単品)




単品には接眼レンズは含まれません。

カルルツァイス社製のマイクロスコープは、光学系をはじめ基本性能の秀逸性や拡張性にも優れています。フォルダブル (オプション) を搭載することにより、理想的なポジショニングで直視できる観察範囲が広がり、快適な治療に専念することができます。

術者に合わせたポジショニングが可能

接眼レンズは垂直位置より左右25°の範囲で直視することができます。180°回転させることにより、小柄な方や大柄な方など術者の体型または観察部位に応じたポジショニングが可能です。



拡大機能で術野をサポート



ノブを+マークへ切り替えることで、総合倍率の術野をさらに50%拡大でき、観察部位を詳細に確認できます。

※映像表示には反映されません。

さまざまな観察部位へアプローチが可能

2関節の可変鏡筒により、上顎前歯部の舌側への直視によるアプローチが可能になりました。またオプションのMORA interfaceと組み合わせることにより、さらに快適な姿勢で治療に専念できます。



別次元の視野により、診療の精度をさらに高いものへ



手術顕微鏡
OPMI® PROergo シリーズ

手術顕微鏡 OPMI® pico 一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00119003170

手術顕微鏡 OPMI® PROergo 一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00119003130

※掲載の写真はOPMI pico with MORA interface 仕様に装着した状況です。
※写真は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがあります。
※本カタログに記載されている会社名・製品名等は各社の登録商標または商標です。
※掲載の参考データは、2012年2月現在のものです。

※製品の詳しい内容は弊社までお問い合わせください。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **カルル ツァイス メディテック 株式会社**

東京都文京区本郷 3-2-14

東京都新宿区本塩町22番地

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支 店

●東 京 (03)3815-1516 ●大 阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722

●東 北 (022) 207-3370 ●九 州 (092) 441-1286