



NEW

ジーシー インプラント Re ディスポーザブルドリル

管理医療機器 223AFBZX00195000




組み合わせ使用で無駄なく、
効率的なドリリングを実現

- 常に新品を使用するため、良好な切削性が得られます。
- 滅菌済み包装のため、衛生性を確保できます。
- 使い切りのため、メンテナンスの必要がありません。

※ドリルはすべてストレート用。ジェネシオ、ジェネシオ Plus、セティオ、セティオ Plus で共用いただけます。

目的に応じたキットを組み合わせ

φ3.8インプラントボディ埋入の場合




IN OK

ベーシックキット

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一式=4本 製品No / 6B424

- ① ガイドドリル 穿孔径=1.8mm 全長26.5mm
- ② デプスドリル 6.5-16 穿孔径=2mm 目盛=6.5/8/10/12/14/16/mm
- ③ φ3.1パイロットドリル 全長26.5mm
- ④ φ3.1ツイストドリル 全長33.6mm

+




ジェネシオPlus / ジェネシオ に適用

IN

φ3.8カウンターボードリル IN

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一本 製品No / 6B430

- ⑤ φ3.8カウンターボードリル IN 穿孔深度=6.4mm 全長25.9mm



セティオPlus / セティオ に適用


OK

φ3.8カウンターボードリル EX

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一本 製品No / 6B429

- ⑥ φ3.8カウンターボードリル EX 穿孔深度=6.4mm 全長25.5mm

φ4.4インプラントボディ埋入の場合




IN OK

ベーシックキット

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一式=4本 製品No / 6B424

- ① ガイドドリル 穿孔径=1.8mm 全長26.5mm
- ② デプスドリル 6.5-16 穿孔径=2mm 目盛=6.5/8/10/12/14/16/mm
- ③ φ3.1パイロットドリル 全長26.5mm
- ④ φ3.1ツイストドリル 全長33.6mm

+




ジェネシオPlus / ジェネシオ に適用

IN

φ4.4ジェネシオキット

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一式=3本 製品No / 6B427

- ⑤ φ3.7パイロットドリル 全長26.5mm
- ⑥ φ3.7ツイストドリル 6.5-16 目盛=6.5/8/10/12/14/16/mm 全長33.6mm
- ⑦ φ4.4カウンターボードリル IN 穿孔深度=6.25mm 全長25.8mm



セティオPlus / セティオ に適用


OK

φ4.4セティオキット

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一式=3本 製品No / 6B425

- ⑧ φ3.7パイロットドリル
- ⑨ φ3.7ツイストドリル 6.5-16 目盛=6.5/8/10/12/14/16/mm 全長33.6mm
- ⑩ φ4.4カウンターボードリル EX 穿孔深度=6.4mm 全長25.5mm

φ5インプラントボディ埋入の場合




IN OK

ベーシックキット

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一式=4本 製品No / 6B424

- ① ガイドドリル 穿孔径=1.8mm 全長26.5mm
- ② デプスドリル 6.5-16 穿孔径=2mm 目盛=6.5/8/10/12/14/16/mm
- ③ φ3.1パイロットドリル 全長26.5mm
- ④ φ3.1ツイストドリル 全長33.6mm

+




ジェネシオPlus / ジェネシオ に適用

IN

φ5ジェネシオキット

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一式=3本 製品No / 6B428

- ⑤ φ4.3パイロットドリル 全長26.5mm
- ⑥ φ4.3ツイストドリル 6.5-16 目盛=6.5/8/10/12/14/16/mm 全長33.6mm
- ⑦ φ5カウンターボードリル IN 穿孔深度=6.2mm 全長25.7mm



セティオPlus / セティオ に適用

OK

φ5セティオキット

〈材質〉ステンレス鋼 〈包装〉一式=3本 製品No / 6B426


- ⑧ φ4.3パイロットドリル 全長26.5mm
- ⑨ φ4.3ツイストドリル 6.5-16 目盛=6.5/8/10/12/14/16/mm 全長33.6mm
- ⑩ φ5カウンターボードリル EX 穿孔深度=6.4mm 全長25.5mm



ジーシー インプラント Re



リンデマンボーンドリル



安定しにくい骨への起始点形成に



リンデマンボーンドリル

LINDEMANN BONE DRILL

顎骨先端が吸収により先細っているケースや抜歯窩の起始点形成に適した先端の尖ったドリルです。従来のラウンド型ガイドドリルでは形成が難しいケースで使います。

【材質】ステンレス鋼

〈包装〉一本

品名	製品No	穿孔径φ (mm)	全長L (mm)
リンデマンボーンドリル	6B645	1.8	34

管理医療機器 223AGBZX00205000

ジーシーインプラント ReII・ドリルシステム

発売元 / (株) ジーシー 製造販売元 / (株) デンテック

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※※掲載の価格は2012年6月の希望医院価格です。(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の
添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 デンテック**
東京都文京区本郷3-2-14 東京都板橋区清水町53-5

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支 店

●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東 北 (022)207-3370 ●九 州 (092)441-1286

VB005E1206X