

ジーシー スクリューインプラント Re VI

滅菌済 単回使用 [補綴用]

**コニカルアバットメントIN(キーなし)**  
**コニカルアバットメント (六角なし)**  
 CONICAL ABUTMENT / CONICAL ABUTMENT IN

【材質】コニカルアバットメント / コニカルアバットメント IN  
 Ti-6Al-4V 合金 (ASTM F136)

●コニカルホルダー付

●インターナル用: コニカルアバットメントIN (キーなし)

エクスターナル用: コニカルアバットメント (六角なし)

●対応ドライバー: アバットメントスクリュードライバー(8、12、18mm)  
 マシンアバットメントドライバー(8、12mm)


高度管理医療機器 22600BZX00168000  
 ジーシー スクリューインプラント Re VI  
 発売元 製造販売元 / (株)ジーシー

インターナル用は、ジェネシオ、ジェネシオ Plus にご使用いただけます。  
 エクスターナル用は、セテリオ、セテリオ Plus にご使用いただけます。



**IN** コニカルアバットメント IN (キーなし)

種類	高さH (mm)	製品No.
φ3.8	0.4	6B583
	1	6B584
	2	6B585
	3	6B586
	4	6B587
φ4.4	0.4	6B588
	1	6B589
	2	6B590
	3	6B591
	4	6B592
φ5	0.4	6B593
	1	6B594
	2	6B595
	3	6B596
	4	6B597





コニカルホルダー

一般医療機器 13B1X00155000213  
 ジーシー インプラント・ホルダー  
 発売元 製造販売元 / (株)ジーシー

**ex** コニカルアバットメント (六角なし)

種類	高さH (mm)	製品No.
φ3.8	1	6B567
	2	6B568
	3	6B569
	4	6B570
φ4.4	1	6B571
	2	6B572
	3	6B573
	4	6B574
φ5	1	6B575
	2	6B576
	3	6B577
	4	6B578



連結専用としたことでゴールドシリンダーとの間にゆとりができ 47° までの傾斜に対応。現行製品では装着不可能だった傾斜した症例にも対応可能です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

株式会社 ジーシー

東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ 0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>


支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722

●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286



ジーシー スクリューインプラントReVI 滅菌済 単回使用【補綴用】


**アングルコニカルアバットメント**  
**アングルコニカルアバットメントIN**  
 ANGLE CONICAL ABUTMENT (ANGLE ABUTMENT SCREW)  
 ANGLE CONICAL ABUTMENT IN (ANGLE ABUTMENT SCREW)

【材質】アングルコニカルアバットメント/アングルコニカルアバットメントIN  
 アングルアバットメントスクリュー：  
 Ti-6Al-4V合金 (ASTM F136)  
 ●アングルアバットメントスクリュー、アングルホルダー付  
 ●インターナル用：アングルコニカルアバットメントIN  
   エクスターナル用：アングルコニカルアバットメント  
 高度管理医療機器 22600BZX00168000  
 ジーシーインプラントReVI  
 発売元 製造販売元/(株)ジーシー

インターナル用は、ジェネシオ、ジェネシオPlusにご使用いただけます。  
 エクスターナル用は、セテリオ、セテリオPlusにご使用いただけます。


**IN** アングルコニカルアバットメント IN

種類	高さH (mm)	製品 No.	
φ 3.8	17°	2	6B598
		3	6B599
	30°	3	6B600
		4	6B601



**ek** アングルコニカルアバットメント

種類	高さH (mm)	製品 No.	
φ 3.8	17°	2	6B579
		3	6B580
	30°	3	6B581
		4	6B582



アングルコニカルアバットメント使用例：下顎管などの影響でインプラントの傾斜埋入が必要な場合に使用します。



アングルホルダー  
 一般医療機器 13B1X00155000213  
 ジーシー インプラント・ホルダー  
 発売元 製造販売元/(株)ジーシー

**ブリッジ用アバットメントアナログ**

種類	製品 No.
φ3.8ブリッジ用アバットメントアナログ	6B722
φ5ブリッジ用アバットメントアナログ	6B723



ジーシー インプラントRe・技工用コンポーネント  
 一般医療機器 13B1X00155000225  
 発売元 製造販売元/(株)ジーシー

**マシン用スキルドライバーPlus**

種類	製品 No.
6mm	6B719
12mm	6B720
18mm	6B721

ジーシー インプラントRe・補綴用インストルメント  
 マシン用スキルドライバーPlus  
 一般医療機器 09B2X00010G00008  
 発売元 (株)ジーシー 製造販売元/(株)シオダ