

セラスマート 270 (HT)

CAD/CAM用高靱性ハイブリッドブロック




High Translucent Block



審美的透明感を再現したセラスマート

セラスマート 270 透明性の比較



審美性に優れた透明感を追求

口腔内スキャナー

IOS を用いた審美診療にフォーカス

セラスマート 270(HT) は、従来のセラスマート同様のミリング性を有し、研磨性、光沢維持性に優れた透明性の高い高靱性ハイブリッドレジンブロックです。そのため、より透明性が求められる審美性の高いインレーやアンレー症例に適しています。



※下図のインレー症例は保険適用外になります。



術前



IOSによる印象採得



インレー接着




術後

CAD/CAM用高靱性ハイブリッドブロック

セラスマート 270 (HT)

サイズ●2形態=12、14

色調●5色=A1HT、A2HT、A3HT、A3.5HT、B1HT




包装●5個1函(各色)



包装●5個1函(各色)


■ピッカース硬度

[HV0.2]




■3点曲げ強さ

[MPa]



■破壊エネルギー

[N・cm]



吸水後 = 37℃水中浸漬7日後
全てジーシー研究所測定データ

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 セラスマート270 228AABZX00115000

関連製品



歯科接着用レジンセメント

ジーシー ジーセム ONE EM

色調●4色=ユニバーサル(A2)、ホワイト(オパーク)、A03、トランスルーセント

包装●1函: シリンジ2本
※ユニバーサル(A2)には、パリュノパック(5本入)もあります。

歯科接着用レジンセメント

ジーシー ジーセム ONE EM

管理医療機器 301AKBZX00021000



ハイブリッドレジン用切削・研磨キット

マスターキット HR ツイスト

チェアサイド用 (7本入)

形態●ダイヤモンドバー 3種、ポリッシャー4種

シャンク●1種=FG

包装●1函セット(7本入)

キット注文コード: 89397 ※各単品もあります。

歯科用ゴム製研磨材 マイジニングラスターキット
一般医療機器 13B1X00155000279



つや出し用ダイヤモンドペースト

ダイヤモンドポリッシャーペースト

包装●1函: 1本

歯科用研磨器材
ジーシー ダイヤポリッシャーペースト
一般医療機器 23B2X00038000027



歯科用研磨器材

研磨ブラシセット

包装●セット1函
※各単品もあります。

歯科用研磨器材 ジーシー研磨ブラシセット
一般医療機器 13B3X00108001202
製造販売元 株式会社クロダプロダクツ



Aadva CAD/CAM システム

Aadva ハーモニー

包装●
Aadvaハーモニー WET 一式
Aadvaハーモニー用PC一式(本体、Aadvaソフト
L-CAM、モニター)

※ハードウェアの保守は1年契約で、最大で5年間
契約することが可能です。2年目以降は、1年毎に
ハードウェアの保守契約の更新をお勧めします。

歯科00技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
Aadva ハーモニー 一般医療機器
13B1X00155000292

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2020年1月現在のものです。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ 0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286