

Protemp™ 4

Temporization Material

プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル

歯科用暫間クラウン&ブリッジ



Highest fracture resistance
Gloss without polishing.




3M ESPE

強靱な強さと審美性、テンポラリーマテリアルに求められる2つの要素に3MESPEがお応えします。

Strong

◎テンポラリーマテリアルとしての求められる特性を有しています。


- 優れた圧縮強さにより破折を減少させることができます。
- 優れたマージンフィットを実現します。
- プロビジョナルレストレーションにご使用いただけます。



Esthetic appreciation

◎自然な仕上がり — 高い審美性

<プロテンプ>4 テンポラリーマテリアルは、蛍光性色素により、様々な光源のもとでより自然な仕上がりを実現します。



<プロテンプ>4
テンポラリーマテリアル

天然歯

Auto Mixing System

◎オートミキシングにより気泡なく簡単に

<プロテンプ>4 テンポラリーマテリアルは、専用ディスペンサーとミキシングチップによるオートミキシング。気泡混入が少なくテンポラリーを作製いただけます。修理と調整などは色調がまったく同じ<フィルテック>シューブリームフローコンポジットレジン*を使用することができます。また、テンポラリー作製時の高い発熱や臭いなどはありません。



(注)専用ディスペンサーシリコーン印象材用のディスペンサーとは異なります。


*A1、A2、A3シェードに適用。



NO Polishing, No Glazing

◎ノーポリッシング、ノーグレージング。 従来の研磨は必要ありません。


〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアルは、独自のナノフィラーを採用しているため、フィラーによる凸凹が少なく、自然でスムーズな光沢を再現します。従来の研磨は必要なく硬化後アルコールでふき取るだけで滑沢な表面が得られます。手間のかかる研磨作業がなくなることにより操作時間の大幅な短縮が可能です。プロビジョナルレストレーションの場合でも、このスムーズな表層により、歯肉の健康を維持し、プラークも簡単に除去することができます。




原子間力顕微鏡にて観察、未重合層を取り除いた後の平滑な構造



〈プロテンプ〉4は硬化後、アルコールで拭くだけで艶出し材を使用した状態と同等な滑沢性が獲得できます。



ブラッシング前
プラークがテンポラリーマテリアルの表面に付着しています。



ブラッシング後
左のテンポラリーマテリアルを5秒間ブラッシングした表面。滑沢なためプラークがきれいに除去されていることが確認できます。

テンポラリー装着期間のプラークコントロールは歯肉の状態を改善する上でも重要です。〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアルなら表面性状が滑沢でブラッシングでプラークを簡単に除去できます。

■作業時間の目安



※詳しくは、添付文書又はテクニックガイドをご参照下さい。

Product Information 製品概要


Protemp™ 4 Temporization Material プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル



〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアル スターターキット

製品番号:46953SP 内容 A2 カートリッジ 50mL 1本、A3 カートリッジ 50mL 1本
〈ギャラン〉ディスペンサー 10:1 1本、〈ギャラン〉ミキシングチップ ブルー 16本×2組 希望医院価格 24,000円

〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアル 補充品



〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアル カートリッジ プリーチ 製品番号:46959
 〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアル カートリッジ A1 製品番号:46954
 〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアル カートリッジ A2 製品番号:46956
 〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアル カートリッジ A3 製品番号:46957
 〈プロテンプ〉4 テンポラリーマテリアル カートリッジ B3 製品番号:46960
 内容 カートリッジ 50mL、〈ギャラン〉ミキシングチップ ブルー 16本
 各希望医院価格 12,000円
 〈ギャラン〉ミキシングチップ ブルー 50本 製品番号:71453
 希望医院価格 6,500円

販売名:プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル 認証番号:221AKBZX00079000 一般的名称:歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ

関連商品

単冠のテンポラリーマテリアルは、〈プロテンプ〉クラウンをお勧めします。〈プロテンプ〉クラウンはコンポジットレジン製の既成クラウンで装着前は柔らかく、口腔内での調整後光硬化させます。そのため、マージンフィットがよく、咬合調整に必要以上の時間を取られることもありません。



プロテンプ™ クラウン
臼歯部・犬歯部用暫間クラウン

〈プロテンプ〉クラウン トライアルキット
製品番号:50600TK
希望医院価格 24,000円
 〈プロテンプ〉クラウン イントロダクトリーキット
製品番号:50600
希望医院価格 63,000円

販売名:プロテンプ™ クラウン 認証番号:220AKBZX00055000
一般的名称:歯科用暫間被覆冠成形品



プロテンプ™ クラウン 補充品
(5歯/1袋、クラウンサイズツール入り)

臼歯部・犬歯部用暫間クラウン
製品番号 補充品名
 50610 上顎大白歯 L (Molar Upper Large)
 50611 上顎大白歯 S (Molar Upper Small)
 50612 下顎大白歯 L (Molar Lower Large)
 50613 下顎大白歯 S (Molar Lower Small)
 50614 上顎小臼歯 L (Bicuspid (Premolar) Upper Large)
 50615 上顎小臼歯 S (Bicuspid (Premolar) Upper Small)
 50616 下顎小臼歯 (Bicuspid (Premolar) Lower)
 50617 犬歯 L (Cuspid (Canine) Large)
 50618 犬歯 S (Cuspid (Canine) Small)
 希望医院価格 各7,500円



ペンタミックス™ 3
印象材自動練和器

製品番号:77875
希望医院価格 188,000円



ポジジョン™ ペンタ™
高弾性付加型シリコーン印象材

〈ポジジョン〉〈ペンタ〉イントロダクトリーキット
製品番号:P29032
希望医院価格 16,900円
 リフィルパック(補充品)
製品番号:29012
希望医院価格 16,900円



インプリント™ バイト
歯科咬合採得用材料

〈インプリント〉バイト リフィルパック
製品番号:36850
希望医院価格 16,000円



エクスプレス™ 印象材パテ
付加重合型シリコーン印象材

内容 〈エクスプレス〉パテベース 305mL(550g) 1本
 〈エクスプレス〉パテキャタリスト 305mL(550g) 1本
 製品番号:7312
希望医院価格 13,400円

販売名:ペンタミックス 3 印象材自動練和器 届出番号:14B1X00010000188 / 販売名:ポジジョン ペンタ 認証番号:219AKBZX00086000
 販売名:インプリント バイト 届出番号:14B1X00010000165 / 販売名:エクスプレス印象材 認証番号:16100BZY01261000

〈3M〉〈ESPE〉〈Protemp〉〈プロテンプ〉〈ペンタミックス〉〈ポジジョン〉〈ペンタ〉〈インプリント〉〈エクスプレス〉〈ギャラン〉は3M社またはその関連会社の商標です。希望医院価格はすべて本体価格です。本カタログに掲載の情報は2009年8月現在のものです。希望医院価格はすべて本体価格です。

詳しい情報は... **Let's Access!**

3M ESPE 歯科用製品ホームページ
<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

スリーエム ヘルスケア株式会社
歯科用製品事業部
本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

3M ESPE コールセンター
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
☎ 0120-332-329 TEL.03-3709-9739

人がいる。夢がある。 **3M**