

トクヤマ ボンドフース Pen



1滴量

その窩洞なら、もっと少なくていいと思いませんか？



$\frac{1}{3}$ カット!



誰が押しても
1滴量が同じ
ペン型新容器



2011年7月21日(木)~
2011年9月20日(火)

ハートフルキャンペーン

3本パック

(ハード型ケース入り)

ご注文は、お取引の歯科材料店へご注文下さい。

※数量に限りがありますので、期間中でも打ち切らせていただくことがあります。※一部キャンペーンを実施していない地域もあります。ご了承ください。

トクヤマ ボンドフォース Pen

TOKUYAMA BOND FORCE Pen

接着力に定評のある「トクヤマ ボンドフォース」に**1滴量を1/3カット**したペン型が新たにラインナップ！
操作する力に影響されることなく、常に1滴が一定量採取可能になりました。



特長

1

MI窩洞に適した1滴量

1滴量を1/3カット! (ボンドフォース ボトルタイプ比)



ボンドフォース ボトル



ボンドフォース Pen

1滴量のコスト削減

予防歯科の浸透と、MI (Minimal Intervention) の概念から、
小さな窩洞形成が増えてきていませんか？
それに伴い、ボンディング材の1滴量が多いと感じたことはありませんか？
『トクヤマ ボンドフォース Pen』は1滴量を少なくしました。


※窩洞により複数滴必要な場合もあります。

特長

2

液採取操作のストレス軽減

ノック式で簡単液採取



ノック式容器採用で、押す力に影響されず、
3~2ノックで1滴採取。1滴は常に同量。

操作余裕時間

5分

(室温・遮光下)

ボンド液滴下後
相分離なし

残量インジケーター



残量インジケーターにより、中身の液残量が確認可能。

キャップの開閉




1/4回転
キャップの着脱も容易。

特長


3

性能


接着耐久性



窩壁適合性



エアブローの影響



3D SRテクノロジー
接着性SRモノマー

被膜厚さ
約8 μm

フッ素徐放性
有



(管理医療機器) 認証番号
218AFBZX00117000

歯科用象牙質接着材


トクヤマ ボンドフォース Pen (2mL)

※採取皿、塗布具は付属しておりません。
※キャンペーン品のみメタリックカラー。通常品とは色合いが異なります。

【関連製品】



採取皿
標準医院価格



ミニブラシ
(スーパーファイン)
標準医院価格

※先端を曲げて
使用可能

※記載のデータは弊社つくば研究所測定によるものです。 ※このリーフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

トクヤマ
ボンドフォース
Pen
バック
書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL ()

※ご記入いただいた個人情報はキャンペーンの受注・出荷確認以外には利用しません。

トクヤマ ボンドフォース Pen
2mL×3本 キャンペーン

バック

注文します。

トクヤマ ボンドフォース Pen
2mL×1本 キャンペーン

本

注文します。

ご用命は

株式会社 トクヤマデンタル

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

☎ 0120-54-1182

受付時間
9:00~12:00/13:00~17:30 (土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌 TEL011-812-5690 ●仙台 TEL022-717-6444 ●東京 TEL03-3835-7201 ●名古屋 TEL052-932-6851 ●大阪 TEL06-6386-0700 ●福岡 TEL092-412-3240

110401