



SIMPLE & SMART

— ホワイトニングライトがさらにスマートに。 —

エターナルホワイト

Eternal WHITE

発熱と紫外線を
抑制した
LEDライト

シンプルで
スマートな
ボディ

照射モードを
3種類
強さを4段階
選択可能*

※パルスモードでは1段階選択可能



SIMPLE & SMART

コンセプトはどこまでもシンプルに。

そしてどこまでもスマートに。

必要なものをギュッとつめこんだ

これが新しいホワイトニングのカタチ。




安全性を追求したLEDライトを使用
光源にはLEDライトを使用しており、紫外線を
抑え、発熱の心配もなく、安全にホワイトニン
グが行えます。



安全性を追求したLEDライト

操作性に優れたタッチパネル
操作はすべてタッチパネル方式。光の種類、
強さから照射時間まで簡単に設定できます。



タッチパネル

バリエーションに富んだ光


光の種類は、コンスタントモード、パルスモード、
シングルモードの3種類から選択可能。またコ
ンスタントモード、シングルモードでは光の強さを
4段階まで選択可能です。

スマートなボディ


院内の雰囲気をこわさないシックな配色に、
スマートなボディが特長。

自由自在なアーム操作

アーム操作も自由自在。スムーズな位置調整
が可能です。収納もスマートです。



自由自在なアーム操作で位置調整もスムーズ



歯面漂白用加熱装置 標準小売価格
エターナルホワイト ¥450,000(税別)

一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B3X00128000102

【本体付属品】 ■電源ケーブル ■保護メガネ

仕様一覧

【外形寸法】高さ149cm(最大169cm)／幅63cm(最大130cm) 【重量】9.0kg
【電源】AC100～240V 50/60Hz 最大35W 【最大出力】30W
【光源】LED 【出力ピーク波長】460nm 【照射時間】1分～20分
【照射範囲】高さ3cm×横7.5cm
【照射モード】コンスタントモード、パルスモード、シングルモード



※安全に関するご注意
目を損傷する危険を避けるため、
操作中に照射光を見ないでください。

- このカタログの記載内容は、2011年11月1日現在のものです。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

有限会社 マルヤマ歯科商店

株式会社JBA

〒153-0061 東京都目黒区中目黒4-8-5 藤井ビル6F

TEL: 03-5724-6601 FAX: 03-5724-0207 <http://www.jbainc.co.jp>