

# 新製品!

## ウルトラマルチ フラッシュシリーズ

2011年11月発売開始!

皆様からのご要望が多かったダイヤモンド入り研磨材!

**Doctor**  
にもおすすめ。  
調整後の研磨が楽!



### ●ダイヤモンドフラッシュ 30g ¥12,000-

ポーセレン、ジルコニア、ハイブリッドレジンは勿論、バルプラスト等の弾性レジンも瞬時に光沢が出ます。(特殊ダイヤモンド砥粒配合)

※バルプラストの場合は、当社バフ G7 ファインに付着させて研磨して下さい。

歯科用研磨器材 ウルトラマルチダイヤモンドフラッシュー般 (I) 27B3X0013900071



**簡単!**

### ●ファイナルフラッシュ 50g ¥ 5,000-

今まで以上の光沢が必要な時、素早く美しい光沢が得られます!  
バルプラスト等の弾性レジンと相性抜群!(勿論金属も容易に光沢が!)

※バルプラストの場合はダイヤモンドフラッシュの研磨後に、当社バフ G7 ファインに付着させて研磨して下さい。

歯科用研磨器材 ウルトラマルチファイナルフラッシュー般 (I) 27B3X0013900072

## ”Made in Japan”

の技術だからこそ出来る驚く程の高性能

製造 発売元



有限会社 アイデント化学工業

〒567-0035 大阪府茨木市見付山1-2-24

tel.072-626-0418 fax.072-631-2812

http://www.i-dent.co.jp

一般医療機器 許可番号 27B3X00139

# フラッシュシリーズを用いた研磨使用例

## ポーセレン

面調整後...  
**Step.1**



## ジルコニア

面調整後...  
**Step.1**




## ハイブリッドレジン

面調整後...  
**Step.1** (中研磨)



## ノンクラスプデンチャー

面調整後...  
**Step.1** (中研磨)



から拭き

チェアサイドでの調整後の研磨に！



その他の様々な素材の研磨に！

## PROFESSIONAL KIT

プロフェッショナルキット

スーパーファイン

ハイブリッド

ウルトラマルチ  
ハイブリッド 樹脂のキズ取り  
(中仕上げ)

ウルトラマルチ  
スーパーファイン すべての技工物の最終  
仕上げ研磨材

ウルトラバフ  
G2 レジンのキズ取り用  
金属の最終仕上げ用

ウルトラバフ  
G3 レジンの最終仕上げ用


付属  
スーパーファイン 60g  
ハイブリッド 50g  
ウルトラバフ G2 (1枚)  
ウルトラバフ G3 (1枚)  
マンドレル 2本

セット ¥3,900

## プロフェッショナルキット工程

(特徴はペーパーコンぐらいのキズから始める事ができます。)

### ハイブリッドレジン・アクリル床等樹脂系



### ポーセレン・貴金属・コバルトクロム合金等



シリコンポイント類  
の使用を最小限に！

※ウルトラバフ F1PRO は別売品です。

ご用命は

歯科用研磨器材  
ウルトラマルチプロフェッショナルキット 一般 (I)2783X00139000005  
ウルトラバフ G2 一般 (I)2783X00139000007  
ウルトラバフ G3 一般 (I)2783X00139000008  
ウルトラバフ G7 ファイン 一般 (I)2783X00139000010  
ウルトラバフ F1PRO 一般 (I)2783X00139000047  
ウルトラバフ F1PRO ナイロン 一般 (I)2783X00139000053