

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：223AFBZX00185000

ノリタケカタナ®ジルコニア



HTML ハイ トランスルーセント マルチ レイヤー
High Translucent Multi Layered

高強度マルチレイヤージルコニアの
リニューアル



マルチレイヤードジルコニアにHTMLが加わりました。 豊富な色調! ブリッジでも90分焼成^{*1}に対応! 簡単仕上げ!

色調の異なるジルコニアを積層したマルチレイヤードジルコニアに、
高い機械的特性を有するHTMLシリーズを新たに追加し、
幅広い症例に対応することが可能です。



マルチレイヤードジルコニアはシェードガイドに準じたラインナップ

	NW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HTML										-				-			-
STML	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-
UTML	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


※従来のMLとの色相相関 A Light: HTML A1, A Dark: HTML A2, B Light: HTML B2

各シリーズの推奨用途




特性の比較

透光性
(無着色ジルコニア使用)



機械的特性
(曲げ強さ)
(無着色ジルコニア使用)



※1 90分焼成に対応

3本ブリッジまでは、通常焼成に加え、独自のジルコニア技術により、「ノリタケ カタナ® F-2N」との組合せにより、800℃で取り出すことができ約90分での短時間焼成^{*2}が可能となりました。

*2 添付文章に従い焼成を行ってください。

		形状		
直径		φ98.5mm		
厚み		14mm	18mm	22mm
		○	○	○

ノリタケカタナ®ジルコニア

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号: 223AFBZX00185000
※NWとAシェードを除くB・C・Dシェードについては受注製造での取扱いになります。お届けまでに約1カ月を要しますことを予めご了承ください。

●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター: 0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル公式アプリ



クラレノリタケデンタル

検索

サポート OS バージョン iOS9.0以上 / Android 5.0以上