

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：301AFBZX00015000

カタナ® アベンシア® N



前歯 CAD/CAM 冠 保険適用

詳しくはこちら

「カタナ® アベンシア® N」特設サイトは随時更新中です。
クラレノリタケデンタルLINE公式アカウントでは、
最新情報を通知しています。



「カタナ® アベンシア® N」
特設サイト



クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加は
こちらから



「カタナ® アベンシア® N」が2020年9月より、
特定保険医療材料058 CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)(前歯部用)として
保険適用されることが承認されました。

機能区分	CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)	CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)	CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)
適用範囲	前歯	小臼歯	大臼歯
製品名	カタナ® アベンシア® N	カタナ® アベンシア® ブロック2	カタナ® アベンシア® P ブロック
材料料	576点	254点	442点
準用技術料	1,200点		
	歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき) 10点 デンポラリークラウン(1歯につき) 34点	-	-


注) CAD/CAM冠算定には地方厚生局への施設基準の届出が必要です。保険適用には条件があります。ご確認の上、ご使用ください。

CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)の留意事項

- ・CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)は前歯に使用した場合に限り算定できる。
- ・CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)を前歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

※トレーサビリティシールについて

「カタナ® アベンシア® N」には、色調やロット番号などを記載したトレーサビリティシール(「歯科医院保管用」、「歯科技工所保管用」)がブロック1個につき、各1枚同梱されています。診療録や歯科技工指示書に貼ることで、トレーサビリティを確保することができますので、大切に保管してください。



CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)の定義

次のいずれにも該当すること。

- ア. シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が60%以上であること。
- イ. ビッカース硬さが55HV0.2以上であること。
- ウ. 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが160MPa以上であること。
- エ. 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が32 μ g/mm³以下であること。
- オ. 歯冠長に相当する一辺の長さが14mm以上であること。
- カ. シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの一次粒子径の最大径が5 μ m以下であること。
- キ. エナメル色(切縁部色)とデンティン色(歯頸部色)、及びこれらの移行色(中間色)を含む複数の色調を積層した構造であること。

シームレスなマルチレイヤー

エナメル色、ボディ色を有し、間に中間色を含む積層構造のブロックです。独自の製造方法で、エナメル色からボディ色にかけて、彩度と透明度が境目なく移行的に変化するマルチレイヤーを実現しました。




※イメージ図

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号: 301AFBZX00015000

カタナ® アベンシア® N ユニバーサル用

イメージ図



形状	種別	a軸	b軸	c軸	(単位: mm)
	14L	14.5	14.5	18	

単品 切削加工用レジン…各5個/箱
色調: ML (A1、A2、A3、A3.5、B1、B2)

※CAMソフトの仕様により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。加工前にCAMソフト取り扱いメーカーにご確認ください。



●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the
App Store

Google Play
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161

お客様相談センター: 0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com