

セルフロック式ツイーザーでしっかり把持

ワムゲコツイーザー クラシック



Geko Tweezers®

- セルフロック式の安全で簡便な把持及び試適が可能。
例：クラウン、コットン、ポストなど

先端部溝入り



Classic Tweezers®

商品名
ワムゲコツイーザー
クラシック

標準価格 3,200 円 (税別) 医療機器届出番号 13B1X00133000037



ブラークテクト・ペレットブルー



ポストコア等

液の飛散を気にしないで歯垢染色が出来る ブラークテクト・ペレット イエローについて

口腔衛生を評価する方法として、歯垢染色は最もポピュラーな方法です。従来様々なタイプの製品があり、歯垢を赤や青で染め可視化し、歯面清掃の補助や歯面清掃指導に用いるものが主流です。これらの製品は、診療室での使用を主目的としたものがほとんどでした。


以前、介護予防を目的とした地域在住高齢者の方々へ、口腔衛生に関するお話しをする機会があり、地域公民館での歯垢染色をすることを企画しました。従来の製品では、衣服に染めだし液が付着したり（エプロンが必要）、染め出しの後の歯面に付着した薬剤を除去することが困難（染め出し後のブラッシングが必要）なことから、その企画をあきらめかけていました。その時に出会った製品が「ブラークライト」（アメリカ製）でした。付属歯垢染色液（ブラークライト液）を少量口腔内に滴下しライトで歯垢を照らし出すシステムで、従来製品の前述した欠点を補うものでした。診療室以外の、公民館、研修施設などでの使用がし易く（床、洗面台などへの染色液飛散が

ない）、歯垢自体が染色されることがないことから、参加者がそのまま帰宅できる利便性などから、高齢者対象の多くの研修会で使用しました。しかし、「ブラークライト」がしばらくして、製造中止となり使用機会も減っていきました。今回紹介する「ブラークテクト・ペレット イエロー」（スウェーデン製）は「ブラークライト」のシステムを踏襲するものと伺い、早速ためしてみました。染色方法が、液を滴下するのではなく、染色液を含んだ「ブラークテクト・ペレット イエロー」で歯面に塗布するシステムに変化していますが、市販の青色LEDライト（波長 250-490nm）で歯垢が照らし出され、「ブラークライト」と同様の使用感でした。

歯科診療室という医療現場だけでなく、高齢者向けの介護予防教室（口腔機能向上）などでの使用に適した製品が再度製品として広く用いられることを期待します。



東京都健康長寿医療センター
研究所 社会科学系 専門副部長
平野 浩彦



*本記事は、個人の感想であり、効能・効果を保証するものではありません。

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-3631-2204 FAX 03-3635-1060

お問い合わせは

充実したスウェーデン式 TBI に欠かせない 歯垢染色シリーズ

ブラークテクト・ペレット イエローを使用



ブラークテクト・ペレット イエロー (ミントフレーバー)

水で洗い流せて清潔感のある、目立たない染色

- 青色 LED を当てた時だけプラークが黄色に反応するので、通常時は目立たない
- スピットンに液が残らないので清掃の必要がなく、清潔で患者さんの印象が良い
- 液の飛散がないペレットタイプ

「裏面の東京都健康長寿医療センター 平野 浩彦先生の記事をご覧ください。」



ブラークテクト・ペレット ブルー (ミントフレーバー)

3日以内に付着したプラークと4日以上付着しているプラークを判別

- 3日以内に付着したプラークには赤紫色に反応して直近の磨き残しを把握できるので、しっかり磨けていると思っている部分のプラークを確認できる
- 4日以上付着しているプラークや歯石は青紫色に反応して常に磨き残している部分を確認できる
- 液の飛散がないペレットタイプ



ブラークテクト・ペレット レッド (ミントフレーバー)

3日以内に付着したプラークを判別

- 3日以内に付着したプラークには赤色に反応して直近の磨き残しを把握できるので、しっかり磨けていると思っている部分のプラークを確認できる
- 液の飛散がないペレットタイプ



ブラークテクト・ペレット
ブルーを使用

4日以上付着しているプラークが青紫色に反応して常に磨き残している部分を確認できる

3日以内に付着したプラークが赤紫色に反応して直近の磨き残しを確認できる



清潔で使いやすいペレットタイプ
セルフロック式のワムゲコツイー
ザークラシック(別売 裏面参照)で
しっかりと把持

商品名 ブラークテクト・ペレット イエロー ●
標準価格 3,500円(税別)/200個入

商品名 ブラークテクト・ペレット イエロー LEDキット
ブラークテクト・ペレット イエロー2つ付属(ペレット400個分)
標準価格 9,000円(税別)

商品名 ブラークテクト LEDライト
標準価格 3,500円(税別)

医療機器届出番号 13B1X0013300040



ブラークテクト・ペレット イエロー LEDキット

商品名 ブラークテクト・ペレット ブルー ●
標準価格 1,900円(税別)/100個入

商品名 ブラークテクト・ペレット レッド ●
標準価格 1,900円(税別)/100個入