

# KENDA®

## DENTAL POLISHERS



### ジルコニア用研磨ポイント RA 用

KENDA ZIRCOVIS



リヒテンシュタイン製

### KENDA ジルコビス

歯科用ゴム製研磨材



チェアサイドでハイクラスな仕上げ磨きが可能

### 2ステップポリッシャー

- \* ダイヤモンド粒子入りで素早い研磨が可能
- \* 3種類の形態
- \* ハイクラスな仕上げ磨きまで可能
- \* アルミナクラウンにも使用
- \* オートクレープ可能



KENDA ジルコビスを使用した例



1. プレデタージルコニアを使用し、ジルコニアクラウン(Z冠)の咬合調整を行う  
2・3. 咬合調整後、KENDA ジルコビス (0258 ミディアム・0268 ファイン) を使用し研磨を行う



4: KENDA ジルコビスを用いてジルコニアクラウン研磨後  
写真提供: ナカ工歯科クリニック (神奈川県葉山町) 院長 前畑 香

商品名 **KENDA ジルコビス**

0250 アソート 12 本入り (単品各 2 本入り)

- 0255 ミディアム
- 0265 ファイン
- 0256 ミディアム
- 0266 ファイン
- 0258 ミディアム
- 0268 ファイン

標準価格 14,400 円 (税別)


単品 各 6 本入り

- 0255 ミディアム
- 0265 ファイン
- 0256 ミディアム
- 0266 ファイン
- 0258 ミディアム
- 0268 ファイン

標準価格 7,800 円 (税別)

ミディアム  
(ブルーライン)  
光沢研磨

ファイン  
(レッドライン)  
最終光沢研磨



商品コード	0255	0256	0258	0265	0266	0268
推奨回転数	7,500 - 10,000rpm			5,000 - 7,500rpm		
最高許容回転数	10,000rpm			10,000rpm		

医療機器届出番号: 13B1X00133000046

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止



販売元: **クロスフィールド株式会社**

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060  
URL: <http://www.crossf.com> E-mail: [cf@yoshida-net.co.jp](mailto:cf@yoshida-net.co.jp)

製造販売元: 株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-3631-2204 FAX 03-3635-1060

お問い合わせは