

広い治療空間と視界を確保しながら術野に簡単にアクセス。ソフトで柔軟性の高い開口器が患者さまの開口を快適にやさしくサポート。多目的に使用でき、より安全・スムーズ・能率的に。



目録 Small
小児・女・Junior

広い治療空間と視界を確保

口唇と頬を十分に覆いながら開口し術野が広範囲に拡大されるため視界は良好です。

口唇プロテクト

口唇と頬を保護するので薬剤・漂白剤等の接触から口唇を守ります。

患者さまは長時間快適

柔軟な構造なので長時間でも快適にやさしく開口サポート。

ひとりで片手がフリーハンド

術者の片手がフリーハンドになるためより重要な治療に集中することができます。口腔内写真撮影も1人で行うことができます。

衛生的な DISPOSABLE

口腔内アクセスが簡単

術野の視界が良好になりターゲット部位にアクセスしやすくストレスが軽減されます。

柔軟性の高い輪リング

● 3次元立体的な開口
全方向にフレキシブルな構造で顎運動を妨げることなく処置することが可能です。

ソフト素材は身体にやさしい

● ラテックス成分未含有

撤去もラクラク

撤去は容易ですので治療時間を短縮します。

特許取得済みのデザイン

簡単・正確・スピーディー

多目的に使用できる適応症

3種類の選べるサイズ

サイズは小(ジュニア)、中(スモール)、大(レギュラー)の3種類から適切に選べます。



PMTC・スケーリングに
PMTC時に口唇や頬粘膜の手指による排除が不要です



印象採得に
長時間開口時の患者さまの口唇の震えはなく快適です



漂白ホワイトニングに
漂白剤が口唇に付着するのを防ぎ安心して開口用ワッテ不要



矯正治療に
患者さまの開口負担は少なく長時間治療下でも快適です



口腔内写真撮影に
記録写真の撮影が1人ででき咬合状態での撮影も可能です



窩洞形成に
口唇を保護しながら視界を十分確保するため安心です



レジン充填に
術野が広く確保され簡単にインストゥルメントが到達




小児治療にも
大・中・小3種類のサイズがあり小児患者には小サイズを選択

OptraMatrix®

オプトラ マトリックス

超薄型マトリックスバンド



超極薄の厚みに特殊な窓穴がついたマトリックスバンドが歯間の離開幅を最小限に抑えながら、より緻密で高精度な予知性の高い隣接面コンタクトポイントを実現。

厚みわずか10ミクロンの超薄部設計

- 歯間の離開幅はわずか10ミクロン
- 天然歯に近い緊密な隣接面コンタクトを確保
- 隣接面はタイト・幅広・予知性あり

従来型バンドリテーナー（装着器）に適合

- 簡単に素早くバンド装着が可能
- 従来型トッフルマイヤーリテーナー式を採用


特殊な窓穴が隣接面を保存

- 歯間の離開幅はゼロ
- 窓穴は窩洞を含まない側の歯間部に挿入
- 自然な状態で離開のないコンタクトを確保


選べるユニークな形態




オプトラ マトリックス



従来型マトリックス 〔全周包囲型〕



従来型部分 マトリックス



包装 オプトラ マトリックス



オプトラ マトリックス アソートメント

- マトリックス バンド(6種×各40) ……240
- マトリックス リテーナー……………1

単品バンド(リフィール)	形態〔大臼歯用〕	入数	単品バンド(リフィール)	形態〔小臼歯用〕	入数
オプトラ マトリックス No1 モラー大臼歯 MOD/UNI		50枚	オプトラ マトリックス No4 プリモラー小臼歯 MOD/UNI		50枚
オプトラ マトリックス No2 モラー大臼歯 I+III M/II+IV D		50枚	オプトラ マトリックス No5 プリモラー小臼歯 I+III M/II+IV D		50枚
オプトラ マトリックス No3 モラー大臼歯 I+III D/II+IV M		50枚	オプトラ マトリックス No6 プリモラー小臼歯 I+III D/II+IV M		50枚

包装 オプトラ ゲート



オプトラ ゲート リフィールJ 小サイズ

- 小サイズ(J) ジュニア……………80



オプトラ ゲート リフィールS 中サイズ

- 中サイズ(S) スモール……………80



オプトラ ゲート リフィールR 大サイズ

- 大サイズ(R) レギュラー……………80



オプトラ ゲート アソートメント

- 大サイズ(R) レギュラー……………40
- 中サイズ(S) スモール……………40

ivoclar
vivadent

イボクラール ビバデント社 (リヒテンシュタイン)

医療機器許可番号 27BY0101

白水貿易株式会社

http://www.hakusui-trading.co.jp/

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎(011) 616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎(048) 884-3951
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎(045) 222-0381
 〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052) 733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06) 6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092) 432-4618
 0707/vivgat/20,000/4