

HAKUSUI

debut!



コンチネンタル
(海外仕様)

STERN WEBER

スタンウェーバーS280TRC（コンチネンタル・インターナショナル）



ABSOLUTE COMFORT



Anatomic upholstery

Anatomical memory-foam upholstery ensures proper patient support and greater comfort, especially during long procedures.

Optimal distribution of the surface area in contact with the patient's body and uniform exertion of pressure make the patient more comfortable and relaxed.

メモリーフォーム（低反発シート）

オプション

Atlaxis headrest

With the pneumatic Atlaxis 3 headrest, repositioning of the patient's head is fast and simple, precise and reassuring. Orbital movement of the headrest is effortless. The headrest is released from its position simply by pressing a button located underneath it.

With the S280TRC the standard headrest is the mechanical-movement Universal version.

フレキシブルヘッドレスト 標準装備

ワンタッチで3次元に動きます。



プログラム運動スピットン 標準装備

チエアに運動し、自動回転します。



新しく設計されたシート形状は、ドクター やデンタルスタッフが患者さんにアクセスしやすく、エルゴノミーに基づいた理想的な診療ポジションを可能にします。

Smoothing the treatment process

One of the key features of the dental unit is the excellent vertical excursion of the patient chair. When lowered to its minimum height the patient can get on/off with ease. During treatment the dental staff can position the patient at a height that maximises working comfort.

術者に広い足元スペース

アシスタントサイドもゆったりしています。



SMOOTH OPERATING EFFICIENCY



DESIGN CONCEPT

スタンウェーバー社は永年に亘りトリートメントセンターの開発と研究に努めてきました。新開発のS280TRCはチェアベースがなく、ドクターはもとより、デンタルスタッフにとって足元が十分に広く、診察環境を快適にします。衛生面での安全性を追求し、細部にわたり設計、製作しました。様々なオプションの中から、診察スタイルに対応した最適なものをセレクトしていただけます。



インターナショナル
(海外仕様)

スタンウェーバー S280TRC (インターナショナル or コンチネンタル)

標準装備

- ・フレキシブルヘッドレスト
- ・ドクター用6ウェイシリンジ
- ・ブラシレスマイクロモーター
- ・W&H等速ストレートHP、ライト付コントラアングル
- ・W&H LED付タービン 1本
- ・ビーナスプラスライト(無影灯)
- ・アシスタント6ウェイシリンジ
- ・プログラム連動回転スピットン
- ・エアーブレーキアームシステム

標準価格 4,500,000円

(消費税、取扱料別)

(平成22年11月20日現在)

認証番号 : 222AGBZX00248000

ご用命、お問い合わせは、

 白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎ (011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎ (048)884-3951
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎ (045)222-0381
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎ (052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎ (06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎ (092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>