





# RISKONTROL®

リスコントロールが使用できる主なシリンジ



※ リストに記載のメーカーの歯科用ユニットでもタイプにより使用できないことがあります。対応・非対応につきましては、事前に弊社またはお取扱店までお問い合わせください。

記載の標準価格は2020年6月現在のものです、税別です。



ピエールローランド社 (フランス)



〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814  
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618  
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877  
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618  
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2020.06.P.2,000 A01 Ver.2.3.1



# RISKONTROL®

Disposable tips for air/water syringes

ディスポーザブルシリンジチップ

## リスコントロール NV




Perfect system



Sterile By RISKONTROL®


Classic By RISKONTROL®





### ユニバーサル Universal

- 様々なタイプのシリンジに対応するアダプター (別売)
- アダプターの材質はアルマイト加工が施されたアルミニウム、ステンレス鋼、レジン等お持ちのシリンジに簡単に取り付けが可能です。
- キャップのデザインが新しくなり、装着性が向上。



### 柔軟性 Flexible

- 柔軟性があり、指で簡単に好きな角度に曲げることができます。

### 乾燥したエア Dry air

- チップの先端まで水回路とエア回路が分かれているため、エアに湿気が混じることなく常に乾燥したエアを使用できます。

### 感染予防 Total protection

- 患者や歯科従事者を感染症から守ります。
- 直接的な感染および交叉感染の危険性を効果的に排除します。
- 使い捨てタイプ



### 実用的 Practical

- グリップは握りやすいデザインで、装着・取り外しが簡単。
- 患者を傷つけないよう配慮した丸みを帯びたチップ形状


### 経済的 Economical

- 時間の節約 (洗浄・消毒・滅菌が不要)

### 環境に優しい Ecological

- リサイクル可能な食品等級プラスチックでできています。
- 環境に優しい。
- 焼却しても公害物質はほとんど発生しません。

# RISKONTROL®



# Perfect system

## リスコントロールチップを 確実にロック

1. リスコントロールを簡単に素早く着脱することができます。



It's installed ▶

2. リスコントロールチップのエア回路と水回路は、シリンジの各回路にピッタリとフィットし、エアに湿気が混じることがありません。

It's fitted ▶

3. 使用中にチップが外れないよう確実にロック

It's locked ▶



それぞれの回路にピッタリ合うのでエアに湿気が混じりません。

水回路とエア回路は内部で各々独立しているため、エアに湿気が混じることがなく、完全に乾燥した表面が必要な接着処置やその他の臨床にも便利です。



未滅菌

1箱250本入  
色：白



滅菌済

1箱96本入  
色：白

Classic By RISKONTROL®

Sterile By RISKONTROL®