



MANI ステンレスバーハード
® STAINLESS BURS HARD



FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —

NEW

HARDタイプ



みんなの
笑顔のために

サビで悩む医療現場をサポート!

医療機器届出番号 09B1X00006001020
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用スチールバー
 販売名 マニーステンレスバー ハード

チャックの損傷、管理の手間を軽減

HARD

切れ味良好

サビを気にせず
オートクレーブ可能

切削性持続

衛生面向上

HARDタイプは溝が目印!

管理の **POINT**

※十分な洗浄を行い付着物を確実に取ること。
 ※古い錆びには注意すること。

自社高圧蒸気滅菌試験【材質比較】

	滅菌前	5サイクル	10サイクル	20サイクル
マニーステンレスバーハード				
スチール材				

サイズ	最大径	規格(原寸)
#1/2	0.6mm	
#1	0.8mm	
#2	1.0mm	
#3	1.2mm	
#4	1.4mm	
#5	1.6mm	
#6	1.8mm	
#7	2.1mm	
#8	2.3mm	

使用製品: 2 #2

使用製品: 5 #6



症例提供: 栃木県佐野市開業 えづら歯科クリニック 江面陽子先生

- 最高許容回転数: 4,000min⁻¹
- 最小包装単位: 6本入/ケース
- アソート: #1~6

標準価格(6本/ケース)

2,700円

▲ 製品ご使用前に添付文書を必ずお読みください。

有限会社 マルヤマ歯科商店

製造販売 **MANI**
 MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
 【デンタル営業】Tel:028-667-8591 / Fax:028-667-8593
 Exp.Sec./Phone:028-667-8592 Telefax:028-667-8596 URL: http://www.mani.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
 東京本社 ■〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161



D05810