

**MANI**® M CARBIDE BURS+  
Mカーバイドバー+



Metal Removal  
Preparation

MANI, INC.

FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —

**M330**

**M1557**


**M1558**

**M1931**

**M1957**

**M1958**

**M1970**




*New*

**M330P**

M330がパワーアップ！ 除去効率を求めて

# M CARBIDE BURS<sup>+</sup>

折れない工夫、切れる設計!  
 タッチ感に変化



トータルのバランス性を実現!

## ご使用のポイント

- 1 フェザータッチで十分な切削感が得られます。
- 2 十分な注水により製品性能を最大限に発揮します。

### FCK除去



〈症例提供〉  
 長崎県平戸市開業 NATURAL TEETH  
 高崎智也 先生

### コア除去



### インレー除去



〈症例提供〉  
 千葉県千葉市美浜区開業 幕張西歯科医院  
 池田仁崇 先生

クロスカットを入れることで  
 更に排出性を高め、切削耐久性UPを実現



New

2.00  
19.30

**M330P**  
232 / 008



2.00  
19.30

**M330**  
232 / 008



4.00  
19.30

**M1557**  
137 / 010



4.00  
19.30

**M1558**  
137 / 012



2.00  
19.30

**M1931**  
237 / 010



4.00  
19.30

**M1957**  
137 / 010



4.00  
19.30

**M1958**  
137 / 012



4.00  
19.30

**M1970**  
194 / 010

規格	入数	標準価格
M330P, M330, M1557, M1558	10本/シート	¥1,800
M1931, M1957, M1958, M1970	10本/シート	¥2,350

■許容回転数  
 M330P, M330, M1557, M1931, M1957, M1970=30万回転(300,000min<sup>-1</sup>)  
 M1558, M1958 =20万回転(200,000min<sup>-1</sup>)

! 製品ご使用前に添付文書を必ずお読みください。

製造販売 **MANI**<sup>®</sup>  
 MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3  
 【デンタル営業】Tel: 028-667-8591 / Fax: 028-667-8593  
 Exp. Sec. / Phone: 028-667-8592 Telefax: 028-667-8596 URL: <http://www.mani.co.jp>

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel: 06-6380-2525  
 東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel: 03-3834-6161