



歯科印象トレー用レジン

# 松風トレーレジンII・松風トレーレジン



手指や器具にべとつかない快適練和性と、切れずに伸びる展延時の作業性が良好



辺縁のレジンの浮き上がりが少なく、模型に沿った付形が可能



レジンがバーに巻きつきにくく、ストレスフリーな快削性を実現

## しなやかな 操作性と 優れた研削性

余裕を持って作業したい方におすすめ

硬化時間	7~9分
操作時間	約6分



### 松風トレーレジン

【色調】 1色

- ピンク(少し透明感のあるピンク)

【包装・価格】

- 粉 500g(粉量計付) ¥3,250
- 液 250mL(液量計、スポイト付) ¥1,700

松風の一押し  
ロングラン製品

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風トレーレジン	歯科印象トレー用レジン	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000088
松風トレーレジンII	歯科印象トレー用レジン	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000087

手早く作業をしたい方におすすめ

硬化時間	6~8分
操作時間	約4分



### 松風トレーレジンII

【色調】 3色

- ブルー(不透明な水色)
- ピンク(少し透明感のあるピンク)
- ホワイト(不透明なホワイト)

白の色調も  
ラインナップ

【包装・価格】

- 粉 500g(粉量計付) ¥3,250、1kg(粉量計付) ¥6,000
- 液 250mL(液量計、スポイト付) ¥1,700
- 500mL(液量計、スポイト付) ¥3,250
- (※ホワイトは500g包装のみ)

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2013年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

## 株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>