

# TOTAL ADJUSTMENT KIT

歯科用補綴物の調整、研磨用

## トータルアジャストメント キット

For Adjusting & Finishing Dental Restorations

チェアサイドでの調整用に厳選した12本!



トータルアジャストメント キットは、口腔内にセットされる各種補綴物 調整用の研削・研磨器材キットです。材料ごとに調整から仕上げまでのステップを解説したステップガイド付で、このキットがあれば、チェアサイドで各種補綴物の調整が可能です。



**【内容】各1本(計12本)**

キャプチャーカーバ [HP] (単品: 1本入)	#CC7		アストロカーバ [HP] (単品: 3本入)	#AS04	
ジブスカーバ [HP] (単品: 1本入)	#GP14F		ビッグシリコンポイント [HP] 紅 #147 (単品: 6本入)		
技工用カーバイドバー [HP] (単品: 1本入)	#21N		シリコンポイント Mタイプ [HP] M2 #13 (単品: 12本入)		
ジェットカーバイドバー [HP] (単品: 5本入)	#702		シリコンポイント Mタイプ [HP] M3 #13 (単品: 12本入)		
カーボランダムポイント [HP] (単品: 12本入)	#44		シリコンポイント Pタイプ [HP] PB #13 (単品: 12本入)		
カーボランダムポイント ファイン [HP] #20 (単品: 12本入)			セラマスター [HP] (単品: 3本入)	#13S	

※各種単品販売は、( )内の本数での販売となります。



# TOTAL ADJUSTMENT KIT

For Adjusting & Finishing Dental Restorations

わかりやすいステップガイド付

キットに付属の“ステップガイド”には、材料、ステップく **①形態修整** ⇒ **②中仕上げ** ⇒ **③研磨仕上げ** 別に推奨研削材を記載しており、チェアサイドでの調整に最適です。

さらに光沢が必要な場合は、ダイレクトダイヤモンドペストキット<sup>※1</sup>または、技工用の研磨コンパウンド<sup>※2</sup>(デュラポリッシュ、デュラポリッシュダイヤ)をご使用ください。(※1、2の商品は別売品です。)



(例)

材 料	形態修整	中仕上げ	研磨仕上げ
ハイブリッドレジン 硬質レジン 陶材	 #44 #20	 PB#13	 セラマスター <sup>®</sup> #13S プラス <sup>®</sup> ダイレクトダイヤモンドペストキット
	カーボランダムポイント <sup>®</sup> #44 カーボランダムポイント ファイン <sup>®</sup> #20	シリコンポイント <sup>®</sup> PB#13	

## 【各種補綴物に対応】

対 象 材 料			
●ハイブリッドレジン ●硬質レジン ●陶材		●軟性樹脂 リライニング材、 ティッシュコンディショナー、 マウスガードなど	
●レジン床 ●常温重合レジン		●金属	
		●石こう	

※ステップガイドは材料ごとに調整、研磨のステップを記載しています。

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
トータルアジャストメント キット	歯科技工用研削・研磨器材キット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000217

## 包装・価格



トータルアジャストメント キット  
【包装・価格】12本(ステップガイド付)  
¥13,000

## 関連商品

 松風ダイヤモンドポイント プロビマスターダイヤ 1本...¥3,800 各種レジン材料の形態修整用	 ダイヤモンド研磨ペストキット ダイレクトダイヤモンド ペストキット 1キット...¥3,000 各種補綴・修復物の光沢仕上げ用	 技工用 最終光沢仕上用研磨コンパウンド デュラポリッシュ 20g...¥2,000 各種レジン、コバルトクロム合金 などの光沢仕上げ用	 技工用 最終光沢仕上用研磨コンパウンド デュラポリッシュ [ダイヤ] 5g...¥4,800 ハイブリッドレジン、硬質レジン、 陶材、合金などの光沢仕上げ用
--	---	--	---



ラボギアXL セット  
各一式...¥175,000  
種類2種(スタンダードセット、  
ハイトルクセット)  
(歯科技工用電動式ハンドピース)

カタログに記載の価格は2010年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福祿上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

http://www.shofu.co.jp