

Minimum size

ピンポイントに窩洞形成


松風ダイヤモンドポイントFG

MiCDダイヤモンドセット


極小サイズのダイヤモンドポイントセット

天然歯への侵襲を最小限に抑えつつ審美的結果を導き出すというMiCDの
コンセプトに基づき、より正確な窩洞形成が行えます。

【従来のMIダイヤより更に小さなサイズをご用意しました】



NEW MI-F06R



弊社従来品 MI-3R



NEW MI-F06R NEW MI-F06RL MI-1R NEW MI-F06P NEW MI-F06PL MI-1P

- 微小なう蝕をより正確に除去できる6本セット
- 強度の高い材質を採用

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ダイヤモンドポイントFG	歯科用ダイヤモンドバー	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000023

包装

松風ダイヤモンドポイントFG
MiCDダイヤセット

1セット (厚図各形態1本)

<内容>

松風ダイヤモンドポイントFG 下記6形態 各1本
パーステーションII (ブルーイエロー) 各1個



ラウンドタイプ


<微小なエナメル質う蝕の除去に最適>

ペアシェイプタイプ

<う窩の開拡に最適>

	NEW MI-F06R	NEW MI-F06RL	MI-1R	NEW MI-F06P	NEW MI-F06PL	MI-1P
頭部径 (φmm)	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8
全長 (mm)	19	22	19	19	22	19
	微小なう蝕の除去	深い部分のう蝕の除去	大きめなう蝕の除去	微小なう窩の開拡	深い部分のう窩の開拡	大きめなう窩の開拡

MiCDダイヤセットを用いたMI治療の流れ (例)



関連商品


MI治療の必需品
MiCDルーペ
フリップアップタイプ
1式



TTLタイプ
1式




もう少し大きなポイントが必要という方に
松風ダイヤモンドポイントFG
MIダイヤ 1本



う蝕象牙質の除去に
エラスチールバー CA ラウンド1 10本入

赤字の形態に
CAリングがあります。



すべては、患者様のために

MiCD - Minimally Invasive Cosmetic Dentistry
最小侵襲による審美歯科治療



MiCDとは、

天然歯への侵襲を最小限に抑えつつ審美的結果を導きだす患者様のニーズを汲み取った歯科治療です。また、より良い笑顔を追求すべく、患者様の心理面、健康面、そして審美的要望を十分考慮に入れた、予防やメインテナンスを含む総合的な治療法です。松風は、MiCDに基づいた治療を推奨し、このコンセプトに沿った製品開発に努めて参ります。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店