



陶歯

ベラシア SA ポーセレン ポステリア

陶歯という選択肢



Veracia SA Porcelain POSTERIOR

Since 1922

1922年、国産初の高品質な陶歯の開発に成功したことから松風の歴史は始まりました。それから90年、陶歯を製造し続けたメーカーならではの技術と視点をもって、松風は、“扱いやすい”陶歯「ベラシアSAポーセレン」を発売します。今一度、陶歯の良さを見直してみませんか？

SHOFU INC.

陶歯だけど

調整がラク!

排列するだけでバランスドオクルージョンが得られるベラシアSA形態を採用。削合量が少なくてすみます。

VITA色を採用!

色を選びやすいよう、多くの方になじみの深いVITA色を採用しました。

陶歯だから

摩耗しにくい!

硬質レジン歯と比較して摩耗しにくく、変色に強いため、長持ちします。

衛生的!

プラークが付きにくく、衛生的です。



PTDLABO
模型提供: 塚 嵩詞

硬質レジン歯とのコンビネーションをお勧めします。

写真では、咬合関係を長期的に維持したい臼歯に陶歯である「ベラシア SA ポーセレン」、前歯に硬質レジン歯である「ベラシア SA アンテリア」を使用しています。

臼歯寸法表示の読み方(mm)

上顎	片側4歯全幅径 第一小臼歯の長径 (カラーを除く)
下顎	片側4歯全幅径 第一小臼歯の長径 (カラーを除く)




M28

28.0
9.2
30.0
8.5



M30

30.0
9.9
32.5
9.3



M32

32.0
10.6
34.5
9.9



販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
ベラシア SA ポーセレン	陶歯	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00105000



ベラシア SA ポーセレン ⊕ ポステリア

1組... ¥2,400 1箱12組... ¥28,800
【形態】上下顎:M28、M30、M32
【色調】A2、A3、A3.5



同じ色調、同じ形態だから
コンビネーションに最適!

硬質レジン歯
ベラシア SA アンテリア ⊖
1組... ¥780 1箱16組... ¥12,480
【形態】上顎:S4、S5、S6、ST4、ST5、ST6、O4、O5、O6
下顎:MA4、MA5、MA6、MA7
【色調】A1、A2、A3、A3.5

カタログに記載の価格は2012年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店