



ダイヤモンド含有研磨ブラシ
ダイヤモンドブラシ



各種補綴装置、保存修復物の研磨用ブラシ

Dia-in brush

CA

ファイバーにダイヤモンド砥粒を練りこんだ
ブラシ状の研磨材が新登場。

咬合面裂溝部など複雑な形状にも毛先がフィットし美しい光沢が得られます。

SHOFU INC.

〈イメージ図〉

(コンポジットレジン)

(陶材、ハイブリッドレジンなど)

**保存修復物から各種補綴装置まで
様々な素材を研磨できます。**

**裂溝も
簡単に研磨
できます。**

複雑な裂溝にも
ブラシが入り込み
簡単に研磨できます。

セラミックスクラウンの研磨



コンポジットレジンの研磨 (写真はリコール時の研磨)



**摩耗しにくく
長持ちします。**

耐久性の高いファイバーを
使用しているため、
摩耗しにくく長持ちします。

写真提供:むとペデンタルクリニック 六人部慶彦先生




ダイヤモンド含有研磨ブラシ
ダイヤインブラシ

2本入

形態:2種/No.2(フラット)
No.3(ペンシル)

最高許容回転速度 3,000min⁻¹

※毛先が変形したものは使用しないでください。
※ソフトタッチで使用してください。
※天然歯や金属には使用できません。



咬頭にはNo.2(フラット)
裂溝にはNo.3(ペンシル)がおすすめです。

数量
限定

**お得な
[組合せ]
タイプを
販売します!**

2本入

内容:
No.2(フラット)1本
No.3(ペンシル)1本



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ダイヤインブラシ	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号26B1X00004000238

★さらにハイクラスの仕上がりをお求めの方には
仕上げにダイレクトダイヤモンドペーストをお使いいただくと
更に美しいツヤが得られます。



各種補綴・修復物のツヤ出しペースト
ダイレクトダイヤモンドペースト キット

1キット

〈内容〉
ダイレクトダイヤモンドペースト3g 1、松風スー
パースナップ パフディスク (No.8) 5、松
風マンドレル (スーパースナップCA) 1、
ノズル (キャップ付) 2

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店