

ブラシ状の研磨材が新登場。

咬合面裂溝部など複雑な形状にも毛先がフィットし美しい光沢が得られます。

SHOFU INC.

(コンポジットレジン) (陶材、ハイブリッドレジンなど) 保存修復物から各種補綴装置まで 様々な素材を研磨できます。

コンポジットレジンの研磨(写真はリコール時の研磨)



裂溝も 簡単に研磨 できます。

複雑な裂溝にも ブラシが入り込み 簡単に研磨できます。

セラミックスクラウンの研磨



摩耗しにくく 長持ちします。 耐久性の高いファイバーを 使用しているので、 摩耗しにくく長持ちします。

写真提供:むとベデンタルクリニック 六人部慶彦先生



ダイヤ含有研磨ブラシ ダイヤインブラシ

2本入¥

形態:2種/No.2(フラット) No.3(ペンシル)

最高許容回転速度 3,000min-1

※毛先が変形したものは使用しないでください。 ※ソフトタッチで使用してください。 ※天然歯や金属には使用できません。

販売名	一般的名称	承認·認証·届出番号
ダイヤインブラシ	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号26B1X00004000238





咬頭にはNo.2(フラット) **裂溝にはNo.3**(ペンシル)がおすすめです。



★さらにハイクラスの仕上がりをお求めの方には

仕上げにダイレクトダイヤペーストをお使いいただくと更に美しいツヤが得られます。



各種補綴・修復物のツヤ出しペースト

一般医療機器 届出番号 26B1X00004000199

歯科用研磨器材

ダイレクトダイヤペースト キット

1キット¥

〈内容〉

ダイレクトダイヤペースト3g 1 松風スーパースナップ バフディスク(No.8)5 松風マンドレル (ワングロス用) CA 1 ノズル 2

で使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2024年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

