



形態修整用ダイヤモンド研削材

松風 ビトリファイドダイヤ

VIT
VITRIFIED DIA

陶材、プレスセラミックス、ジルコニアの形態修整に

ダイヤモンドポイントのような

研削力と耐久性

硬い材料もスムーズに調整

※写真は表面のバインダー層を除去した状態です。
(倍率50倍)

カーボランダムポイントのように

なめらかに

チップング、面荒れを低減

ビトリファイドダイヤ

口腔内で使用可能なCAタイプが登場！

写真提供：タバタデンタルクリニック
田畑 勝彦 先生



No.28 咬合面の調整



No.29 舌側面の修整


SHOFU INC.

HPタイプ
新形態は裏面へ

HPタイプに5形態を追加



No.11 スプルー、バリ取り



No.28 咬合面形態修整


概形・フレーム調整、
細かな形態修整など
にお使いいただける形態を
ご用意しています。

写真提供: タバタデンタルクリニック
小林 眞人 先生

特 長 ビトリファイドダイヤモンドはダイヤモンド砥粒をカーボランダムポイントと同様のガラス系結合材(ビトリファイド)で結合した研削材です。


きれいな研削面

面荒れが少なく、美しい研削面が得られます。



チッピングを低減

微細なダイヤモンド砥粒を使用しているため、
チッピングリスクを低減できます。



【販売名・一般的名称】

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風 ビトリファイドダイヤモンド	歯科用研削器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000226

【包装・価格】

松風 ビトリファイドダイヤモンド



CA 3本入	¥2,900
〈形態〉	28,29,43
HP 3本入	¥2,900
〈形態〉	28,29,42,43
HP 2本入	¥2,900
〈形態〉	11
HP 3本入	¥4,500
〈形態〉	20
HP 2本入	¥4,500
〈形態〉	10,70

松風 ビトリファイドダイヤモンド専用アジャスター
松風 アジャスター ¥4,500(1本)



【関連製品】

ビトリファイドで形態修整後は、以下の製品がおすすめです。

ジルコニア、プレスセラミックスの研磨に
コアマスター
〈種類〉2種: コース(青黒)、ファイン(淡赤)
〈価格〉HP 10,11 ¥1,750(1本入)
ホイール 5 ¥2,250(1本入)



陶材の研磨に
セラマスター
〈種類〉2種: セラマスター、セラマスターコース
〈価格〉10,11,13S ¥2,900(3本入)
28 ¥2,900(4本入)



まずはお試ください

数量限定販売

お試し1本入り包装

HP 11	¥1,500
HP 20,28,43	¥1,000
CA 28	¥1,000



HP3形態と松風アジャスターがセットになった、
お得なスターターセットです。

松風 ビトリファイドダイヤモンド HP
アソートセット

〈内容〉
HP10、20、70、
松風アジャスター 各1
〈価格〉
¥9,000



【形態】

	10	11	20	28	29	42	43	70
C A				○★	○		○	
H P	○	○★	○★	○★	○	○	○★	○

<最高許容回転速度>30,000min⁻¹
★は1本入(限定品)のある形態です。

取扱い店

カタログに記載の価格は2013年2月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。