


変形しにくく、追加築盛しやすい CAD/CAM用ディスクワックス

松風ディスク WAXは、融点の異なるワックスを配合することにより、“変形のしにくさ”と“加工後の追加築盛の容易さ”を両立させた、レジンフリーのディスクワックスです。



変形しにくい

高融点のワックスを配合しているため、加工時に変形が起こりにくい設計です。そのため、ワックスラウンの適合精度にすぐれ、また、切削時の熱によるワックスのバーへの焼付きを抑制します。

加工後の追加築盛がしやすい

融点の低いワックスを配合していることにより、咬合面の微調整やマージン調整時の追加ワックスとのなじみが良好です。


※松風S-WAVE CAD/CAMシステムのCAMソフトウェア「Go2dental」の機能の1つ



マージンカット機能※によるクラウン作製




マージン用ワックスを追加築盛中



マージン調整後

削合がしやすい

適度な硬さがあるため、ラウンドバーはもちろん、彫刻刀でも削合を行うことが可能です。



包装・価格



松風ディスク WAX

1枚 ¥3,000

サイズ:2種/φ98×t(14,20)mm

色調:1色/ブルー

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク WAX	歯科用キャストینگワックス	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000247

このカタログに記載の価格は2013年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店