

包装

ピカ泡クール

1箱(6本入)

1本(150mL)



関連製品

ラクシデント
義歯清掃用ブラシ



【色調】グリーン、イエロー



歯科用 義歯用泡ハミガキ
ピカ泡クール



毎食後の習慣

『ピカ泡クール』と併用しましょう!

カンジダ菌を溶かして、消して、残しません。

『ピカ』の大きな特徴は“溶菌作用”。菌の死骸が残りがちな“殺菌”作用とは違い、

カンジダ菌を溶かしながら除去するので、義歯性口内炎などの原因となる死菌が残りません。

そして、週1回のアルカリ性酸化剤が着色性の汚れも落とします。



青ピカ の錠剤は毎日。

歯垢や口臭、義歯性口内炎の原因となるカンジダ菌を溶菌除去する酵素とタンパク分解酵素を配合しています。毎日使っても義歯を傷めることなく菌を除去できます。

赤ピカ の顆粒は週1回。

お茶やコーヒー、タバコのヤニなど、着色性の汚れを除去するアルカリ性酸化剤。義歯特有の匂いも取り除きます。週1回を目安に義歯の汚れ具合に応じてご使用ください。


歯科用 入れ歯洗浄剤

ロートピカ


カンジダ
溶菌酵素
配合

1箱

●包装 1箱/青ピカ(錠剤)28錠、赤ピカ(顆粒)4包



食事のあとに、
気になる義歯の汚れを
泡でブラッシング!



歯科用 義歯用泡ハミガキ

ロート泡クール

ご使用の際は説明書等をよく読んでください。

取扱い店

製造販売元

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

販売元

世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稻上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
2111AJJSI



SHOFU INC.

義歯ユーザーは、 もっと「きれい！」 を求めていきます。




義歯のお手入れに関する ユーザーの意識には高いものがあります。

近年の老齢人口の増加に伴い義歯使用者も増加傾向をたどっています。また、昨今のSNSを始めとする情報の伝播性の高さなどにより、義歯の正しい扱いへの意識も高まりつつあるようです。その使用者の意識調査をしてみると、まず9割以上の義歯ユーザーが義歯のお手入れが「大切なこと」を認識して



汚れを気にするユーザーに 食後の泡ハミガキ、就寝時の錠剤洗浄がおすすめ。

義歯のお手入れにあたって、錠剤洗浄を認知しているユーザーは多く、就寝前などの使用習慣として浸透してきています。一方で、汚れが落ちない、汚れが落ちたかわからない、爽快感がないなどの不満もあるようです。そうしたことから、就寝時ばかりでなく日中のアクティビティタイム、特にご飯を食べたあとにも義歯のお手入れをする方が増えつつあります。お手入れの仕方としては、水ですすいだり歯ブラシのみで磨くなどの方法ですが、もっと「きれい！」を求める声には『ピカ泡クール』でのお手入れがおすすめです。ポンプタイプでは、すした義歯にシチュと泡をかけ、汚れを浮かせて歯ブラシで磨きます。磨いたあとは爽やかなミントの香りが口中に広がります。そして、就寝時にはカンジダ溶菌酵素配合の歯科用入れ歯洗浄剤『ピカ』をおすすめします。泡ハミガキと錠剤洗浄を併用してこまめにお手入れすることは、急速な増殖スピードを持つデンチャープラーカー対応としても有効と思われます。



義歯用泡ハミガキ

ロート泡クール

除菌率
99.9%

※ロート製薬調べ(in vitro)

使用方法

- 入れ歯を口からはずしてください。
- ポンプの青いストッパーをはずし、適量を入れ歯に押し出してください。(目安: 総入れ歯でポンプ2押し分)
- 片面60秒を目安に全体をブラシで磨いてください。
- 流水でしっかりすすいでください。



品名 入れ歯洗浄剤

用途 部分床義歯、総義歯、ノンクラスプデンチャー、矯正用リテナー、マウスピースの洗浄

成分 濡潤剤(プロピレングリコール)、増粘安定剤、界面活性剤(4.2%アルキル硫酸エステルNa、アルキルエーテル硫酸エステルNa、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、防腐剤、香料、精製水、IPMP(イソプロビルメチルフェノール)

液性 弱酸性

内容量 150mL(約150プッシュ)

<使用上の注意> ●用途外に使用しないでください。●口中で使用しないでください。●小児や第三者の監督が必要な方の手の届かない、直射日光の当らない涼しいところに保管してください。●湿疹等の皮膚障害のあるときは使用しないでください。●口や目に入れないでください。●ノズルの残液がまれにモレる可能性があります。

<応急処置> ●万一、飲み込んだり、目に入った場合は水で口や目をよく洗い流してください。●口の中に異状がある場合は使用を中止し、本品を持参し、医師にご相談ください。



義歯用の歯磨き剤について



東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科
高齢者歯科学分野教授

水口俊介先生

歯の表面にプラーカー(歯垢)が付着するのと同じように、義歯の表面にもデンチャープラーカーが付着します。デンチャープラーカーは義歯洗浄剤に浸けておくだけでは取れません。ブラシでこするなど何らかの物理的な力を加えないと取れないのです。ブラシでこする時に普通の歯磨き剤を用いる患者さんがいらっしゃいますが、普通の歯磨き剤には研磨剤が入っています。そのため、義歯の表面に傷が付いたり過度に摩耗したりします。義歯の表面に傷が付くと、そこからデンチャープラーカー中の菌糸が入り込み汚れやすくなってしまいます。

デンチャープラーカーは、食後すぐにできるわけではありません。だから、食べカスを細菌がデンチャープラーカーにする前に掃除することが大事です。食事の後には、除菌作用のある義歯用の歯磨き剤で磨きましょう。一日の終わりには、義歯用の歯磨き剤で優しく洗ってから義歯洗浄剤に浸けましょう。翌朝には、きれいになつた義歯を爽やかな気持ちで付けることができます。