



支台歯再現用ワックス
松風ダイカラーワックス


SHOFU DIE COLOR WAX



オールセラミックスなどの
色調再現 必須アイテム登場


支台歯の形状や色調を忠実に再現できるワックス

支台歯の色でここまで変わる



オールセラミックス修復物はその高い光透過性により、支台歯色の違いが色調再現に大きく影響します。

ダイカラー 製作例



支台歯+ガムの製作例
 ガムを製作することで、歯頸部の色調をより正確に確認することができます。



インレー窩洞の製作例

写真提供：山本 眞先生 (有限会社 山本セラミスト)

幅広い色調再現

SHOFU DIE COLOR WAX

シェード色											
特殊色											
歯肉色					全25色をラインナップし、 天然支台歯から歯肉、レジンコア相当の色調まで表現できます。 また混色も可能です。						
	G1 (ガムライト)	G2 (ガムミディアム)	G3 (ガムダークミディアム)	G4 (ガムダーク)							

メタルコアにも対応

ダイカラーワックスに**ナイスフィット(新色)**を塗布することで、メタルコアも表現できます。



タイプ4ゴールドカラー
NEW



金パラシルバーカラー
NEW

松風ダイカラーワックスと
ナイスフィットにより
再現したダイカラー



NICE FIT

口腔内の状態

写真提供：坂本 彦彦 先生 (有限会社 山本セラミスト)

包装



セット



単品



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ダイカラーワックス	歯科用ユーティリティワックス	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000264

松風ダイカラーワックス

セット
単品8g

【セット内容】 8g : 25色

シェード色 10色 A1, A2, A3, A3.5, A4, rootA, VA1, VA2, VA3, W1,
特 殊 色 11色 レッド, オレンジ, イエロー, グリーン, ライトブラウン,
ダークブラウン, ブラック, グレー, ホワイト,
エナメル, レジンコア,
歯 肉 色 4色 G1 (ガムライト), G2 (ガムミディアム),
G3 (ガムダークミディアム), G4 (ガムダーク)

ナイスフィット

単品 16mL
色調 ゴールドカラー
シルバーカラー
タイプ4ゴールドカラー **NEW**
金パラシルバーカラー **NEW**

関連製品

希釈液 40mL
セット
【セット内容】 ゴールドカラー 16mL, シルバーカラー 16mL,
希釈液 40mL, スポイト

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

http://www.shofu.co.jp

1707CDJTI