

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ベラシア SA ポーセレン	陶歯	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00105000

包装



ベラシア SA ポーセレン (前歯)

1組 1箱16組
【形態】上顎9種：S4、S5、S6、ST4、ST5、ST6、O4、O5、O6
下顎4種：MA4、MA5、MA6、MA7
【色調】3色：A2、A3、A3.5



ベラシア SA ポーセレン (白歯)

1組 1箱12組
【形態】上下顎各3種：M28、M30、M32
【色調】3色：A2、A3、A3.5



ベラシア SA ポーセレン AP 全形態セット

1セット
【セット内容】19組(前歯13組、白歯6組)
【形態】前歯 上顎9種：S4、S5、S6、ST4、ST5、ST6、O4、O5、O6
下顎4種：MA4、MA5、MA6、MA7
白歯 上下顎各3種：M28、M30、M32
【色調】1色：A3

関連製品



松風カーボナダムポイント
12本入
120本入 (HP15種のみ)
【形態】HP：24種、CA：12種、FG：7種



松風シリコンポイント Pタイプ
12本入
【種類】4種 (PA、PB、P2、P3)
【形態】HP：3種



松風ラッピングペースト
30g
【種類】3種：粗粒(白)、中粒(茶)、細粒(白)



平均値咬合器
ハンディ咬合器 II A型
1台



松風アーバン
粉1kg(粉量計付) [U2、U3、C1、C2、C3、8S]
粉1kg(粉量計付) [バイオレジンO、バイオレジン2R、バイオレジン3]
粉10kg(ポリシート1,000枚付) [U2、U3、8Sのみ]
液500mL(スポイト付)
液10L



硬質レジン歯 (前歯) [健保適用品]

ベラシア SA アンテリア
1組 1箱16組
【形態】
上顎9種：S4、S5、S6、ST4、ST5、ST6、O4、O5、O6
下顎4種：MA4、MA5、MA6、MA7
【色調】4色：A1、A2、A3、A3.5



硬質レジン歯 (白歯) [健保適用品]

ベラシア SA ポステリア
1組 1箱12組
【形態】
上下顎各3種：S28、S30、S32、M28、M30、M32
【色調】3色：A2、A3、A3.5



硬質レジン歯 (白歯) [健保適用品]

ベラシア SA ポステリア
キュービックパック
12組入り包装
【形態】上下顎各3種：S28、S30、S32
【色調】2色：A2、A3
30組入り包装
【形態】上下顎各2種：S28、S30
【色調】1色：A3



硬質レジン歯 [健保適用品]

ベラシア SA AP 全形態セット
1セット
【セット内容】包装：25組(前歯13組 白歯12組)
【形態】
前歯 上顎9種：S4、S5、S6、ST4、ST5、ST6、O4、O5、O6
下顎4種：MA4、MA5、MA6、MA7
白歯 上下顎各6種：S28、S30、S32、M28、M30、M32
【色調】2色：A2、A3



陶歯
ベラシア SA ポーセレン

待望の前歯を
新発売

Veracia SA Porcelain



写真提供
PTDLABO
塚 嵩 詞

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



「陶歯」という 選択肢

Since 1922

1922年、国産初の高品質な陶歯の開発に成功したことから松風の歴史は始まりました。陶歯を製造し続けた松風ならではの技術と視点をもって、2012年には“扱いやすい”陶歯、「ベラシア SA ポーセレン (白歯)」を発売しました。さらに5年、多くのご要望にお応えして新たに前歯をラインナップに加えます。今までにない特長を備えた陶歯を是非、臨床の選択肢としてご活用ください。

わずかな削合で平均値咬合器の 運動路に調和

排列するだけで、バランスドオクルージョンが得られる白歯に加え、歯冠長の調整など、個別排列に対応する前歯形態を追加しました。

審美性、質感が向上

弊社従来品よりもエナメル質の明度と透明性を向上させ、歯冠全体のグラデーションが明確になりました。



前歯の選択基準 (参考)

・垂直被蓋 (Over Bite) 1mm ・水平被蓋 (Over Jet) 3-4mm	上顎	S4 ST4 O4	S5 ST5 O5	S6 ST6 O6
	下顎	MA4	MA5	MA6
・垂直被蓋 (Over Bite) 1mm ・水平被蓋 (Over Jet) 0-1mm	上顎	S4 ST4 O4	S5 ST5 O5	S6 ST6 O6
	下顎	MA5	MA6	MA7

汎用性の高い色調

臨床で特に使用頻度の高い色調を用意しました。

寸法表示の読み方 (mm)

型番	中切歯の長径 (カラーを除く)
	中切歯の幅径
	6歯の全幅径
	6歯排列の横径 (湾曲)

Anterior 前歯

Porcelain

S 方型



ST 混合型



O 卵円型



MA

摩耗型




S4	10.5
	8.0
	43.2
	48.0



ST4	10.8
	8.0
	43.2
	48.0



O4	10.8
	8.0
	43.2
	48.0



MA4	9.4
	4.7
	33.1
	36.0



S5	11.2
	8.5
	46.0
	51.0



ST5	11.5
	8.5
	46.0
	51.0



O5	11.5
	8.5
	46.0
	51.0



MA5	10.0
	5.0
	35.2
	38.0



S6	11.9
	9.0
	48.8
	54.0



ST6	12.2
	9.0
	48.8
	54.0



O6	12.2
	9.0
	48.8
	54.0



MA6	10.6
	5.3
	37.3
	40.0



MA7	11.2
	5.6
	39.4
	42.0

Posterior 白歯

Porcelain

寸法表示の読み方 (mm)

型番	片側4歯全幅径
	第一小臼歯の長径 (カラーを除く)



M28	上顎	28.0
	下顎	30.0
	上顎	9.2
	下顎	8.5



M30	上顎	30.0
	下顎	32.5
	上顎	9.9
	下顎	9.3



M32	上顎	32.0
	下顎	34.5
	上顎	10.6
	下顎	9.9