



歯科重合用光照射器

VALOオーソ／VALOオーソコードレス

VALOオーソの高いポテンシャルをコードレスの扱いやすさで。

(社内処理コード：S972)

5942 VALOオーソ コードレス キット

- ◎ハンドピース・・・・・・・・・・1
- ◎リチウム電池・・・・・・・・・・4
- ◎充電器一式(充電器本体、ACアダプター)・1
- ◎ライトシールド・・・・・・・・・・1
- ◎ブラケット・・・・・・・・・・1
- ◎ブラックライトレンズ・・・・・・・・1
- ◎VALOコードレス バリアスリーブ・・・・・・50



(社内処理コード：S973)

5961 VALOコードレス充電器用ACアダプター



5962 VALOコードレス充電器



5963 VALOコードレス電池 充電式 2個



5964 VALOコードレス バリアスリーブリフィル 500枚



5929 VALOコードレス ライトシールド



さらなる軽さ(75g)と、充電忘れによる診療ロスを防ぎたい先生に。

(社内処理コード：S970)

5940 VALOオーソ キット

- ◎ハンドピース(コード付)・・・1
- ◎ACアダプター・・・・・・・・・・1
- ◎ライトシールド・・・・・・・・・・1
- ◎ブラケット・・・・・・・・・・1
- ◎バリアスリーブ・・・・・・50



(社内処理コード：S971)

5930 AC アダプター J 1.8m



5932 バリアスリーブ リフィル 500個



5935 ライトシールド



【VALOオーソ・コードレス共通製品】

(社内処理コード：S971)

1667 ブラケット



5939 ブラックライトレンズ



508 ウルトラテクト UV オレンジ保護メガネ



VALOオーソ コードレス		
波長域	395nm～480nm	
出 力	スタンダード	1,200mW / cm ²
	エキストラパワー	3,200mW / cm ²
	エキストラパワー クオドラント	3,200mW / cm ²
ハンドピース	本体寸法	20.3cm
	本体質量	170g(電池含む)
充電器・充電電池	出 力	DC12V(0.5A)
	入 力	AC100-240V
	リチウム電池	3.2V 500mA 2個
	再充電可能	規格:CR123A
硬化深度	4.74mm(※ウルトラデント社測定値)	
保 証	2 年	

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
VALO オーソコードレス	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000057 特定保守管理医療機器
VALO コードレス 付属品	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000053 特定保守管理医療機器

VALOオーソ		
波長域	395nm～480nm	
出 力	スタンダード	1,200mW / cm ²
	エキストラパワー	3,200mW / cm ²
	エキストラパワー クオドラント	3,200mW / cm ²
ハンドピース	本体寸法	23.5cm
	コード寸法	2.1m
	本体質量	75g
	コードの総重量	226.8g
ACアダプター	出 力	DC9V(2A)
	入 力	AC100-240V
	コード寸法	183cm
	コネクタ	Ø2.5mm
硬化深度	4.74mm(※ウルトラデント社測定値)	
保 証	2 年	

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
VALO オーソ	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000051 特定保守管理医療機器
VALOキュアリングライト ACアダプター	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000042 特定保守管理医療機器

ご使用の際は説明書、添付文書等をよく読んでお使いください。



HAVE YOU SEEN
THE LIGHT?

VALO ORTHO-CORDLESS broadband LED curing light

効率的な治療を目指したコードレスタイプ

高出力、広波長の光を出す
カスタムLED

傷がつきにくい
サファイアハードコーティング

クリーニングやお手入れのしやすい
テフロン®加工

口腔内でも操作しやすい
スリムでロープロファイルなデザイン

簡単に操作できる
タイマーコントロール

高性能リチウム電池
約1,000回充電可能
フル充電時、約400回の照射が可能

VALO ORTHO broadband LED curing light

充電不要で、いつでも使えるコード付きタイプ

本体重量約75gの
軽量ボディ

3つの波長の光を出す
カスタムLED

傷がつきにくい
サファイアハードコーティング

クリーニングやお手入れのしやすい
テフロン®加工

高い強度と柔軟性を持つ
米軍使用防弾チョッキと
同素材のケブラー繊維製コード

簡単に操作できるタイマーコントロール

口腔内へアクセスしやすいスリムでロープロファイルなデザイン

モードガイド	スタンダードパワー	エキストラパワー	エキストラパワークオドラント	バッテリー 残量ランプ
光強度 (mW/ cm ²)	1200 ●	3200 ●	3200 ●	
スタートボタン	●	●	●	●
照射時間ランプ	●	●	●	●
モードランプ	●	●	●	●
時間/モード変更ボタン	●	●	●	●
	5秒 10秒 15秒 20秒	1秒 2秒 3秒	3秒	
メタルブラケット／審美ブラケット 光照射時間	10 秒×1 回	3 秒×2 回	3 秒×2 回	

電池残量が
少なくなると
赤く点灯します。
(コードレスのみ)

VALOオーソコードレス、VALOオーソ共通の特長

3,200mW/cm²のハイパワー。深く浸透する光。
ブラケットのボンディングにもわずか3秒のスピード重合。

ブラケット装着のための連続照射モード

- エキストラパワークオドラントモード 3,200mW / cm²
照射時間は3秒×5回。VALOオーソの最大の特長である
クオドラントモードはスタートボタンを1回押すだけで5歯分を連続的に
照射できるよう設計されており、3秒照射→2秒消灯を5歯分繰り返しま
すので、ボタンを何度も押す手間を軽減します。

幅広い波長域により、さまざまな光重合歯科材料に使用可能

- 異なる波長のLEDパネルを搭載することで、395～480nmの幅広い波長域
を実現しました。
- 矯正だけでなくホワイトニング材、シーラント材などにも使用可能です。
- VALOオーソ1台でほとんどの歯科材料に対応でき、診療効率をアップ
できます。

光源が先端にあるため、光の直進性が高く、
強力な光が拡散せず垂直に深く浸透します。

口腔内で操作しやすいコンパクトなヘッド形状

- ロープロファイルなヘッド形状により、ライトガイドタイプの照射器では
アプローチしにくかった7番遠心部へも容易に照射でき、口腔内での
使用がしやすくなっております。また、開口量の少ない患者さまの診療に
もご使用いただけます。

レンズ直径 約 10 mm

- ヘッドはコンパクトですが、
直径約 10 mmのレンズを採用。
ブラケットの上からでも光照射が可能です。



インダイレクトボンディングに

- ハイパワーで深くまで浸透する光により、
インダイレクトボンディングを行う際など、
トランスファートレー越しでも十分な光照射
が可能です。

