



舌ブラシ

舌ケアプレミアム

100 since 1922 SHOFU 2022 100年先にも輝く笑顔を



極細ナイロン繊維でデリケートな舌をやさしくケア



共同研究
開発

新潟大学大学院医歯学総合研究科
せつしよくえんげ
摂食嚥下リハビリテーション学分野

単色
6本入
新発売

さらにお買い求め
やすくなりました

フック状の毛先で舌苔をごっそり絡め取る



SHOFU INC.

デリケートな舌をやさしくケア

ブラシ部は片面約8,000本の極細ナイロン繊維から成り、繊細な舌乳頭を傷つけずに毎日の舌ケアが行えます。

力のかけ方に関するコツはこちら(動画)でチェック!




舌表面・舌乳頭の間に入り込んだ舌苔を絡め取るブラシ構造

極細ナイロン繊維をフック形状に編み込んでいるため、舌乳頭の間に入り込んだ舌苔にもとどき、しっかり汚れを絡め取ります。

汚れを絡め取る構造

フック形状の極細ナイロン繊維が、舌乳頭の間に入り込んだ舌苔を絡め取ります。



〈イメージ図〉

包装・価格



舌ケアプレミアム

6本1箱
〈1本〉

カラーバリエーション



【製造販売元】 SHIKIEN 株式会社

新潟県新潟市秋葉区新津四ツ興野1735

【販売元】



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)


●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
2201AEISa

www.shofu.co.jp

両面仕様で使いやすく、舌の形にフィットするブラシ形状

ブラシは凸面、凹面がある両面仕様。それぞれの面が舌の表面、側面に密着し舌苔を除去します。凹面にはハンドル部に触知可能な(∴)マークを印字し、凸面凹面の識別が簡単です。

便利な両面仕様(断面イメージ)



凸面を舌の表面にあて、凹面は舌の側面にあて、ご使用ください。

ご使用の際は製品に記載の注意事項等をよく読んでお使いください。

価格は2022年1月現在の標準医院価格と標準患者価格(消費税抜き)です。

取扱い店