



3Dプリンター造形用インク

デーマ プリント ソフト スプリント

dima®

Product Information



3Dプリンター造形用インク

デーマ プリント ソフト スプリント

Giving a hand to oral health.



KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

SHOFU INC.



dima Print Soft Splint

歯科咬合スプリント製作用の造形用インクです。
専用の3Dプリンター「カーラ プリント 4.0」で
造形することが可能です。



カーラ プリント 4.0

造形後もソフトな状態を維持

造形後もソフトな状態が続くため、強い衝撃や
咬合圧から歯や顎を守ります。用途に合わせて
2色から選択可能です。




【製品名】ディーマ プリント ソフト スプリント

【色調】ブルー・ホワイト

短時間で設計・造形

設計はソフト上でおこない、3Dプリンターで造形
するだけなので短時間で簡単に製作することが
可能です。また、デジタルデータを保管しておけ
ば、いつでも再製作が可能です。



販売名 ディーマ プリント ソフト スプリント
一般的名称 歯科咬合スプリント用材料
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000091

販売名 カーラ プリント 4.0
一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060900021

関連製品

ハイライトパワー 3D

3D プリンター造形物、または歯冠用
硬質レジンどちらの重合にも対応した
歯科技工用光重合器です。



販売名 ハイライトパワー 3D
一般的名称 歯科技工用重合装置
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060900022

カーラ プリント クリーン

造形物の洗浄システム
です。手動での洗浄に
比べ、作業効率、洗浄
効果が向上します。



本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
このカタログに記載の価格は2021年3月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 **クルツァー ジャパン 株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-75

www.shofu.co.jp