

ずっとそばで、使えるように。




オサダ ライトサージ セルビー

OSADA LIGHTSURGE CELBY

時間の短縮が図れる半導体レーザーならではの治療スピード。
ワイヤレス化でさらにスムーズになった移動やポジショニング。
オサダ ライトサージ セルビーと共に快適な治療を。

診療の流れが変わる半導体レーザー

軟組織に処置をするという目的は、半導体レーザーも炭酸ガスレーザーと同じです。
しかし、接触して治療できる半導体レーザーは口腔内の繊細な処置に効果的です。
オサダ独自のサファイアチップをお使いいただくと側方にもレーザー照射ができ、
歯周・外科治療へのアプローチが楽に行えます。
オサダの半導体レーザー「ライトサージ セルビー」でその効果を体感ください。



さらに進化した半導体レーザー 「オサダ ライトサージ セルビー」

compact & move



移動もスムーズな「電源コードレス」


本体は充電式の電源コードレスなので、使用時には充電器から取り出し持ち運ぶことができます。本体サイズも非常に小さく煩わしい電源コードも無いので設置場所も選びません。使用頻度が高い場合、充電しながらの使用も可能です。

easy & operation



タッチパネルで簡単操作

全体を瞬時に確認しやすいユーザーインターフェイス。メインパネルに治療目的を配置できるため、施術までの設定を軽減しました。



症例登録とメモリ設定

多様な治療をメインパネルに登録でき、メモリ機能を使えばオリジナル設定が可能となります。



手元スイッチ

スムーズな施術を行うため手元のスイッチで操作が可能です。治療部位を明るく照らすビューライトLED付です。

セット

A チップ装着型 レーザプローブ

豊富なチップから術式にあったチップを選ぶことができます。またファイバーを形成する必要がなく、そのままご使用いただけるチップ装着型レーザープローブです。手で操作可能な手元スイッチと、口腔内視野を確保できるビューライトが装備されています。



01. 本体 02. 充電器 03. レーザプローブ LPTCC-300-SW 04. 保護メガネ×3 05. チップ装着工具×2
06. チップ2種(サファイアチップ SATS 09、石英ファイバーチップ QTF5 06-5) 07. チップ保護キャップ×2(白・黒)

セット

B 送り出し型 レーザプローブ

ファイバーの長さ調節が容易な送り出し型のレーザープローブです。ファイバーシャープナーで先端を成形することで継続使用が可能で、ランニングコスト軽減に貢献します。
※操作はフットスイッチで行います。



01. 本体 02. 充電器 03. レーザプローブ LPS-CC/400 400μm 04. 保護メガネ×3 05. フットスイッチ
06. ジャケットストリッパー400 07. ファイバーシャープナーV 08. ファイバーカッター

OSADA LIGHTSURGE CELBY

一般的名称: ダイオードレーザー | 販売名: オサダライトサージセルビー | 承認番号: 22800BZX00069000
クラス分類: 高度管理医療機器(クラスⅢ) 特定保守管理医療機器
標準価格: 1,980,000円(税抜き)

※ご使用に際しましては、商品に付属されている添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。

販売元 **長田電機工業株式会社**
〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5
TEL.03(3492)7651 FAX.03(3492)7506

製造販売元 **長田電機工業株式会社**

[http:// osada-group.jp/](http://osada-group.jp/)

※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。
※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。 ※印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

