

オサダNDウォッシャー

洗浄・消毒・乾燥を効率化し、
安心して働くことができる職場づくりをしませんか？


オサダNDウォッシャーは標準装備でここまでできます！

ハンドピース用ラック、スターターキット標準装備

ハンドピース用ラックとスターターキットを
上段に使用した場合、下記の洗浄・消毒が行えます。

- 基本セット13人分
 - ・トレー ・ピンセット ・ミラー
 - ・エキスカ ・充填器 ・探針
- インstrument
 - ・タービン2本
 - ・MEハンドピース又はエナックハンドピース2本
- 吸引管4本

※NDウォッシャー、NDコート各1本が標準で付属しています。
(1本で約40回分の洗浄消毒が可能です)



工程の進行状況を色で表現

洗浄槽内には LED ライトを搭載しており、
洗浄・すすぎ・消毒・乾燥・終了の状況を
色で表現します。

商品名：オサダ ND ウォッシャー
形式：ND-1
商品コード：7060
標準価格：2,733,600 円 (税抜)
※スターターキットを含みます。
※別途据付作業費がかかります。

器具器材への配慮

中性酵素系洗剤を採用することで
主にアルミ素材へのダメージを
より少なくしました。

仕様 一般的名称：器具除染用洗浄器 | 電源：単相 AC 200V±10% 14A 50/60Hz | 医療機器届出番号：20B2X10010000005 | クラス分類：一般医療機器 (クラスⅠ) |
外形寸法：W580mm×D600mm×H840mm 槽内寸法：W500mm×D480mm×H490mm | 質量：87kg (本体)

※ご使用に際しましては、商品に付属されている添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。

販売元



長田電機工業株式会社

〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5
TEL.03(3492)7651 FAX.03(3492)7506

製造販売元 チョダエレクトリック株式会社

[http:// osada-group.jp/](http://osada-group.jp/)

※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので
予めご了承下さい。
又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。
※印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

No.1946

オサダの滅菌・メンテナンスシリーズ

オサダのラインナップでより安全・安心な院内環境の実現を…

使用後

洗浄

メンテナンス

包装

滅菌・乾燥

保管

- 手洗いで1回何分要しますか？
- 1日何回洗浄していますか？
- 洗っていてリスクを感じることは？
- いつも洗浄消毒しているものは？

洗浄・消毒・乾燥を全自動で

中性酵素系洗剤を採用することで
アルミ素材へのダメージを
より少なくしました



NDウォッシャー

- 注油にかける時間は？
- 医院にインスツルメントは何本ありますか？

ムダをなくしてコスト削減

必要最低限のオイル注入で、
ムダなオイルを使用しません (オートループ)



タービンスプレー



ハンドピーススプレー



オートループ

- どのようにシーリング
していますか？
- シーリングでの不便さは？

簡単・正確なシーリング作業

シール幅12mmで確実に滅菌バッグを
シーリングできるため、
滅菌物を良好に保管します



ユーロシール

- 滅菌は1日何回？
- 滅菌の今の不便さは？

滅菌器は簡単操作と 器具にやさしい ソフトな乾燥

セットしてスタートボタンを
押すだけの簡単操作です



サーボクレープ TE-241ER

速い! 簡単! 安全!

インスツルメントの滅菌に
大活躍する小型オートクレープです



プチクレープ 11

スタッフの皆様にも
安全、簡単に

器具は確実な
滅菌メンテナンスを