

歯科切削加工用セラミックス

JDS Zirconia NEXT Series

JDSジルコニアNEXTシリーズに マルチグラデーション登場!

東ソー社の「Zpex4」を100%使用による3層グラデーション。
高い強度と優れた透過性を保ち、
シングルからロングスパンブリッジまで
幅広い症例において簡便な色調表現が可能です。



NEW!

JDSジルコニアNEXT マルチグラデーション

「Zpex4」100%使用・東ソー社のカラーパウダー
による3層グラデーションで、VITA Shadeの色調を
確実に表現。

推奨用途 前歯・白歯部クラウン、
3本ブリッジ、前歯部4本ブリッジ

色調と物性

色調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
EMA1	A1	40%	MPa: ≥1,100	1,500°C
EMA2	A2			
EMA3	A3			
EMA3.5	A3.5			

価格

厚さ	価格
14mm	各27,000円
18mm	各35,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
医療機器分類：管理医療機器
医療機器認証番号：228AKBZX00068A01



JDSジルコニアNEXT スタンダード

推奨用途

前歯・臼歯部クラウン、
3本～ ロングスパンブリッジ

高い強度を持ち、前歯部から臼歯部まで幅広く対応。
ロングスパンブリッジのケースに効果的です。

色調と物性

色調 (VITA Shade)		透過度	曲げ強度	焼成温度
S0	HT	41%	1,200±200MPa	1,530℃
S1	A1,B1	36%		
S2	A2,A3,B2,B3	34%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価格

厚さ	価格
14mm	各20,000円
18mm	各24,000円
22mm	各28,000円
25mm	各32,000円



JDSジルコニアNEXT エナメル

推奨用途

前歯・臼歯部クラウン、
臼歯部3本ブリッジ、前歯部4本ブリッジ

高い透過性を保ちながら優れた強度を実現。
連結用としても使用可能です。

色調と物性

色調 (VITA Shade)		透過度	曲げ強度	焼成温度
E0	HT	45%	1,100MPa	1,500℃
E1	A1,B1	40%		
E2	A2,A3,B2,B3	39%		
E3	A3,A3.5	38%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価格

厚さ	価格
14mm	各23,000円
18mm	各29,000円
22mm	各36,000円
25mm	各40,000円



JDSジルコニアNEXT MT マルチレイヤー

推奨用途

前歯部クラウン、
前歯部3～ 4本ブリッジ

透過度の異なるジルコニアパウダーの4層レイヤーにより、
審美性の高いグラデーションが表現できます。

色調と物性

色調 (VITA Shade)		透過度		曲げ強度	焼成温度
M0	HT	M0	M2,M3		
M2	A2	49%	44%		
		45%	42%		
M3	A3	43%	39%		
		41%	38%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00069A01

価格

厚さ	価格
14mm	各32,000円
18mm	各36,000円
22mm	各41,000円
25mm	各45,000円

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ



[販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造販売元]

株式会社ジオメディ

ご用命は